

Procédure Numérique Intuitive pour vos défis du quotidien



Le Scanner
Intraoral de GC
- Aadvia™ IOS 100 P
Fondé sur la Technology AI



GC

Aadva IOS 100 P - répond aux besoins de votre pratique qu

IOS 100 Portable



Portable

L'IOS 100 P est un système compact – seulement une pièce à main, un support et un PC portable

Chauffage antibuée

Les scanners sont facilement entretenus avec la fonction antibuée du support et la technologie sans poudre ou spray

Pièce à main légère

La pièce à main du IOS 100 P est extrêmement petite et légère

Transfert de fichiers

USB, réseau local et Aadva Xchange

Pas de Calibration

Résultats fiables sans problème chaque fois que vous scannez

Système ouvert

Fichier STL et PLY pleinement compatibles avec d'autres logiciels et matériels

Feedback visio et audio

Gardez le contrôle complet de votre procédure de scan


otidienne par ses solutions modulaires et intuitives de gestion de cas

Caractéristiques générales de scan

- / La technologie d'IA filtre les tissus mous et mobiles pour garantir un scan uniforme
 Scannez, mettez en pause, vérifiez et rescannez quand vous voulez
 Alignement automatique de l'occlusion
- / Interface utilisateur simple et intuitive



Module Ortho



- / Procédure personnalisée pour le suivi de vos cas d'ortho
 Fichier PDF dédié pour aider à la planification de traitement
 Possibilité d'enregistrer à la fois les occlusions en relation centrée et en occlusion centrée (RC/OC)
 Impression de modèles ortho intégrée (taille américaine) pour une impression 3D optimum
 Possibilité de communication externe (VDDS) intégrée
- / Fichiers de scan compatibles avec différents systèmes de gouttières
- / Procédure d'impression de scan brevetée

Module Prothèse dentaire



- / Procédure personnalisée pour vos couronnes et bridges
 Ligne d'épaulement automatique pour vos préparations
 Scan pour implant unique
- / Bon de commande simplifié avec les informations nécessaires pour le laboratoire
- / Importation automatisée des fichiers dans exocad



Aadva Xchange

Approche tout-en-un de la gestion numérique des cas.
La plateforme sur le cloud permet la communication avec les équipes GC de production et de service, ainsi qu'avec des laboratoires dentaires externes enregistrés.



Formations

Nous formons et habitons les dentistes et techniciens dentaires par des solutions innovantes de dentisterie numérique.



Support

Un support téléphonique dédié en cas de dysfonctionnement du matériel.



LinkedIn



YouTube



GC FRANCE s.a.s.

8 rue Benjamin Franklin
94370 Sucy en Brie Cedex
Tél. +33.1.49.80.37.91
Fax. +33.1.45.76.32.68
info.france@gc.dental
<http://france.gceurope.com>