

Intuitivni digitalni tijek rada za svakodnevne izazove



GC intraoralni
skener

- Aadva™ IOS 100 P

temeljen na tehnologiji
umjetne inteligencije (AI)

 Aadva™

‘GC’

Aadva IOS 100 P - rješavanje vaših svakodnevnih potreba

IOS 100 Portable



Prijenosni

IOS 100 P je kompaktni sustav - ima samo čitač, držać i laptop

Zagrijavanje protiv magljenja

Sustav protiv magljenja u kućištu te tehnologija bez korištenja praha i spreja omogućuju lako održive skenove.

2

Lagani čitač

IOS 100P ima vrlo mali i lagani čitač

Laki prijenos podataka

USB, lokalna mreža i Aadva Xchange

Nije potrebna kalibracija

Svako skeniranje bez problema i s pouzdanim rezultatima

Otvoreni sustav

Otvorene STL i PLY datoteke omogućuju potpunu kompatibilnost s hardverom i softverom trećih strana

Vizualna i zvučna povratna informacija

Potpuno kontroliran postupak skeniranja

kroz modularna, intuitivna rješenja za upravljanje slučajevima

Opća svojstva skeniranja

- AI tehnologija prepozna meka i pomična tkiva i time jamči ravnomjerno skeniranje
- Skeniranje, pauza, provjera i ponovno skeniranje po želji
- Automatsko poravnavanje zagriza
- Jednostavno i intuitivno korisničko sučelje



Ortodontski modul



- Prilagođeni tijek rada za praćenje ortodontskih slučajeva
- Posebna PDF datoteka za pomoć u planiranju liječenja
- Mogućnost snimanja zagriza u centričnoj relaciji (CR) i centričnoj okluziji (CO)
- Integrirani kreator ortodontskih modela, prilagođen (American-cut) za optimalan 3D ispis
- Integrirane mogućnosti komunikacije s trećim stranama (VDDS)
- Skenirane datoteke kompatibilne s različitim aligner sustavima
- Patentirani tijek skeniranja otiska

Protetski modul



- Prilagođeni tijek rada za krunice i mostove
- Automatska rubna linija za preparacije
- Skeniranje jednog implantata
- Jednostavni format za naručivanje s potrebnim informacijama za laboratorije
- Automatiziran uvoz datoteka u Exocad



Aadva™ Xchange

Sve-u-jednom pristup za digitalno upravljanje slučajevima.
Platforma u cloudu podržava komunikaciju s GC proizvodskim
i servisnim timovima, kao i s ovlaštenim vanjskim dentalnim
laboratorijima.



Obuka

Educiramo i opskrbljujemo doktore dentalne medicine i dentalne
tehničare inovativnim rješenjima u digitalnoj dentalnoj medicini.



Podrška

GC Europe korisnička podrška za digitalnu dentalnu tehnologiju
je vodeća u industriji.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Croatia
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel. +385.1.61.54.597
Fax. +385.1.61.54.597
info.croatia@gc.dental
<https://europe.gc.dental/hr-HR>



LinkedIn



YouTube



‘GC’