

Intuicyjne procedury cyfrowe dostosowane do Twoich
codziennych wyzwań



Skaner
wewnętrzny z GC
- Aadva™ IOS 100 P
oparty na technologii AI



GC

Aadva IOS 100 P - odpowiada potrzebom Twojej codziennej praktyki

IOS 100 Portable



Przenośny

IOS 100 P to system kompaktowy - tylko końcówka skanująca, stacja dokująca i laptop

System zapobiegający zaparowaniu

Funkcja zapobiegająca zaparowaniu w stacji dokującej oraz technologia bez proszku i sprayu umożliwiają łatwe skanowanie

Lekka końcówka

IOS 100 P zachwyca swoją małą i lekką końcówką skanującą

Łatwy transfer plików

USB, sieć lokalna oraz Aadva Xchange

Nie wymaga kalibracji

Bezbłędne i niezawodne wyniki przy każdym skanowaniu

System otwarty

Otwarte pliki STL i PLY umożliwiają pełną kompatybilność ze sprzętem i oprogramowaniem innych firm

Wizualne i dźwiękowe informacje zwrotne

Masz pełną kontrolę nad procesem skanowania

dzięki modułowym, intuicyjnym rozwiązaniom do zarządzania przypadkami klinicznymi

Główne funkcje skanowania

- / Technologia AI wykrywa miękkie i ruchome tkanki zapewniając płynny proces skanowania
 - Skanuj, wstrzymuj, sprawdzaj i ponownie skanuj, kiedy chcesz
 - Automatyczna rejestracja zgryzu
- / Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika



Moduł Ortodontyczny



- / Indywidualna procedura dla monitorowania Twoich przypadków ortodontycznych
 - Dedykowane pliki PDF ułatwiające planowanie leczenia
 - Możliwość zapisu pozycji zgryzu zarówno w relacji centralnej (CR) jak i centralnej okluzji (CO)
 - Zintegrowane tworzenie modeli ortodontycznych, pustych (American-cut) dla optymalnego druku 3D
 - Zintegrowane opcje komunikacji z zewnętrznymi dostawcami (VDDS)
- / Pliki skanów kompatybilne z różnymi systemami aligner
- / Opatentowana procedura skanowania wycisku

Moduł Protetyczny



- / Indywidualna procedura dostosowana do Twoich koron i mostów
 - Automatyczne wykrywanie granicy preparacji
 - Skanowanie pojedynczego implantu
- / Prosty formularz zamówienia z informacjami niezbędnymi dla laboratorium
- / Automatyczny import plików do exocad



Aadva™ Xchange

Kompleksowe podejście do zarządzania cyfrowymi przypadkami. Oparta na chmurze platforma ułatwia komunikację z działem produkcji GC i zespołem serwisowym, a także ze wszystkimi zarejestrowanymi zewnętrznymi laboratoriami dentystycznymi.



Szkolenia

Prowadzimy szkolenia i udostępniamy lekarzom, dentystom i technikom dentystycznym innowacyjne rozwiązania z zakresu stomatologii cyfrowej.



Wsparcie

Usługi GC Europe w zakresie cyfrowych technologii stomatologicznych są zorientowane na klienta i wiodące w tej dziedzinie.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC EUROPE Spółka Akcyjna

Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel. +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.312.52.08
info.poland@gc.dental
<https://europe.gc.dental/pl-PL>



LinkedIn



YouTube

