

Intuitívne digitálne pracovné postupy pre Vaše
každodenné výzvy



Intraorálny
skener od GC
Aadva™ IOS 100 P
založený na technológii AI



GC

Aadva IOS 100 P - zameraný na Vaše každodenné praktické

IOS 100 Portable (prenosný)



Prenosný

IOS 100 P je kompaktný systém - obsahuje iba ručný skener, držiak a laptop

Vyhrievanie proti zahmlievaniu

Ľahké skenovanie vďaka funkcii proti zahmlievaniu a technológii bez práškovania a bez sprejovania

Ľahký ručný skener

IOS 100P má veľmi malý a ľahký násadec

Jednoduchý prenos súborov

USB, miestna sieť a Aadva Share

Nie je potrebná žiadna kalibrácia

Bezproblémové a spoľahlivé výsledky pri každom skenovaní

Otvorený systém

Otvorené skenovacie súbory STL a PLY poskytujú úplnú kompatibilitu s akýmkoľvek Vaším hardvérom a softvérom

Vizuálna a zvuková spätná väzba

Získajte úplnú kontrolu nad skenovacím postupom

potreby vďaka jeho modulárnym, intuitívnym riešeniam Vašich prípadov


Hlavné funkcie skenovania

- / AI technológia filtruje mäkké a pohyblivé tkanivá, aby sa umožnil hladký proces skenovania
 Skenujte, zastavujte, kontrolujte skenovanie a opakovane skenujte podľa Vašej potreby
 Automatické vyrovnanie záhryzu
- / Jednoduché a intuitívne užívateľské rozhranie
- / Jednoduchý objednávkový list s potrebnými informáciami pre zubné techniky
- / Automatizovaný import súborov do exocadu



Ortodontický modul

- / Prispôsobený pracovný postup pre ďalšie sledovanie ortodontickej liečby
 PDF súbory napomáhajúce plánovaniu ošetrovania
 Možnosť registrácie čelustí v centrálnom vzťahu (CR) aj centrálnej oklúzie (CO)
- / Integrovaná tvorba orto modelov (Americký výrez) s optimalizáciou pre 3D tlač
- / Integrované možnosti komunikácie s tretími stranami (VDDS)
- / Skenovacie súbory sú kompatibilné s rôznymi systémami zubných strojčekov
- / Patentovaný systém skenovania odtlačkov





Aadva Share

Prístup typu všetko v jednom pre digitálnu správu prípadov. Platforma podporuje komunikáciu s výrobnými a servisnými tímami GC, ako aj s registrovanými externými zubnými technikami.



Školenia

Vzdelávame a podporujeme zubných lekárov a technikov v oblasti inovatívnych riešení v digitálnej stomatológii.



Podpora

Zákaznícka podpora spoločnosti GC Europe v oblasti digitálnych dentálnych technológií je na špičkovej úrovni v tomto odvetví.



LinkedIn



YouTube



Since 1921
100 years of Quality in Dental

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Slovakia
Raková 1441
SK - 023 51 Raková / Čadca
Tel. +421.911.570.999
Fax. +421.414.000.264
info.slovakia@gc.dental
<https://europe.gc.dental/sk-SK>