

Esteetiliste tööde alus



Hambalaborites
kasutamiseks
mõeldud

spetsiaalsed praimerid

GC-It

GC

Vastupidav adhesioon keraamikaga ja komposiitmaterjalidega



CERAMIC PRIMER II on spetsiaalne praimer, mis on mõeldud kasutamiseks kõikide esteetiliste indirektsete restauratsioonide puhul.

Kasutage praimerit CERAMIC PRIMER II, et tagada hea adhesioon **GRADIA PLUS**-i täiendaval aplitseerimisel või parandustööde puhul või GRADIA PLUS-i individualiseerimisel GRADIA PLUS Lustre Paintiga.



Aplitseerige praimerit CERAMIC PRIMER II enne **CERASMART270** restauratsioonide individualiseerimist OPTIGLAZE Color värvidega. Veelgi suurema efekti saavutamiseks võib kasutada cut-back tehnikat koos GRADIA PLUS-iga.



CERAMIC PRIMER II tagab tugeva siduvuse. GRADIA PLUS-iga võib individualiseerida ükskõik millist keraamikat, sh tsirkooniumkarkasse.

Parimatest parim kõigi metallkarkasside puhul.



METAL PRIMER Z on üheetapiline sidusaine vaigu kinnitamiseks metallile. Tagab kindla ühenduse metallkarkassi ja mistahes vaigubaasil materjali vahel, näiteks akrüül- ja metakrülaatkomposiidid. **Kasutajasõbralik ja tõestatud sidusaine!**

Enne metallkarkassi katmist GRADIA PLUS Opaque'iga, tuleb keemiline ühendus luua METAL PRIMER Z praimeriga.



Lisaks metallkarkasside praimerina saab METAL PRIMER Z praimerit kasutada ka tsirkooniumkarkassidel.



Alusmaterjal proteeside kohandamiseks



GC Acrylic Primer parandab siduvust valguskõvastuvate komposiitide ja tavapärase akrüülvaikude vahel, mis on kasutatavad hambalaborites proteeshammaste modifitseerimisel või vaigupõhiste proteeside puhul.



Kõik-ühes-lahendus tsementeerimiseks ja parandusteks



Praimerit **G-Multi PRIMER** kasutatakse restauratsioonide eeltöötlemiseks enne G-CEM LinkForce'iga või G-CEM Veneeriga tsementeerimist ning seda võib kasutada ka intraoraaleteks parandusteks. See sisaldab kolme erinevat keemilist ainet, et tagada ideaalne adhesioon mistahes tüüpi restauratsiooniga.



008552	CERAMIC PRIMER II, 3mL
009295	METAL PRIMER Z, 5mL
901138	GC Acrylic Primer, 6mL
009553	G-Multi PRIMER, 5 mL

CERAMIC PRIMER II, CERASMART270, GC Acrylic Primer, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, GRADIA PLUS, METAL PRIMER Z ja OPTIGLAZE color on GC kaubamärgid.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC Nordic AB esindaja Eestis
Mob. +372 520 8718
Christine.Kuusmaa@gc.dental
www.gceurope.com

GC