

Fektesse le  
esztétikai  
munkáinak az  
alapjait



Speciális primerek  
a GC-től

laboratóriumi felhasználásra

**GC**

# Tartós kötés kerámiához és kompozitához



A **CERAMIC PRIMER II** egy speciális primer bármely esztétikus indirekt restauráció elkészítéséhez.

Használjon CERAMIC PRIMER II-t hogy biztosítsa a tökéletes kötést további **GRADIA PLUS** anyag hozzáadásakor, vagy javításakor, valamint GRADIA PLUS individualizálásakor GRADIA PLUS Lustre Paint segítségével.



Használjon CERAMIC PRIMER II-t mielőtt karakterizálja **CERASMART270** restaurációját **OPTIGLAZE color** anyaggal. További mélység hatás eléréséhez a cut-back technika alkalmazható GRADIA PLUS kombinálásával.



A CERAMIC PRIMER II garantálja Önnek az erős felületet.

Minden kerámia karakterizálható GRADIA PLUS használatával, még a cirkónium vázak is.

# Minden fém alapú váz hőse



A **METAL PRIMER Z** egy egy lépéses primer, rezin fémhez történő ragasztásához. Erős kötés létrehozásához a fémváz és bármilyen típusú rezin bázisú anyag között, mint akril vagy metakrilát kompozit. Egy rendkívül könnyen használható kötőanyag, ami már bizonyított!

Használjon METAL PRIMER Z anyagot a kémiai kötés biztosítására, mielőtt a fémvázat bevonja GRADIA PLUS Opaque anyaggal.



A METAL PRIMER Z amellet hogy kifejezetten fém alapú vázaknál ajánlott primerként, használható cirkónium-dioxid vázak bondozására is.

# Fogsorok átalakításának az alapja



A **GC Acrylic Primer** növeli az adhéziót a fényre kötő kompozitok és a hagyományos akrilát rezinek között, ami a fogtechnikai laboratóriumi munkálatoknál, mint például kivehetőfogsorok fogainak vagy alapjának átalakításánál használatos.



# All-in-one megoldás ragasztásra és javításra



A **G-Multi PRIMER** a restaurációk G-CEM LinkForce vagy G-CEM Veneer anyaggal történő ragasztása előtti előkezelésekor használható, továbbá intraorális javításnál. Három különböző kémiai összetevőt tartalmaz ezáltal biztosítva a tökéletes adhéziót minden fajta restaurációnál.



008552	CERAMIC PRIMER II, 3ml, EEP
009295	METAL PRIMER Z, 5ml
901138	GC Acrylic Primer, 6ml
009553	G-Multi PRIMER, 5 ml

CERAMIC PRIMER II, CERASMART270, GC Acrylic Primer, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, GRADIA PLUS, METAL PRIMER Z és OPTIGLAZE color mind a GC védjegyei.

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GCEEO Hungary  
Fazekas utca 29-31.  
HU - 1027 Budapest  
Tel. +36.1.224.04.00  
info.hungary@gc.dental  
www.gceurope.com

**GC**