



GC Fujirock® EP Classic
GC Fujirock® EP Premium
GC Base Stone

Rodzina
gipsów GC

Tutaj zaczyna się
estetyka
Twoich uzupełnień

GC

Najwyższa jakość jest tym, co sprawia, że rodzina twardych gipsów modelowych GC jest jedną z najbardziej popularnych w Europie. Gipsy GC, stosowane przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju uzupełnień protetycznych, są specjalnie zaprojektowane do wytwarzania niezmiennie dokładnych modeli, w pełni spełniających wymogi nowoczesnego laboratorium protetycznego.

Zgodnie z systemowym podejściem GC - „Jedna sprawdzona rodzina gipsów spełniająca wszystkie wymagania i do wszystkich zastosowań” - oferujemy trzy gipsy, które można perfekcyjnie ze sobą łączyć tworząc fundament estetycznych prac:



GC Fujirock® EP **Classic**, prawdziwie wszechstronny - uniwersalny gips

GC Fujirock® EP **Premium**, gips o zwiększonych parametrach do zaawansowanych technologicznie prac

GC Base Stone, gips o wyjątkowej płynności na podstawy modeli z minimalnie niską ekspansją

Każdy gips jest dostępny w szerokiej gamie kolorów, które umożliwiają tworzenie kombinacji odcieni pozwalających na najlepsze zaprezentowanie Twojej pracy ... i Twojego laboratorium.

Rodzina gipsów GC ... fundamentem sukcesu.





Trzy gipsy, nieograniczone

GC Fujirock® EP Classic

GC Fujirock® EP Classic w pełni zasługuje na swoją nazwę. Jeden z najbardziej popularnych gipsów dentystycznych klasy IV na modele, to prawdziwy „klasyk”. Jest idealnym rozwiązaniem do wszystkich rodzajów prac protetycznych, łączącym wysoką precyzję, wyjątkową twardość krawędzi i stabilność w warunkach wysokiego ciśnienia.

GC Fujirock® EP Classic jest bardzo płynny, ale zachowuje właściwości tiksotropowe zapewniające doskonałe cechy użytkowe i łatwe zalewanie bez pęcherzyków powietrza.

Wybierz kolor najlepiej dopasowany do Twoich codziennych prac:

- Złoty brąz
- Topazowy beż



GC Base Stone

GC Base Stone jest idealnym gipsem na podstawy zębów przeciwstawnych i modeli diagnostycznych Classic lub Premium, już sam standard „GC Quality” – optymalną kombinację dla szybkiego i łatwego tworzenia modeli.

Wybierz swój własny kolor dopełniający:

- Terakotowa czerwień
- Królewski błękit



niczone możliwości



GC Fujirock® EP Premium

GC Fujirock® EP Premium został opracowany specjalnie pod kątem zaawansowanych i wrażliwych technologii, takich jak przypadki rozległych prac na implantach i złożonych uzupełnień pełnoceramicznych. Udoskonalony skład proszku GC Fujirock® EP Premium i starannie dobrany kolor czynią ten specjalny gips idealnym wyborem dla wielu różnych zastosowań.

Wybierz kolor najlepiej dopasowany do Twoich wyrafinowanych prac:

- Pastelowa żółć
- Polarna biel
- Inkaski brąz
- Tytanowa szarość



modeli łuków zębowych, do wykonywania modeli
 . W przypadku stosowania wraz z GC Fujirock® EP
 "y" będący wizytówką tych gipsów czyni z nich
 orzenia wysokiej jakości modeli roboczych.



Sztuka prezentacji estetycznych prac



Fujirock® EP Classic & Premium

Fujirock® EP - Classic

- 890222 Złoty brąz opakowanie 5 kg
- 890226 Złoty brąz opakowanie 12 kg
- 890225 Topazowy beż opakowanie 5 kg



GC Fujirock® EP Classic	
Złoty brąz / Topazowy beż	
Stosunek proszek/płyn	100 g/20 ml
Ręczne mieszanie	15 sek.
Mieszanie próżniowe	45 sek.
Czas wiązania	10-13 min
Czas uwalniania	30-40 min
Ekspansja podczas wiązania (po 2 h)	≤ 0.09 %
Wytrzymałość na ściskanie	≈ 53 MPa

Fujirock® EP - Premium

- 890364 Pastelowa żółć opakowanie 4 kg
- 890365 Pastelowa żółć opakowanie 11 kg
- 890366 Polarna biel opakowanie 4 kg
- 890367 Inkaski brąz opakowanie 4 kg
- 890368 Tytanowa szarość opakowanie 4 kg



GC Fujirock® EP Premium	
Pastelowa żółć / Polarna biel / Inkaski brąz / Tytanowa szarość	
Stosunek proszek/płyn	100 g/20 ml
Ręczne mieszanie	15 sek.
Mieszanie próżniowe	45 sek.
Czas wiązania	9-12 min
Czas uwalniania	25-35 min
Ekspansja podczas wiązania (po 2 h)	≤ 0.09 %
Wytrzymałość na ściskanie	≈ 60 MPa

Base Stone

Base Stone

- 890228 Terakotowa czerwień opakowanie 12 kg
- 890229 Królewski błękit opakowanie 12 kg



Base Stone		
Terakotowa czerwień / Królewski błękit		
	Płynny	Tiksotropowy
Stosunek proszek/płyn	100 g/26 ml	100 g/21 ml
Ręczne mieszanie	15 sek.	15 sek.
Mieszanie próżniowe	45 sek.	45 sek.
Czas wiązania	9 min	7,5 min
Czas uwalniania	30-40 min	30-40 min
Ekspansja podczas wiązania (po 2 h)	≤ 0.08 %	≤ 0.08 %
Wytrzymałość na ściskanie	≈ 45 MPa	≈ 50 MPa

Wszystkie pojemniki z łatwą do otwierania / zamykania plastikową pokrywą. Hermetyczna pokrywa chroni przed wilgocią.

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 www.gceurope.com

GC EUROPE Spółka Akcyjna
 Przedstawicielstwo w Polsce
 ul. Królowej Jadwigi 325B
 PL - 30-234 Kraków
 Tel. +48.12.425.14.74
 Fax. +48.12.625.28.60
 poland@eoo.gceurope.com
 www.eoo.gceurope.com

