

Umenie predstavujúce estetiku



Fujirock® EP Classic & Premium

Fujirock® EP - Classic

- 890222 Golden Brown (Zlato hnedá)
5 kg balenie
- 890226 Golden Brown (Zlato hnedá)
12 kg balenie
- 890225 Topaz Beige
(Topásovo béžová)
5 kg balenie



GC Fujirock® EP Classic	
Golden Brown / Topaz Beige	
Pomer prášok/tekutina	100 g/20 ml
Ručné miešanie	15 sek.
Miešanie vo vákuu	45 sek.
Doba tuhnutia	10-13 min.
Doba odstraňovania	30-40 min.
Expanzia pri tuhnutí (po 2 h)	≤ 0.09 %
Pevnosť v tlaku	≈ 53 MPa

Fujirock® EP - Premium

- 890364 Pastel Yellow
(Pastelovo žltá), 4 kg balenie
- 890365 Pastel Yellow
(Pastelovo žltá), 11 kg balenie
- 890366 Polar White (Polárna biela)
4 kg balenie
- 890367 Inca Brown
(Inka hnedá)
4 kg balenie
- 890368 Titanium Grey
(Titánovo sivá), 4 kg balenie



GC Fujirock® EP Premium	
Pastel Yellow / Polar White / Inca Brown / Titanium Grey	
Pomer prášok/tekutina	100 g/20 ml
Ručné miešanie	15 sek.
Miešanie vo vákuu	45 sek.
Doba tuhnutia	9-12 min.
Doba odstraňovania	25-35 min.
Expanzia pri tuhnutí (po 2 h)	≤ 0.09 %
Pevnosť v tlaku	≈ 60 MPa

Base Stone

Base Stone

- 890228 Terracotta Red
(Tehlovo červená), 12 kg balenie
- 890229 Royal Blue (Kráľovská modrá),
12 kg balenie



Base Stone		
Terracotta Red / Royal Blue		
	Flow	Thixo
Pomer prášok/tekutina	100 g/26 ml	100 g/21 ml
Ručné miešanie	15 sek.	15 sek.
Miešanie vo vákuu	45 sek.	45 sek.
Doba tuhnutia	9 min.	7,5 min.
Doba odstraňovania	30-40 min.	30-40 min.
Expanzia pri tuhnutí (po 2 h)	≤ 0.08 %	≤ 0.08 %
Pevnosť v tlaku	≈ 45 MPa	≈ 50 MPa

Všetky balenia majú jednoduchý systém otvárania a zatvárania. Hermetický uzáver chráni produkt pred vlhkosťou.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Slovakia
Raková 1441
SK - 023 51 Raková / Čadca
Tel. +421.911.570.999
Fax. +421.414.000.264
slovakia@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

GC

ZL LF SK 5 28 08/16

GC



GC Fujirock® EP Classic
GC Fujirock® EP Premium
GC Base Stone

Rodina
sadier od GC

Vaša
estetika
začína práve tu

Práve svojou prvotriednou kvalitou sa tvrdé modelové sadry od GC radia k tým najpopulárnejším v celej Európe. Sadry od GC sa používajú pri výrobe všetkých typov zubnej protetiky a sú špeciálne navrhnuté tak, aby bolo možné nimi vytvárať presné modely a podstavy podľa požiadaviek modernej zubnej techniky.

To práve pre systematický prístup od GC - "Jediná osvedčená rodina sadier, ktorá splní všetky Vaše požiadavky a nároky na použitie" - predstavujeme Vám tri druhy sadier, ktoré je možné kombinovať a vytvoriť tak perfektný základ Vašej budúcej estetickej náhrady.


GC Fujirock® EP **Classic**, skutočne všestranná sadra

GC Fujirock® EP **Premium**, vylepšená sadra určená pre najnáročnejšie techniky

GC Base Stone, výnimočne vysoko zatekavá sadra s minimálnou expanziou určená pre podstavy

Každá sadra je dodávaná v širokej škále odtieňov, ktoré Vám umožňujú vytvárať rôzne kombinácie, a tým prinášajú to najlepšie Vašej práci ... a Vašmu laboratóriu.

Rodina sadier od GC ... základ úspechu.



GC Fujirock® EP Classic

GC Fujirock® EP Classic je hodný svojho mena. Je to jedna z najobľúbenejších dentálnych modelových sadier typu 4 na svete, je to tzv. „klasika“. Je vhodným riešením pre všetky druhy protetiky, keďže prináša kombináciu presnosti, výnimočnú tvrdosť okrajov a stabilitu voči silnému tlaku. GC Fujirock® EP Classic je veľmi riedka sadra napriek tomu tixotropná s vynikajúcimi manipulačnými vlastnosťami a s ľahkým nalievaním do odtlačkov bez vzniku vzduchových bublín.

Vyberte si farbu, ktorá najlepšie vyhovuje Vašej každodennej práci:

- Golden Brown (Zlato hnedá)
- Topaz Beige (Topázovo béžová)



Tri sadry, neobmedzené možnosti



GC Fujirock® EP Premium

GC Fujirock® EP Premium bola špeciálne vyvinutá pre vysoké prevedenie a citlivé technológie, napríklad rozšírené prípady implantátov a komplexné celokeramické práce. Vylepšená prášková kompozícia sadry GC Fujirock® EP Premium a prepracované nastavenie farieb robia z tejto sadry ideálnu voľbu pre celý rad aplikácií.

Vyberte si farbu, ktorá najlepšie vyhovuje Vašej presnej práci:

- Pastel Yellow (Pastelovo žltá)
- Polar White (Polárna biela)
- Inca Brown (Inka hnedá)
- Titanium Grey (Titánovo sivá)



GC Base Stone

GC Base Stone je ideálna na vytvorenie podstav, protíhlych a študijných modelov. Ak ju použijete spolu s GC Fujirock® EP Classic alebo Premium, vytvoríte tak jednotný štandard „GC kvality“, ktorý z týchto sadier robí optimálnu kombináciu pre rýchle a jednoduché vytváranie vynikajúcich majstrovských modelov.

Vyberte si vlastnú farbu, ktorá Vám vyhovuje:

- Terracotta Red (Tehlovo červená)
- Royal Blue (Kráľovská modrá)

