

# Umetnost predstavitve estetike



Primeri in slike z dovoljenjem: MDT M. Brusch / MDT S. Maffei / MDT D. Ibraimi / MDT M. Bladen / MDT G. Quini

## Fujirock® EP Classic & Premium

### Fujirock® EP - Classic

- 890222 Golden Brown 5 kg pack
- 890226 Golden Brown 12 kg pack
- 890225 Topaz Beige 5 kg pack



GC Fujirock® EP Classic	
Golden Brown / Topaz Beige	
Razmerje	100 g/20 ml
Ročno mešanje	15 sec.
Vakumsko mešanje	45 sec.
Čas strditve	10-13 min.
Čas odstranitve	30-40 min.
Ekspanzija (po 2 h)	≤ 0.09 %
Tlačna trdnost	≈ 53 MPa

### Fujirock® EP - Premium

- 890364 Pastel Yellow 4 kg pack
- 890365 Pastel Yellow 11 kg pack
- 890366 Polar White 4 kg pack
- 890367 Inca Brown 4 kg pack
- 890368 Titanium Grey 4 kg pack



GC Fujirock® EP Premium	
Pastel Yellow / Polar White / Inca Brown / Titanium Grey	
Razmerje	100 g/20 ml
Ročno mešanje	15 sec.
Vakumsko mešanje	45 sec.
Čas strditve	9-12 min.
Čas odstranitve	25-35 min.
Ekspanzija (po 2 h)	≤ 0.09 %
Tlačna trdnost	≈ 60 MPa

## Base Stone

### Base Stone

- 890228 Terracotta Red 12 kg pack
- 890229 Royal Blue 12 kg pack



Base Stone		
Terracotta Red / Royal Blue		
	Flow	Thixo
Razmerje	100 g/26 ml	100 g/21 ml
Ročno mešanje	15 sec.	15 sec.
Vakumsko mešanje	45 sec.	45 sec.
Čas strditve	9 min.	7,5 min.
Čas odstranitve	30-40 min.	30-40 min.
Ekspanzija (po 2 h)	≤ 0.08 %	≤ 0.08 %
Tlačna trdnost	≈ 45 MPa	≈ 50 MPa

Vsa pakiranja so s pokrovi za enostavno odpiranje in zapiranje. Hermetična membrana štiti pred vlago.

GC EUROPE N.V.  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.  
GCEEO Slovenia  
Šlandrov trg 40  
SLO - 3310 Žalec  
Tel. +386.3.710.32.70  
Fax. +386.3.710.32.71  
slovenia@eeo.gceurope.com  
www.eeo.gceurope.com

GC

ZLLF.SI.5.28.08/16

GC



GC Fujirock® EP Classic  
GC Fujirock® EP Premium  
GC Base Stone

GC družina  
mavcev

Vaša  
estetika  
se začne tu


Izredna kvaliteta je tisto, kar dela GC družino super trdih mavcev med najpopularnejšimi v Evropi. Uporablja se pri izdelavi vseh vrst protetičnih izdelkov, GC super trdi mavci so še posebej razviti za izdelavo konsistentno natančnih delovnih modelov in krnov, kar v celoti izpolnjuje pristop modernega zobotehničnega laboratorija.

Resničen sistematični pristop GC - "Zanesljiva družina mavcev za vse zahteve in vse aplikacije" - predstavljamo tri mavce, ki se jih lahko odlično kombinira, da se ustvari temelj vaše estetike:

- GC Fujirock® EP **Classic**, pravi vsestranski mavec
- GC Fujirock® EP **Premium**, izboljššan mavec za visoko zahtevne tehnike
- GC Base Stone, izjemno prosto tekoč mavec za baze z minimalno ekspanzijo

Vsak mavec je na voljo v paleti barv, ki vam pomaga ustvariti barvno kombinacijo, ki bo pokazala najboljše v vašem delu ... vašega laboratorija.

### GC družina mavcev ... temelj vašega uspeha.



Primeri in slike z dovoljenjem: MDT M. Brusch / MDT Ph. Uobell / MDT D. Ibraimi / MDT M. Bladen



### GC Fujirock® EP Classic

GC Fujirock® EP Classic je vreden svojega imena. Eden od najpopularnejših zobotehničnih super trdih mavcev tipa 4, je "klasika".  
 Idealen je za vse vrste protetičnih del, ker združuje visoko natančnost, izjemno trdoto robov in visoko stabilnost pod pritiskom.  
 GC Fujirock® EP Classic je zelo tekoč a vendar tiksotropen za odlične lastnosti rokovanja in enostavno vlivanje brez zračnih mehurčkov.

Izberite barvo, ki ustreza vašim vsakodnevnim izdelkom:

- Golden Brown
- Topaz Beige



# Trije mavci, neomejene možnosti



### GC Fujirock® EP Premium

GC Fujirock® EP Premium je bil posebej razvit za visoko zahtevne tehnike in občutljive tehnologije kot so obsežni implantatni primeri in kompleksne polno-keramične indikacije.  
 Izboljšana sestava prahu GC Fujirock® EP Premium in izpopolnjena sprememba barve ga dela posebnega med mavci, popolna izbira za raznolike aplikacije.

Izberite barvo, ki najbolj ustreza vašemu izpopolnjenemu izdelku:

- Pastel Yellow
- Polar White
- Inca Brown
- Titanium Grey



### GC Base Stone

GC Base Stone je idealen mavec za bazo delovnih modelov, za modele antagonistov in študijske modele.  
 Ko se uporablja skupaj z GC Fujirock® EP Classic ali Premium, osnoven standard "GC kvaliteta" za temi mavci zagotavlja optimalno kombinacijo za izdelavo odličnih delovnih modelov hitro in enostavno.

Izberite vašo barvo, ki dopolnjuje ostale barve:

- Terracotta Red
- Royal Blue

