

Pevné
základy
pro vaši
estetiku



Speciální primery
od GC

pro vaši zubní laboratoř

GC

Odolná vazba pro keramiku a kompozit



CERAMIC PRIMER II je speciální primer pro všechny estetické nepřímé výplně.

Pro další aplikaci kompozitu, opravu **GRADIA PLUS**, nebo při individualizaci GRADIA PLUS pomocí GRADIA PLUS Luster Paint, použijte CERAMIC PRIMER II pro zajištění dobré vazby.



Aplikujte CERAMIC PRIMER II před dobarvením výplní zhotovených z **CERASMART270** pomocí **OPTIGLAZE color**. Pro hlubší efekty můžete použít techniku cut-back v kombinaci s GRADIA PLUS.



CERAMIC PRIMER II je skělý pomocník, který vám zaručí silnou vazbu.


Celokeramiku, včetně zirkonových konstrukcí, lze charakterizovat pomocí GRADIA PLUS.

Perfektní vazba pro všechny kovové konstrukce



METAL PRIMER Z je jednokrokový vazebný prostředek mezi kovem a pryskyřicí. Pro silnou vazbu mezi kovovou konstrukcí a jakýmkoli typem materiálu na bázi pryskyřice, jako jsou akrylové a metakrylátové kompozitní materiály. Snadno použitelný a osvědčený vazebný prostředek!

Před pokrytím vaší kovové konstrukce pomocí GRADIA PLUS Opaque se METAL PRIMER Z používá k vytvoření chemické vazby.



Kromě specifické indikace pro vazbu kovových konstrukcí lze METAL PRIMER Z také použít pro vazbu na zirkonové konstrukce.



Perfektní vazba pro individualizaci snímacích náhrad



GC Acrylic Primer zvyšuje adhezi mezi světlem polymerujícími kompozity a konvenčními akrylovými pryskyřicemi používanými při práci v zubních laboratořích, jako je dobarvení zubů ve snímacích náhradách nebo pryskyřičné báze protéz.



Jedno řešení pro fixace a opravy



G-Multi PRIMER se používá k úpravě nepřímých výplní před fixací pomocí G-CEM LinkForce nebo G-CEM Veneer, lze jej také použít pro intraorální opravy. Obsahuje tři různé chemické látky pro zajištění dokonalé vazby ke všem typům dostaveb.



008552	CERAMIC PRIMER II, 3 ml EEP
009295	METAL PRIMER Z, 5 ml
901138	GC Acrylic Primer, 6 ml
009553	G-Multi PRIMER, 5 ml

CERAMIC PRIMER II, CERASMART270, GC Acrylic Primer, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, GRADIA PLUS, METAL PRIMER Z a OPTIGLAZE jsou ochranné známky společnosti GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Czech Republic
V Olšínách 82
CZ - 100 00 Prague 10
Tel. +420.274.771.965
Fax. +420.274.771.965
info.czech@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

GC