

ЕДНАКЪВ изглед, **ЕДНАКЪВ** подход.
Така че, къде е **разликата?**



Когато **здравината** и **гъвкавостта** трябва да се слепят

CERASMART притежава най-голямата якост на огъване в своята категория и е по-добра от класическите фелдшпатни керамични блокчета. И по-важното, предлага **голяма гъвкавост (енергия на чупене), буферирайки дъвкателното налягане** и устойчива на най-предизвикателните клинични ситуации.



Добре дошли в ерата
на **ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА**

Открийте **CERASMART™** и продуктите, които го допълват
www.gceurope.com



Ceramic Primer II е последният праймер от GC, който може да се използва със всички видове керамика (включително стъклена керамика, циркон и алумина), композити и хибридни керамики.

Специализиран праймер за здрава и надеждна адхезия...

Перфектният партньор за Вашите **CERASMART™** възстановявания!



Открийте Optiglaze Color, новият фотополимеризиращ материал от GC за индивидуализиране!

Оцветяване, увеличаване на износоустойчивостта и голям повърхностен блясък само с един размах на четката...

Защото всичко цветно изглежда по-добре!



DiaPolisher е полирна паста от GC съдържаща ултра-фини диамантни частици - просто следвайте Вашата стандартна полираща процедура и използвайте DiaPolisher Paste, за да постигнете по-голям блясък.

Подобрете естетичните си резултати с една стъпка!

CERASMART™ - най-добрия материал в раздела хибридни керамики от GC



ЦВЕТОВЕ:
Висока транслюцентност (HT):

- A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
- Предимно за заместване на емайл
- Използвайте за инлеи, онлеи, фасети, частични и цели корони

Ниска транслюцентност (LT):

- A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
- За заместване на дентинови и емайлови структури
- Използвайте при маскиране на преоцветени препарации, по-специално за корони

Bleach Shade (BL)

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. + 32.16.74.10.00
Fax. + 32.16.40.02.14
info.gce@gceurope.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GC EEO Bulgaria
BG - София 1202
ул. "Будалеца" 92, ап. 4-3
Тел. +359.2.983.30.30
Факс. +359.2.858.31.37
info.bulgaria@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

GC

O L F BG 21 01 01/19



CERASMART™
от GC

Новото хибридно керамично CAD/CAM решение

Сигурни ли сте, че не е керамика?

GC

Умен материал за Умно приложение.



Представяйки нов хибриден керамичен блок, GC Ви приветства в Ерата на Интелигентността, където Вие избирате правилният вид CAD/CAM блокче за всеки специфичен случай.

Керамиките –златният стандарт в CAD/CAM - и CERASMART си приличат по един или друг начин. Но CERASMART предлага несравними възможности за някои клинични ситуации.

- Способен да абсорбира натоварване, CERASMART е напълно **подходящ за трудни оклузални ситуации**
- Неговата голяма адаптация и устойчивост към напукване осигуряват **дълготрайно маргинално запечатване**
- Балансираната му повърхностна твърдост е от особена **полза за намаляване на изтриването на срещуположните зъби**, гарантирайки същевременно дълго задържане на бялска на възстановяването

Освен това, **CERASMART** Ви предлага и:

- **Ефективен процес на фрезозане** с късо време и удължена експлоатация на фрезите
- **Отлична полируемост**, показваща впечатлителна бялска след кратко време на полиране
- **Лесно индивидуализиране** чрез Optiglaze Color, само за няколко минути


Когато **прецизността** и **издръжливостта** се обединят.

CERASMART доказва, че не трябва да избирате между прецизност и бързина: **краткото време за фрезозане се съчетава с изключително остри граници**, без видимо отчупване, дори под голямо увеличение.


	CERASMART™	VITABLOCS® Mark II*	IPS e.max® CAD*	VITA ENAMIC®*	LAVA™ Ultimate*
Прецизно фрезозане					
Източник: GCC R&D.					
Уникална технология	CERASMART се основава на последните разработки на GC в технологията на пълнителите, характеризирайки се с ултра-фини хомогенно разпръснати пълнители предоставящи както дълготраен гланц , така и по-малко износване на срещуположните зъби. Голямата му рентгеноконтрастност също улеснява проследяването на Вашите възстановявания.				
SEM снимки; Източник: GCC R&D.	CERASMART™ (Гъвкава хибридна керамика)	VITA ENAMIC®* (Хибридна керамика)	LAVA™ Ultimate* (Композитна нано керамика)		

Когато **естетиката** и **CAD/CAM** трябва да се обединят

CERASMART предлага на пациентите Ви естетични възстановявания, невидими при всички обстоятелства благодарение на **оптималния баланс между флуоресценция и опалесценция** и естествената интеграция на цвета.



ПРОПУСНАТА СВЕТЛИНА



ЧЕРНА СВЕТЛИНА

*Не е търговска марка на GC Europe

Увеличете **CAD/CAM** възстановителните СИ ВЪЗМОЖНОСТИ С **CERASMART™**!

ПРЕДИ	СЛЕД	Горе ляво: Инлей, любезно предоставено от Dr. Gumpei Koike, Япония	ПРЕДИ	СЛЕД	
					Горе дясно: Ендо-корона, любезно предоставено от Dr. Gilles Aldié, (e-Dentisterie), Франция
ПРЕДИ	СЛЕД	Долу ляво: Онлей, любезно предоставено от Dr. Rich Rosenblatt, САЩ	ПРЕДИ	СЛЕД	Долу дясно: Корона, любезно предоставено от Prof. Marleen Peumans, Белгия

По-умна система за **по-интелигентна** работа

Без глазиране, без изпичане

Последните стъпки към естетичното възстановяване са лесни, избирайки от две възможности: лесно ръчно полиране или бързо индивидуализиране с един размах на четката... използвайки водоустойчив гланц, Optiglaze Color.

Индивидуализиране			
	> Ceramic Primer II	> Optiglaze Color	> Резултат
Полиране			
	> Финиране и Полиране	> DiaPolisher Paste	> Резултат