

# Onlay a overlay - od A do Z

Chytrá řešení od GC pro vaše částečné nepřímé náhrady





# Chytrá řešení pro částečné nepřímé náhrady

## 1. PŘÍPRAVA

## 2. VÝBĚR MATERIÁLU

### 1. Příprava od A do Z



Chytré tipy pro vaši přípravu:

- ✓ Okamžité zapečetění dentinu pomocí **G2-BOND Universal** nebo **G-Premio BOND** ochrání dentin před kontaminací, eliminuje pooperační citlivost a zvýší pevnost vazby
- ✓ Vyplňte podsekřiviny pomocí **everX Flow** pro zachování a posílení zbývajících struktury zubu
- ✓ V případě potřeby proveďte hlubokou elevaci okraje pomocí **G-aenial Universal Injectable**
- ✓ Rychle a efektivně načasujte přípravu pomocí **Tempsmart DC** nebo **Revotek LC**

\* Úplné pokyny pro přípravu naleznete v návodu k použití příslušných materiálů.

### 2. Výběr materiálu od A do Z

Použijte **Initial LiSi Block**, plně krystalizovaný lithium disilikátový blok pro:

Použijte **CERASMART270**, hybridní keramický blok pro:



- ✓ Obnova zubů s narušenou strukturou (praskliny, velké defekty, několik chybějících hrbolků)
- ✓ Keramičtí antagonisté
- ✓ Dospělí pacienti



- ✓ Obnova zubů s neporušenou strukturou (menší vady)
- ✓ Pacienti s bruxismem
- ✓ Mladší pacienti



**Initial LiSi blok overlay na zubu 36**

S laskavým svolením Dr. Pierre Dimitrov, Bulharsko

### 3. ÚPRAVA POVRCHU A DOBARVENÍ

### 4. FIXACE

## 3. Úprava povrchu a dobarvení od A do Z



Initial LiSi Block

Rychlé, snadné a estetické:

#### Leštění

- ✓ Standardní lešticí kotouče

#### NEBO Charakterizace

- Initial LiSi Block
- ✓ Přidejte barvu a fluorescenci s  
**Initial IQ Lustre Pastes ONE**

#### CERASMART270

- ✓ Dobarvěte a překryjte **OPTIGLAZE color**



CERASMART270

## 4. Fixace od A do Z

Nepřímé částečné posteriorní náhrady, které mají nízkou retenci a viditelné okraje, vyžadují fixační produkt s vysokou pevností vazby, odolností proti opotřebení a barevnou stálostí.

Univerzální fixační materiál **G-CEM ONE** je vaší první volbou pro fixaci v těchto indikacích.

Použijte jej s **G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer** nebo **G-Premio BOND**, když je potřeba vysoká adheze.

Pokud přípravek (např. pro overlay) poskytuje dostatečnou retenci/odolnost, lze tento krok zcela vynechat.



**Initial LiSi Block overlay na zubu 37 fixovaná pomocí G-CEM ONE a G-CEM ONE AEP**

S laskavým svolením Dr. Riccardo Tempesta, Itálie



# Onlay a overlay - od A do Z



NASKENUJTE SI PODROBNÉ INFORMACE KROK ZA KROKEM

## 1. PŘÍPRAVA



### G-Premio BOND

Jednosložkové  
světlem  
tuhnoucí  
univerzální  
adhezivum

### G2-BOND Universal

Dvoulahvičkový  
světlem  
tuhnoucí  
univerzální  
adhezivum



### everX Flow

Tekutý kompozit  
vyztužený krátkými vlákny  
pro náhradu dentinu

### G-aenial Universal Injectable

Vysoce pevný výplňový  
kompozit

## 2. VÝBĚR MATERIÁLU



### Initial LiSi Block

Lithium disilikátový  
CAD/CAM blok pro  
ordinační použití



### CERASMART270

Absorpční hybridní  
keramický CAD/CAM blok

## 3. ÚPRAVA POVRCHU a DOBARVENÍ



### Initial IQ Lustre Pastes ONE

Trojrozměrná keramika pro  
barevnou charakterizaci



### OPTIGLAZE color

Světlem tuhnoucí  
dobarovače pro překrytí  
s nano-plnivem

## 4. FIXACE



### G-CEM ONE System

Samoadhezivní pryskyřičný  
fixační systém



### G-CEM ONE Universal System

Samoadhezivní pryskyřičný  
fixační systém

### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark,  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven  
Tel. +32 16 74 10 00  
Fax.+32 16 40 48 32  
info.gce@gc.dental  
<https://www.gc.dental/europe>

### GC EUROPE N.V.

GCEEO Czech Republic  
V Olšínách 82  
CZ - 100 00 Prague 10  
Tel. +420.274.771.965  
Fax. +420.274.771.965  
info.czech@gc.dental  
<https://www.gc.dental/europe/cs-CZ>