



EQUUIA

Új DIMENZIÓ  
a helyreállító fogászatban

**,'GC,'**

Az **EQUIA** egy egyedülálló helyreállító rendszer esztétikus és gazdaságos poszterior restaurációkhoz, lenyűgöző erőt biztosítva minden szinten. Az **EQUIA** rendszer egyesíti az **EQUIA Fil** - az üvegrészecskék új generációja - és az **EQUIA Coat** - egy nagy töltőanyag-tartalmú lakk - anyagokat.

## erős és megbízható

A tartósság új dimenziója az üvegeionomer technológiában

Az **EQUIA** rendszer egyesíti az **EQUIA Fil** - új generációs üvegeionomer - és az **EQUIA Coat** - nagy töltőanyag-tartalmú rezin lakk - anyagokat, mely a következő szintre emeli az üvegeionomer technológiát, és ezzel az alábbiakat kínálja Önnek:

- Megnövelt törési szilárdság, hajlítási szilárdság, és hajlító kifáradási ellenállás
- Védelem a nedvesség és a savas erózió ellen
- Az üvegeionomer anyag idővel megnövekedő ereje a nyál hatására érik be



Porozitások feltöltése



Penetrációs mélység 30-50 µm

## esztétikus és transzlucens

Tekintszen az üvegeionomer technológiára más szemmel

Az **EQUIA** összehasonlíthatatlan esztétikuma kiszélesíti a poszterior helyreállításoknál használható lehetőségek körét, így megfelelő a páciensei elvárásainak.

- Készítsen páratlanul csillogó és sima felszíneket a tartósabb, természetesebb fényért
- Védi a helyreállítást az elszíneződéstől a hosszú távú színtabilitás érdekében
- Az elérhető kilenc szín segítségével tökéletes színilleszkedés alakítható ki



Poszterior helyreállítások EQUIA-val - Előtte



Poszterior helyreállítások EQUIA-val - Utána

Dr. M. Kukuba-Szetkiewicz, Lengyelország

## gyors és egyszerű

Új sebesség a helyreállító fogászatban

Az **EQUIA** jelentős időelőnyt ad a többi helyreállítási lehetőséghez képest.

- A teljes munkaidő hossza kevesebb mint 3 és fél perc
- A rendszer nem igényel rétegezést, nem ragadós, tömöríthető és tökéletesen adaptálható a kavitás falaihoz
- A kofferdám használata opcionális és a kémiai adhézióval kiküszöbölhető a bonyolult ragasztási procedúra
- Mivel szinte egyáltalán nem lép fel zsugorodási stressz, az **EQUIA**-t nevezhetjük egyben behelyezhető (bulk fill) anyagnak, még nagy és mély kavitások esetén is
- Nincs szükség komplex finírozásra és polírozásra, mivel az **EQUIA Coat** egyszeri applikációja elegendő

# EQUIA

**biztonságos és bizonyított**  
Az üvegeionomer technológia új dimenziója

Az új rendszer teljesítményét klinikailag bizonyították az elmúlt években. Számos jelenleg is zajló nemzetközi kutatással együtt ez egy bizonyíték alapú helyreállító megközelítésnek tudható be, mely nagyszerű alternatívát nyújt a mindennapi munkája során.

- Véd a visszatérő szuvasodás ellen és megóvjaa a szomszédos fogakat
- A lakk megvédi a helyreállítás széleit a mikroszivárgástól
- Kiterjesztett indikációs terület a többi üvegeionomer anyaghoz képest, ezt számos klinikai tanulmány is bizonyítja

Klinikai tanulmányok eredményei

- Az **EQUIA** kiváló kezdeti színilleszkedést mutat\*
- Az **EQUIA** épp oly hatékony, mint a mikrotöltésű kompozit rendszerek\*
- Az **EQUIA** alkalmazható végleges helyreállító anyagként minden méretű I. osztályú és kisebb II. osztályú kavitások esetén\*
- Az **EQUIA** rendszer megbízható választásnak tűnik hosszú távú fogászati helyreállítások elkészítéséhez a nagy rágónyomású területeken is\*

\*Az adatok kérésre elérhetők.



Egyben behelyezve alkalmazható (bulk fill)

Tömörítés és kialakítás

Finírozás

A lakk applikálása

Fénypolimerizálás

Lépjen egy  
új dimenzióba  
az **EQUIA**-val a **GC**-től

Többet szeretne megtudni az **EQUIA** anyagról?

Látogassa meg mikrooldalunkat: [www.gcequia.com](http://www.gcequia.com)



**Intro Csomag**  
(**EQUIA Fil** - 50 kapszula,  
**EQUIA Coat**  
- 4 ml és kiegészítők)

900582 Vegyes  
900583 A1  
900584 A2  
900585 A3  
900586 A3.5  
900587 B1  
900588 B2  
900589 B3  
900590 C4

**Promo Csomag**  
(2 doboz **EQUIA Fil**  
- 2 x 50 kapszula,  
**EQUIA Coat**  
- 4 ml és kiegészítők)

900591 Vegyes & A3  
900592 A1 & A3  
900593 A2 & A2  
900594 A2 & A3  
900595 A3 & A3  
900596 A3.5 & A3  
900597 B1 & A3  
900598 B2 & A3  
900599 B3 & A3  
900600 C4 & A3

**Utántöltő**  
(50 kapszula/doboz)

004370 Vegyes  
004371 A1  
004372 A2  
004373 A3  
004374 A3.5  
004375 B1  
004376 B2  
004377 B3  
004378 C4  
004738 SW

Az **EQUIA** rendszer különböző szimpla vagy kombinált csomagokban is elérhető, melyek tartalmazzák az **EQUIA Fil** kapszulákat és egy **EQUIA Coat**-ot. Az **EQUIA Fil** anyag a következő Vita® színekben érhető el: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4 és SW (standard fehér).

A Vita® a Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Németország bejegyzett védjegye.



**EQUIA Coat** utántöltő

004379 4 ml üveg, 20 eldobható adagolótálka, 50 Micro-Tip applikátor, 1 applikátor tartó

GC Europe N.V.  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B - 3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
http://www.gceurope.com

GC Europe N.V.  
GC EEO - Hungary  
Fazekas u. 29-31.  
H - 1027 Budapest  
Tel. +36.1.224.04.00  
Fax. +36.1.224.04.01  
hungary@eoo.gceurope.com  
http://www.eoo.gceurope.com

**'GC'**