



EQUUIA

Nowy WYMIAR
w stomatologii odtwórczej

,'GC,'

EQUIA jest unikalnym systemem do estetycznych i ekonomicznych uzupełnień w odcinku bocznym o imponujących właściwościach na wszystkich poziomach. System **EQUIA** łączy w sobie **EQUIA Fil** - nową generację cząstek szkła - i **EQUIA Coat** - materiał do pokrywania na bazie żywicy z dużą zawartością wypełniacza.

mocny i niezawodny

Nowa trwałość w technologii glasonomerów

System **EQUIA** łączy w sobie **EQUIA Fil** - glasonomer nowej generacji i **EQUIA Coat** - materiał do pokrywania na bazie żywicy z dużą zawartością wypełniacza, który przenosi technologię glasonomerów na wyższy poziom i oferuje:

- Zwiększoną odporność na pękanie, wytrzymałość na zginanie i wytrzymałość na zmęczenie przy zginaniu.
- Ochronę przed kontaminacją wilgoci i erozją kwasową.
- Zwiększoną wytrzymałość glasonomeru w czasie, dzięki niepowtarzalnemu efektowi dojrzewania przypisywanemu ślinie.



Wypełnienie porowatości



Głębokość penetracji 30-50 µm

estetyka i przezierność

Popatrz na technologię glasonomerów nowym spojrzeniem

Nieporównywalna estetyka **EQUIA** rozszerza możliwości Twoich wypełnień w odcinku bocznym by spełnić oczekiwania pacjentów.

- Uzyskasz niezrównaną błyszczącą i gładką powierzchnię z trwałym, naturalnym połyskiem łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej.
- Odbudowa będzie chroniona przed przebarwieniem zapewniając długotrwałą stabilność koloru.
- Dziewięć odcieni pozwoli zawsze idealnie dopasować kolor.



Wypełnienie w odcinku bocznym przed założeniem EQUIA



Wypełnienie w odcinku bocznym po założeniu EQUIA

Dr. M. Kukurba-Siekwicz, Polska

szybko i łatwo

Nowa prędkość w stomatologii zachowawczej

EQUIA daje znaczną przewagę czasową w porównaniu z innymi opcjami wypełnień.

- Całkowity czas procedury mniej niż 3,5 minuty.
- System nie wymaga nakładania warstwowego, materiał nie klei się, poddaje się kondensacji i idealnie dopasowuje do ścian ubytku.
- Stosowanie koferdamu nie jest konieczne a adhezja chemiczna eliminuje skomplikowane procedury łączące.
- Prawie bez naprężeń skurczowych EQUIA może być nazwana materiałem do prawdziwych wypełnień typu „bulk” nawet dużych i głębokich ubytków.
- Bez potrzeby złożonego opracowania końcowego i polerowania, ponieważ wymaga nałożenia tylko jednej warstwy **EQUIA Coat**.

Zupełnie nowy poziom w technologii glasonomerów

bezpieczny i sprawdzony

Skuteczność tego nowego systemu została klinicznie dowiedziona na przestrzeni wielu lat. To, wraz z licznymi, prowadzonymi obecnie na całym świecie badaniami klinicznymi jest potwierdzeniem opartego na faktach podejścia w leczeniu odtwórczym, które stanowi doskonałą alternatywę dla rutynowej procedury.

- Ochrona przed nawracającą próchnicą, a także ochrona dla zębów sąsiednich.
- Powłoka chroni brzegi wypełnienia przed mikro przeciekami.
- Rozszerzone wskazania do stosowania w porównaniu z innymi materiałami glasonomerowymi, co potwierdzają liczne badania kliniczne.

EQUIA



Wyniki badań klinicznych

- **EQUIA** wykazuje doskonałe dopasowanie wstępne koloru*.
- System **EQUIA** okazał się równie skuteczny jak żywica kompozytowa z mikrowypełniaczem*.
- **EQUIA** może być stosowana jako materiał do ostatecznej odbudowy każdej wielkości ubytku klasy I oraz mniejszych ubytków klasy II*.
- System **EQUIA** wydaje się być niezawodnym wyborem do długotrwałych uzupełnień, nawet na powierzchniach zębów narażonych na obciążenia*.

* Dane dostępne na życzenie.

Wejdź w zupełnie nowy wymiar z **EQUIA z GC**

Czy chcesz wiedzieć więcej o **EQUIA**?

Zapraszamy do odwiedzenia naszej mikro strony: www.gcequia.com



Intro Pack (opakowanie z 50 kapsułkami **EQUIA Fil**, 4 ml **EQUIA Coat** i akcesoriami)

900582 Mieszane
900583 A1
900584 A2
900585 A3
900586 A3.5
900587 B1
900588 B2
900589 B3
900590 C4

Promo Pack (2 opakowania z 50 kapsułkami **EQUIA Fil**, 4 ml **EQUIA Coat** i akcesoria)

900591 Mieszane i A3
900592 A1 & A3
900593 A2 & A2
900594 A2 & A3
900595 A3 & A3
900596 A3.5 & A3
900597 B1 & A3
900598 B2 & A3
900599 B3 & A3
900600 C4 & A3

Uzupełnienie (opakowanie z 50 kapsułkami)

004370 Mieszane
004371 A1
004372 A2
004373 A3
004374 A3.5
004375 B1
004376 B2
004377 B3
004378 C4
004738 SW

System **EQUIA** jest dostępny w różnych pojedynczych i łączonych zestawach, składających się z kapsułek **EQUIA Fil** i butelki warstwy pokrycia **EQUIA Coat**. **EQUIA Fil** występuje w następujących odcieniach Vita®: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4 i SW (standardowy biały).

Vita® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Niemcy.



Uzupełnienie **EQUIA Coat**

004379 Butelka 4 ml, 20 jednorazowych naczynek dozujących, 50 mikrokońcówek aplikacyjnych, 1 uchwyt do końcówek aplikacyjnych

GC Europe N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
<http://www.gceurope.com>

GC Europe N.V.
GC EEO - Poland
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel. +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.625.28.60
poland@eoo.gceurope.com
<http://www.eeo.gceurope.com>

'GC.'