



EQUUIA

Nová DIMENZIA
v zachovnej stomatológii

.'GC.'

EQUIA unikátny výplňový systém pre estetické a ekonomické výplne do distálneho úseku s impozantnou pevnosťou na všetkých úrovniach. Systém **EQUIA** sa skladá z **EQUIA Fil** - nová generácia sklenených častíc a **EQUIA Coat** - vysoko plnený kompozitný lak.

silný a spoľahlivý

Nová trvácna technológia skloionomérov

Systém **EQUIA** sa skladá z **EQUIA Fil** - nová generácia skloionomérov a **EQUIA Coat** - kompozitný lak plnený nanočasticami, ktorý posúva technológiu skloionomérov na vyššiu úroveň a prináša Vám:

- Zvýšenú odolnosť v lome, pevnosť v ohybe a odolnosť voči únave materiálu spôsobenej zaťažením zuba.
- Ochranu proti pôsobeniu vlhkosti a erózii spôsobenej kyselinami.
- Zvýšenú odolnosť skloionoméru v čase vďaka unikátnemu efektu zrenia, ktorý je pripisovaný pôsobeniu slín.



Vylnenie pórov



Hĺbka penetrácie
30-50 µm

rýchly a jednoduchý

Nová rýchlosť v zachovnej stomatológii

EQUIA ponúka v porovnaní s mnohými inými technikami podstatnú úsporu času.

- Celkový postup za menej ako 3,5 minúty.
- Systém nevyžaduje žiadne vrstvenie, má kondenzovateľnú nelepivú konzistenciu a dokonale sa prispôbuje na steny kavity.
- Nie je nutné používať koferdam, chemická adhézia eliminuje zložité bondovacie postupy.
- Systém **EQUIA** je takmer bez kontrakcie, a je možné ho považovať za bulk-fill výplňový materiál použiteľný aj pre veľké a hlboké kavity.
- Nie sú potrebné žiadne dokončovacie práce ani leštenie, keďže stačí jediná aplikácia laku **EQUIA Coat**.



Bulk-fill aplikácia

Kondenzovanie
a kontúrovanie

Dokončovanie

Aplikácia laku

Polymerizácia
svetlom

estetika a translucencia

Pozrime sa triezvo na technológiu skloionomérov

Bezkonkurenčná estetika systému **EQUIA** Vám prináša rozšírené možnosti distálnych výplní a uspokojuje očakávania Vašich pacientov.

- Dosiahnete bezkonkurenčný prirodzený lesk a hladký povrch s dlhodobou trvácnosťou jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.
- Vďaka dlhodobej farebnej stabilite je výplň chránená pred diskoloráciou.
- Deväť rôznych farebných odtieňov materiálu Vám umožní nájsť dokonalý odtieň podľa potreby.



Posteriórna výplň s EQUIA
- Predtým



Posteriórna výplň s EQUIA
- Potom

Dr. M. Kukuba-Setkovicz,
Poľsko

Úplne nová úroveň v skloionomérovej technológii

bezpečná a overená

Účinky nového systému boli klinicky preukázané počas viacerých rokov. Spolu s mnohými klinickými štúdiami uskutočnenými po celom svete hovoria v prospech systému výsledky výplňovej terapie, ktorá je vynikajúcou alternatívou pre Vašu každodennú prax.

- Ochrana pred opakovaným výskytom kazov a zároveň ochrana okolitých zubov.
- Lak chráni okraje rekonštrukcie pred mikro zatečením.
- Rozšírené indikácie pre použitie v porovnaní s ostatnými GIC materiálmi, čo potvrdzujú početné klinické štúdie.

Výsledky klinických štúdií

- **EQUIA** preukazuje vynikajúcu zhodu s pôvodnou farbou zuba*.
- **EQUIA** systém sa ukázal byť rovnako účinný ako mikro-plnená kompozitná živica*.
- **EQUIA** sa môže použiť ako materiál pre permanentnú výplň kazov I. triedy a malých kazov II. triedy*.
- **EQUIA** systém je spoľahlivým výberom pre trvácne výplne, dokonca aj pre úpravu povrchu zaťažených zubov*.

*Informácie sú dostupné v osobitnom súbore.

Vstúpte do novej dimenzie s **EQUIA** od **GC**

Chceli by ste vedieť viac o systéme **EQUIA**?

Navštívte našu mikro-stránku: www.gcequia.com



Intro Pack (úvodné balenie)
(balenie s 50 kapsľami
EQUIA Fil,
4 ml **EQUIA Coat**
a príslušenstvo)

900582 Asortiment
900583 A1
900584 A2
900585 A3
900586 A3.5
900587 B1
900588 B2
900589 B3
900590 C4

Promo Pack
(2 balenia s 50 kapsľami
EQUIA Fil,
4 ml **EQUIA Coat**
a príslušenstvo)

900591 Asortiment & A3
900592 A1 & A3
900593 A2 & A2
900594 A2 & A3
900595 A3 & A3
900596 A3.5 & A3
900597 B1 & A3
900598 B2 & A3
900599 B3 & A3
900600 C4 & A3

Refill (náhradné
balenie s 50
kapsľami)

004370 Asortiment
004371 A1
004372 A2
004373 A3
004374 A3.5
004375 B1
004376 B2
004377 B3
004378 C4
004738 SW

Systém **EQUIA** je dostupný v rôznych balíčkoch, jednoduchých a kombinovaných, obsahujúcich kapsle **EQUIA Fil** a fľaštičku laku **EQUIA Coat**. **EQUIA Fil** sa dodáva v nasledovných odtieňoch Vita®: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4 a SW (štandardná biela).

Vita® je registrovanou obchodnou známkou Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Nemecko.



EQUIA Coat

004379 fľaštička so 4 ml, 20 jednorázových mištičiek, 50 aplikátorov Micro-Tip, 1 držiak na aplikátory

GC Europe N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC Europe N.V.
GC EEO - Slovakia
Raková 1441
SK - 023 51 Raková / Čadca
Tel. +421.911.570.999
Fax. +421.414.000.264
slovakia@eoo.gceurope.com
http://www.eoo.gceurope.com

'GC.'