



EQUUIA

Nova DIMENZIJA
v konzervativnem zobozdravstvu

,'GC,'

EQUIA je edinstven sistem za estetske in ekonomične posteriorne obnove z impresivnim učinkom na vseh nivojih. Sistem **EQUIA** združuje **EQUIA Fil** - novo generacijo steklastih delcev - in **EQUIA Coat** - visoko-polnjen smolnat material za premaze.

močno & zanesljivo

Nova stanovitnost v tehnologiji steklastih ionomerov

Sistem **EQUIA** združuje **EQUIA Fil**, novo generacijo steklastega ionomera, in **EQUIA Coat**, dobro polnjen material za premazovanje, ki uvršča tehnologijo steklastih ionomerov na naslednji nivo in vam nudi:

- Izboljšano lomno trdnost, upogibno trdnost in odpornost na upogibno utrujenost.
- Zaščito pred kontaminacijo z vlago in kislinsko erozijo.
- Izboljšano jakost steklastega ionomera zaradi edinstvenega učinka zorenja, ki ga gre pripisati slini.



Zapolnjevanje poroznosti



Globina penetracije 30-50 µm

hitro & enostavno

Nova hitrost v konzervativnem zobozdravstvu

EQUIA zagotavlja bistven prihranek na času v primerjavi s številnimi drugimi konzervativnimi možnostmi.

- Celoten delovni čas je krajši od 3,5 minut.
- Sistem ne zahteva tehnik plastenja, je nelepljiv, in se odlično prilega na stene kavitete.
- Uporaba koferdama je neobvezna in kemijska adhezija izloča zahtevne postopke vezave.
- Skoraj brez stresa zaradi krčenja, zato je lahko **EQUIA** imenovana pravi material za obnovo v enem nanosu („bulk fill material“) tudi za velike in globoke kavitete.
- Ni potrebe po zahtevnih postopkih dokončne obdelave, saj je potreben le en nanos **EQUIA Coat**.



Nanos v enem sloju

Tlačenje in oblikovanje

Dokončna obdelava

Nanos premaza

Svetlobna polimerizacija

estetsko & transludentno

Oglejte si tehnologijo steklastih ionomerov z drugega zornega kota

EQUIA-jina neprimerljiva estetika razširi vaše možnosti konzervativne obnove v transkaninem sektorju in tako lahko izpolnite pričakovanja pacientov.

- Dosežite brezprimeren lesk in gladke površine z dolgo obstojnim, naravnim sijajem enostavneje kot kadarkoli do sedaj.
- Obnova je zaščitena pred zabarvanjem za dolgotrajno stabilnost.
- Devet odtenkov vam omogoča doseganje popolnega barvnega ujemanja.



Obnova v transkaninem sektorju z EQUIA - Pred



Obnova v transkaninem sektorju z EQUIA - Po

Dr. M. Kukuba-Setkiewicz, Poland

varno & dokazano

Popolnoma nov nivo v tehnologiji steklastih ionomerov

Že nekaj let je učinek tega sistema klinično dokazan. Skupaj s številnimi kliničnimi študijami, ki se izvajajo po svetu, to prispeva k na dokazih podprtem postopku za konzervativno obnovo, kar nudi odlično alternativo za vaše vsakodnevno delo.

- Zaščita pred ponavljajočimi se karioznimi spremembami in zaščita sosednjih zob.
- Premaz ščiti mejo preparacije pred mikro prepuščanjem.
- Razširjene indikacije za uporabo v primerjavi z drugimi steklasto ionomernimi materiali, kar dokazujejo številne klinične študije.

Rezultati kliničnih raziskav

- **EQUIA** prikazuje odlično začetno ujemanje v barvi*.
- **EQUIA** se je izkazala za enako učinkovito kot kompozitni sistemi polnjeni z mikro delci*.
- **EQUIA** se lahko uporabi kot material za dokončno konzervativno obnovo pri vseh preparacijah razreda I in manjših preparacijah razreda II*.
- Sistem **EQUIA** je zanesljiva izbira za dolgotrajne obnove zob, tudi pri zobeh z velikimi žvečnimi obremenitvami*.

*Podatki so na voljo

Izstrelite se v novo dimenzijo z **GC EQUIA**

Želite izvedeti več o **EQUIA**?

Prosimo obiščite našo internetno stran: www.gcequia.com



Uvodno pakiranje
(škatla s 50 kapsulami
EQUIA Fil, 4 ml **EQUIA
Coat** & dodatki)

Promocijsko pakiranje
(2 škatli s 50 kapsulami
EQUIA Fil, 4 ml **EQUIA
Coat** & dodatki)

Naknadno
pakiranje (škatla
s 50 kapsulami)

900582 sortirano
900583 A1
900584 A2
900585 A3
900586 A3.5
900587 B1
900588 B2
900589 B3
900590 C4

900591 sortirano & A3
900592 A1 & A3
900593 A2 & A2
900594 A2 & A3
900595 A3 & A3
900596 A3.5 & A3
900597 B1 & A3
900598 B2 & A3
900599 B3 & A3
900600 C4 & A3

004370 sortirano
004371 A1
004372 A2
004373 A3
004374 A3.5
004375 B1
004376 B2
004377 B3
004378 C4
004738 SW

Sistem **EQUIA** je na voljo v samostojnih in kombiniranih pakiranjih, sestavlja kapsule **EQUIA Fil** in stekleničko **EQUIA Coat**. **EQUIA Fil** je dobavljiv v naslednjih Vita® odtenkih: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4 in SW (standardna bela).

Vita® je patentirana blagovna znamka Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.



Naknadno pakiranje **EQUIA Coat**

004379 Steklениčka 4 ml, 20 nanašalnih posodic za enkratno uporabo, 50 mikro konic za aplikator, 1 držalo aplikatorja

GC Europe N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC Europe N.V.
GC EEO - Slovenia
Šlandrov trg 40
SLO - 3310 Žalec
Tel. +386.3.710.32.70
Fax. +386.3.710.32.71
slovenia@eoo.gceurope.com
http://www.eoo.gceurope.com

'GC.'