



Word verliefd op uw
volgende restauratie
van GC



everX Flow™

Flowable composiet versterkt met
glasvezel voor vervanging van dentine



G-aenial® Universal Injectable

Zeer sterk restauratief
composiet



EQUIA Forte™ HT

Kosteneffectief, langdurig
restauratief alternatief

GC

Iedere patiënt is anders ... en toch hetzelfde.

Telkens wanneer een patiënt in uw stoel plaatsneemt, moet uw behandelplan worden aangepast en geoptimaliseerd om de hoogste kwaliteit te leveren, keer op keer, voor elk individu. Dat is een moeilijke opgave waar we u graag bij helpen.

Versterken

everX Flow

Glasvezelversterkte flowable composiet



- ✦ Dentinevervanging die **uw restauraties van binnenuit versterkt**
- ✦ Vezels die **breuken tegenhouden**
- ✦ **Gemakkelijke plaatsing in bulk tot 5,5 mm**
- ✦ **Past zich perfect aan** de cavitetswanden aan zonder in te zakken

Injecteren

G-aenial Universal Injectable

Zeer sterk injecteerbaar composiet



- ✦ **Modelleren en contourlijnen aanbrengen** terwijl u injecteert
- ✦ Zo sterk dat het gebruikt kan worden voor **caviteiten van elke grootte**
- ✦ Lange buigbare naald om **elke plek te bereiken**
- ✦ Onovertroffen polijstbaarheid

Makkelijk werken

EQUIA Forte HT

Kosteneffectief, langdurig restauratief alternatief



- ✦ **Bewezen glashybride-technologie** met een synergetische beschermlaag
- ✦ **Biocompatibel en vochtbestendig**
- ✦ Bulkvulling en zelfklevend voor **snelle en eenvoudige plaatsing**
- ✦ Slimme versteviging met **ionenuitwisseling**

Vereenvoudigde en efficiënte oplossingen voor posterieure restauraties

GC-producten zijn ontwikkeld met de tandarts en de patiënt in gedachten. Dit betekent dat we ons inzetten om efficiënte en gebruiksvriendelijke producten van de hoogste kwaliteit te leveren voor elke indicatie.



Met dank aan
dr. J. Tapia Guadix, Spanje



Met dank aan
dr. R. Novotny, Slowakije

Ideaal voor:

- ✦ Endodontisch behandelde elementen
- ✦ Grote caviteiten
- ✦ Kernopbouw



Met dank aan dr. M. Kudelis,
Litouwen



Met dank aan dr. M.
Peumans, België

Ideaal voor:

- ✦ Cusp-by-cusp techniek
- ✦ Injecteren met behulp van een mal
- ✦ Alle directe posterieure indicaties



Met dank aan
dr. A. Patel, Verenigd Koninkrijk



Met dank aan
dr. P. Rouas, Frankrijk

Ideaal voor:

- ✦ Uitdagende applicaties
- ✦ MIH
- ✦ Wortelcariës
- ✦ Stempeltechniek





G-ænial Universal Injectable

Spuitje 1 ml (1,7g)
Unitip 15 x 0,16ml (0,27g)
Kleur

| | | |
|--------|----------|------|
| 901471 | 10006910 | XBW |
| 901472 | 10006911 | BW |
| 901473 | 10006896 | A1 |
| 901474 | 10006897 | A2 |
| 901475 | 10006898 | A3 |
| 901476 | 10006899 | A3.5 |
| 901477 | 10006900 | A4 |
| 901478 | 10006901 | B1 |
| 901479 | 10006902 | B2 |
| 901480 | 10006903 | CV |
| 901481 | 10006904 | CVD |
| 901482 | 10006905 | AO1 |
| 901483 | 10006906 | AO2 |
| 901484 | 10006907 | AO3 |
| 901485 | 10006908 | JE |
| 901486 | 10006909 | AE |



everX Flow 2ml (3,7g)

012898 everX Flow, Spuit 2ml (3,7g) Bulk
012899 everX Flow, Spuit 2ml (3,7g) Dentine



EQUIA Forte HT

| | |
|--------|---|
| 901574 | Intro Pack, 20 capsules A2 + 20 unitdoses of coat |
| 901575 | Intro Pack, 20 capsules A3 + 20 unitdoses of coat |
| 901576 | Intro Pack, 20 capsules B2 + 20 unitdoses of coat |
| 901577 | Promo Pack, 100 capsules A2 + 1 bottle of coat, 4ml |
| 901578 | Promo Pack, 2x50 capsules A2-A3 + 1 bottle of coat, 4ml |
| 901579 | Promo Pack, 100 capsules A3 + 1 bottle of coat, 4ml |
| 901580 | Promo Pack, 2x50 capsules A3-B2 + 1 bottle of coat, 4ml |
| 901581 | Clinic Pack, 200 capsules A2 + 1 bottle of coat, 4ml |
| 901582 | Clinic Pack, 200 capsules A3 + 1 bottle of coat, 4ml |
| 901583 | Clinic Pack, 200 capsules B2 + 1 bottle of coat, 4ml |

Gerelateerde producten



G-Premio BOND
Universeel adhesief



G2-BOND Universal
Universeel 2-componenten
bonding systeem



G-ænial A'CHORD
Universeel composiet
met unishade systeem

EQUIA Forte, everX Flow en G-ænial zijn handelsmerken van GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC EUROPE N.V.
Benelux Sales Department
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.18.60
info.benelux@gc.dental
<https://europe.gc.dental/nl-NL>



Since 1921
100 years of Quality in Dental