

Essentia® Универсален цвят от GC

Един цвят пасва на всички



Essentia HiFlo

Универсален

фотополимеризиращ материал
с висока течливост



Essentia LoFlo

Универсален

фотополимеризиращ материал
с намалена течливост



Essentia

Универсален

фотополимеризиращ материал
с кондензируема консистенция

900740 Essentia HiFlo Шприца, U (1 x 2 ml) EEP

900742 Essentia LoFlo Шприца, U (1 x 2 ml) EEP

900977 Essentia Шприца, U (1 x 2 ml) EEP

900998 Essentia Компюли, U (15 x 0.16 ml)

Открийте и G-Premio BOND

Универсалният бонд на GC, характеризира се с нула компромиси

- 012689 G-Premio BOND Комплект 5 ml EEP
- 012695 G-Premio BOND Допълнителна бутилка 5 ml EEP
- 012690 G-Premio BOND опаковка от 3 бутилки EEP
- 009035 G-Premio BOND Еднократни дози,
50 броя (0.1 ml) EEP



essentia

GCEUROPE.N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GCEEO Bulgaria

GCEEO Bulgaria
BG - София 1202
ул. "Будапеща" 92, ап. 4-3
Тел. +359.2.983.30.30
Факс. +359.2.858.31.37
info.bulgaria@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

GC

ZOLFBG 8 82 03/20

ЕДИН цвят
пасва на всички

Essentia®
Universal shade
от GC

Универсален композит

GC

Essentia® Универсален цвят от GC

Един цвят пасва на всички


С **Essentia Universal shade**, GC отваря широко вратата на улеснената работа. Essentia Universal има отличен хамелеонов ефект и лесно се **слива с околните зъбни структури, независимо от цвета на кавитета.**

Наличен е в **три вискозитета - всички достатъчно здрави, за да бъдат използвани при всички класове кавитети** - Essentia Universal е универсално решение за дисталните зъби.

Благодарение на подходящо третиране на пълнителя и употребата на ултра фини частици, **физическите качества на Essentia HiFlo и Essentia LoFlo са дори по-добри** от тези при Essentia Universal (пастовиден), улеснявайки употребата на всички продукти **за всички индикации.**



Essentia HiFlo е течен композит с **голяма течливост**, перфектен за лесна адаптация към кавитетите и разстилане в тесни кавитети. Предлага удобни манипулативни качества, съчетани с превъзходна здравина и висока рентгеноконтрастност над 300%, улесняваща диагностиката на вторичен кариес.



Essentia LoFlo е инжектируем композит, с **намалена течливост**, оптимален, когато е необходим тиксотропен материал - например при шиечни възстановявания. Той гарантира минимално износване и осигурява дълготрайни възстановявания дори по оклузалните повърхности.



Essentia е пастовиден композит с опростена цветова концепция от 7 цвята. Неговият Универсален цвят показва великолепен ефект на сливане в съчетание с **кондензируема консистенция**: перфектен за монокроматични дистални възстановявания.



Флексурална якост и 3-слойно износване на трите вискозитета на Essentia Universal shade (Източник: GCC R&D data)

