




Μια ρητινή για όλες τις χρήσεις



Απόχρωση  
γενικής  
εφαρμογής από  
τη GC



**GC**




Since 1921  
100 years of Quality in Dental

# Απόχρωση γενικής εφαρμογής από τη GC

## Μία ρητίνη για όλες τις χρήσεις


Με την απόχρωση **Essentia Universal** η GC ανοίγει διάπλατα την πόρτα στην απλοποίηση της αποκαταστατικής κλινικής διαδικασίας. Η απόχρωση **Essentia Universal** είναι η ιδανική λύση για οπίσθιες αποκαταστάσεις : μία απόχρωση με εκπληκτική ικανότητα χρωματικής προσομοίωσης των φυσικών ιστών διαθέσιμη σε 3 ιξώδη. Επιλέξτε μεταξύ πάστας, ενέσιμης και πολύ λεπτόρεστης μορφής ανάλογα με το τι είναι χρήσιμο σε κάθε περίπτωση. Από τις αυχενικές έως τις μασητικές αποκαταστάσεις, όλοι οι τύποι της Universal είναι αρκετά επαρκείς για όλες τις ομάδες κοιλιοτήτων, χωρίς περιορισμούς.

Η απόχρωση Essentia Universal (πάστα) προσομοιώνεται σε οδοντικούς ιστούς διαφορετικών αποχρώσεων



Χάρη στην ιδανική προετοιμασία των ενισχυτικών ινών και τη χρήση ιδιαίτερα μικρών κόκκων, οι φυσικές ιδιότητες των υλικών **Essentia HiFlo & Essentia LoFlo** είναι ακόμα υψηλότερες από αυτές της απόχρωσης **Essentia Universal** επιβεβαιώνοντας πως όλα τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια σε όλες τις ενδείξεις.

Αντοχή στην κάμψη και την αποτριβή 3 σημείων των τριών ιξώδων της απόχρωσης Essentia Universal (Source: GCC R&D data)



Προετοιμασία μικρών κοιλιοτήτων 1ης Ομάδας



Αποκατάσταση με χρήση της απόχρωσης **Essentia HiFlo Universal**



Μετεμφρακτική εικόνα που δείχνει την άριστη χρωματική προσομοίωση της αποκατάστασης με τα φυσικά δόντια



Αεραποτριβή των μη-τερηδονικών βλαβών



Αποκατάσταση με **Essentia LoFlo Universal**




Μετεμφρακτική εικόνα μετά τη στίλβωση



Το υλικό **Essentia HiFlo** είναι μία λεπτόρευστη ρητίνη με υψηλή ικανότητα διαβροχής, τέλεια για ιδανική προσαρμογή στις επιφάνειες και για κατάλληλη ροή σε στενές κοιλότητες. Προσφέρει πολύ καλές ιδιότητες χειρισμού μαζί με υψηλή αντοχή και υψηλή ακτινοσκιερότητα πάνω από 300% διευκολύνοντας τη διάγνωση της δευτερογενούς τερηδόνας.



Το υλικό **Essentia LoFlo** είναι μία ενέσιμη ρητίνη με χαμηλή ροή, ιδανικό για χρήση όταν απαιτείται ένα θιξοτροπικό υλικό - για παράδειγμα σε αυχενικές αποκαταστάσεις. Υπόσχεται ελάχιστη αποτριβή, εξασφαλίζοντας μεγάλης διάρκειας αποκαταστάσεις ακόμα και στη μασητική επιφάνεια.



Το υλικό **Essentia** είναι μία ρητίνη σε μορφή πάστας με μία απλουστευμένη φιλοσοφία 7 αποχρώσεων. Η απόχρωση Universal διακρίνεται από μία ιδιαίτερη απόδοση χρωματικής προσομοίωσης με τις γειτονικές αποχρώσεις σε μία στοιβάξιμη μορφή: τέλεια για μονοχρωματικές οπίσθιες αποκαταστάσεις.



Μία άμεση αποκατάσταση επιλέχθηκε για τη μυλική αποκατάσταση μετά την ενδοδοντική θεραπεία.



Αποκατάσταση με την **everX Posterior**, ως σώμα οδοντίνης, και την **Essentia Universal** ως το εξωτερικό στρώμα.



Επανεξέταση 6 μηνών που δείχνει καλή χρωματική προσομοίωση με τους περιβάλλοντες οδοντικούς ιστούς.

# Απόχρωση γενικής εφαρμογής από τη GC

## Μία ρητίνη για όλες τις χρήσεις



### Essentia HiFlo

γενικής εφαρμογής  
φωτοπολυμεριζόμενη σύνθετη  
ρητίνη με υψηλή ρευστότητα



### Essentia LoFlo

Essentia LoFlo γενικής εφαρμογής  
φωτοπολυμεριζόμενη σύνθετη  
ρητίνη με χαμηλή ρευστότητα



### Essentia

Essentia γενικής εφαρμογής  
φωτοπολυμεριζόμενη σύνθετη  
ρητίνη σε στοιβάξιμη σύσταση

900739 Essentia HiFlo Syringe, U (1 x 2mL)  
900741 Essentia LoFlo Syringe, U (1 x 2mL)  
900970 Essentia Syringe, U (1 x 2mL)  
900998 Essentia Unitips, U (15 x 0.16mL)

## Ανακαλύψτε ακόμα τον παράγοντα G-Premio BOND Ο συγκολλητικός παράγοντας γενικής εφαρμογής της GC επιφέρει μηδενικό συμβιβασμό

012687 G-Premio BOND Kit 5mL  
012694 G-Premio BOND Bottle Refill 5mL  
012688 G-Premio BOND 3-Bottle Pack  
009034 G-Premio BOND Unit Doses, 50 pieces (0.1mL)



e s s e n t i a

#### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark,  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33,  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<http://europe.gc.dental>

# GC