



Üks toon igaks juhtumiks



Essentia[®]

Universaalne toon

GC-It

Universaalne komposiit



GC




Since 1921
100 years of Quality in Dental

Essentia® Universal GC -lt

Üks toon igaks juhtumiks

Essentia Universal iga avas GC ukse lihtsamasse hambaravi maailma. See on **lihtne lahendus tagahammaste restauratsioonideks: ainult üks toon suurepärase ühtlustumise efektiga, mis on nüüd saadaval kolmes viskoossusastmes**. Valida saab pasta, tiksotroopse ja voolava viskoossuse vahel, **olenevalt sellest, milline on iga juhtumi korral kõige kasulikum valik**. Tservikaalsetest oklusaalsete restauratsioonideni – kõik universaalse tooni versioonid on **kõigi kaviteediklasside korral piisavalt tugevad ilma piiranguteta**.


Essentia Universal sulandub hammaste erinevate toonidega



Tänu GC poolt väljatöötatud ülipeenetele täiteosakestele on **Essentia HiFlo ja Essentia LoFlo füüsikalised omadused isegi paremad** kui Essentia Universal topeldatav konsistents. Kinnitades seda, et kõiki kolme viskoossusastet saab ohutult kasutada **kõigi näidustuste korral**.



Paindetugevus ja 3-kehaline kulumine Essentia Universal kolme viskoossuse korral (allikas: GCC R&D andmed)



Väikeste klass I kaviteetide preparatsioon



Restauratsioon Essentia HiFlo Universaliga



Lõpptulemus näitab suurepärast ühtlustumist naturaalseste hammastega




Mittekarioosete kahjustuste
õhkabrasioon



Restauratsioon
Essentia LoFlo Universaliga




Lõpptulemus pärast poleerimist



Essentia HiFlo on **suure märguvusega** voolav komposiit, mis kohandub lihtsasti preparatsioonidesse ja voolamiseks kitsastesse kaviteetidesse. Sellel on suurepärased käsitlemisomadused koos ülima tugevuse ja kõrge röntgenkontrastsusega (üle 300%), hõlbustades sekundaarse kaariese diagnoosimist.



Essentia LoFlo on **väikese voolavusega** komposiit, mis on tiksotroopsete materjalide vajaduse korral optimaalne – näiteks tservikaalsete restauratsioonide korral. See tagab minimaalse kuluvuse ja pikaajalise restauratsiooni isegi oklusaalsel pinnal.



Essentia U universaalne toon annab suurepärase ühtlustumise efekti ja omab **topeldatavat konsistentsi**: ideaalne ühetoonilisteks tagahammaste restauratsioonideks.



Selle keerulise juhtumi korral, kus hammast oli ravitud endodontiliselt, valiti direktne restauratsioon.



everX Posterioriga ehitati üles dentiiniosa ning **Essentia Universalit** kasutati pealmise kihina.



Järelekontroll kuue kuu pärast, kus on näha head integratsiooni ümbritsevate hambakudedega.

Essentia® Universal GC -lt

Üks toon igaks juhtumiks



Essentia HiFlo

Universaalne valguskõvastuv komposiit **suure voolavusega**



Essentia LoFlo

Universaalne valguskõvastuv komposiit **väikese voolavusega**



Essentia

Universaalne valguskõvastuv komposiit **topeldatava konsistentsiga**

900740 Essentia HiFlo süstal, U (1 x 2 ml)
900742 Essentia LoFlo süstal, U (1 x 2 ml)
900977 Essentia süstal, U (1 x 2 ml)
900998 Essentia kapslid, U (15 x 0,16 ml)

Avasta ka G-Premio BOND

GC universaalne sidusaine ilma kompromissideta

011943 G-Premio BOND komplekt, 5 ml
011948 G-Premio BOND pudel, 5 ml
011945 G-Premio BOND 3-e pudeli pakend
003417 G-Premio BOND üksikdoosid, 50 tk (0,1 ml)



e s s e n t a

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://europe.gc.dental>

GC Nordic AB esindaja Eestis
Mob. +372.520.87.18
Christine.Kuusmaa@gc.dental
<https://europe.gc.dental/et-EE>