



Un color que se ajusta a todo



Essentia[®]
Universal shade
de GC

Composite Universal



GC



Since 1921
100 years of Quality in Dental

Essentia[®] Universal shade de GC


Un color que se ajusta a todo

Essentia de GC ha marcado un cambio de modelo en la odontología restauradora al introducir un nuevo concepto en las restauraciones estéticas mediante el uso de tan solo siete colores y así abrir la puerta a un nuevo mundo de odontología restauradora más sencilla.


Con **Essentia Universal**, GC hace que la puerta a la simplificación se abra de par en par. El color Essentia Universal es **la solución definitiva para restauraciones posteriores: un color con un efecto de integración asombroso, ahora disponible en tres viscosidades**. Elija entre pasta, inyectable y una viscosidad muy fluida, **dependiendo de qué sea más útil para cada caso**. Desde restauraciones cervicales a oclusales, todas las versiones del color Universal son lo **suficientemente resistentes para cualquier tipo de cavidad**, sin limitaciones.

Gracias a un tratamiento de relleno patentado y al uso de partículas ultrafinas, **las propiedades físicas de Essentia HiFlo y Essentia LoFlo** son incluso más altas que las de Essentia Universal, lo que confirma que las tres viscosidades pueden utilizarse con seguridad **para cualquier indicación**.

Essentia color Universal (pasta)
mimetizado con distintos colores
de dientes



Resistencia a la flexión y abrasión a 3 cuerpos de las tres viscosidades del color Essentia Universal (fuente: datos de GCC R&D)



Preparación para cavidades pequeñas de Clase I



Restauración mediante Essentia HiFlo Universal



Vista post-operaria donde se aprecia una fantástica integración con los dientes naturales



Limpieza de las lesiones sin caries



Restauración con
Essentia LoFlo Universal




Vista post-operatoria tras el pulido



Essentia HiFlo es un composite fluido con una **alta humectabilidad**, perfecto para una adaptación sencilla a preparaciones y una fluidez excelente para cavidades estrechas. Ofrece unas propiedades de manipulación excelentes con resistencia superior y una elevada radiopacidad de más del 300%, lo que facilita el diagnóstico de caries secundarias.



Essentia LoFlo es un composite inyectable con una **baja fluidez**, óptimo en caso de que se necesite material tixotrópico, por ejemplo, en restauraciones cervicales. Ofrece un desgaste mínimo, lo que asegura restauraciones duraderas incluso en la superficie oclusal.



Essentia es un composite en pasta con un concepto de siete colores simplificado. Su color Universal ofrece un efecto integrador excelente junto con una **consistencia condensable**: perfecto para restauraciones monocromáticas posteriores.



Se eligió un enfoque directo para este complejo caso post-endodóntico



Restauración con **everX Posterior** como núcleo de dentina y **Essentia Universal** como capa exterior



La revisión tras los seis meses muestra una buena integración con los tejidos dentales circundantes

Essentia[®] Universal shade de GC

Un color que se ajusta a todo



Essentia HiFlo

Composite fotopolimerizable universal **de alta fluidez**



Essentia LoFlo

Composite fotopolimerizable universal **de baja fluidez**



Essentia

Composite fotopolimerizable universal **con una consistencia condensable**

900739 Essentia HiFlo Jeringa, U (1 x 2mL)
900741 Essentia LoFlo Jeringa, U (1 x 2mL)
900970 Essentia Jeringa, U (1 x 2mL)
900998 Essentia Unitips, U (15 x 0,16mL)

Descubra también G-Premio BOND

El adhesivo universal de GC sin riesgos

012687 G-Premio BOND Kit 5mL
012694 G-Premio BOND reposición frasco de 5mL
012688 G-Premio BOND 3-Bottle Pack
009034 G-Premio BOND monodosis 50 unidades (0,1mL)



e s s e n t i a

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://europe.gc.dental>

GC IBÉRICA

Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas 2, 1º, Of. 4
ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
comercial.spain@gc.dental
<https://europe.gc.dental/es-ES>

GC