



גוון אחד מתאים לכל



Essentia®

גוון אוניברסלי

מבית GC

קומפוזיט רזין אוניברסלי




GC

Essentia® בגוון אוניברסלי מבית GC

גוון אחד מתאים לכל

זו לא טעות - Essentia בגוון אוניברסלי יחיד מתמזג היטב בשיניים בגוונים שונים משמעותית. חללים אלו שוחזרו כולם תוך שימוש באותו גוון אוניברסלי.




עם **Essentia Universal**, חברת GC פותחת לרווחה את הדלת לפשטות. Essentia בגוון אוניברסלי מציג תכונת "זיקית" מעולה ומאפשר התמזגות מושלמת עם רקמות השן סביב השחזור, ללא תלות בגוון החלל.

זמין ב-3 מצבי צמיגות שונים - כולם חזקים מספיק לשימוש בכל סוג שחזור - Essentia Universal הוא הפתרון האולטימטיבי להתאמת שחזורים אחוריים.

הודות לטכנולוגיית הציפוי החדשנית של חלקיקי המילוי הזעירים, התכונות הפיזיקליות של **Essentia HiFlo** ושל **Essentia LoFlo** הן אפילו עדיפות על אלו של הגרסה המשחתית של Essentia Universal, ובכך מובטחת יכולת השימוש בשלוש גרסאות המוצר לכל סוגי ההתוויות בשחזורים אחוריים.



החוזק לכפיפה (Flexural strength) והעמידות לשחיקה (3-body wear) של שלושת רמות הצמיגות של Essentia Universal.



מקור: GCC R&D



תמונה לאחר הטיפול, המציגה התמזגות מעולה עם חומר השן הטבעי



שחזור באמצעות **Essentia HiFlo Universal**




הכנה של חללים סגריים קטנים (Class I)





תמונה לאחר הליטוש הסופי



שחזור באמצעות
Essentia LoFlo Universal



הכנת חללים לא-עשתיים באמצעות אבקה
בלחץ גבוה (air abrasion)




Essentia HiFlo - קומפוזיט נוזלי בעל יכולת הרטבה גבוהה, מושלם להתאמה קלה לשחזורים ולזרימה לאזורים צרים. היי-פלו מציע תכונות שימוש נוחות, בשילוב עם חוזק גבוה ורמת רדיו-אופאקיות גבוהה (יותר מ-300%) כדי לאפשר זיהוי קל של עששת משנית.



Essentia LoFlo - קומפוזיט בהזרקה עם רמת זרימה נמוכה. מיטבי לשימוש כשנדרשת טיקסטרופיות גבוהה - למשל בשחזורים צוואריים. לו-פלו מבטיח שחיקה מינימלית, המבטיח שרידות ארוכת טווח של השחזור אפילו במשטחים הסגריים.



Essentia - קומפוזיט משחתי עם קונספט 7-גוונים פשוט. הגוון האוניברסלי מציע אפקט התמזגות מעולה, בשילוב עם צמיגות דחיסה: מושלם לשחזורים אחוריים מונו-כרומטיים.



מעקב לאחר 6 חודשים מציג התאמת צבעים מצוינת לרקמות הסובבות



שחזור באמצעות everX Posterior כלילת דנטין, ומעליו **Essential Universal** כמעטפת החיצונית



גישה ישירה נבחרה למקרה מאתגר זה של שחזור פוסט-אנדודונטי



Essentia® בגוון אוניברסלי מבית GC

גוון אחד מתאים לכל



Essentia

קומפוזיט אוניברסלי מוקשה-אור
עם צמיגות דחיסה



Essentia LoFlo

קומפוזיט אוניברסלי מוקשה-אור
עם זרימה נמוכה



Essentia HiFlo

קומפוזיט אוניברסלי מוקשה-אור
עם זרימה גבוהה

900739 מזרק Essentia HiFlo, גוון U (2X1 מ"ל)
900741 מזרק Essentia LoFlo, גוון U (2X1 מ"ל)
900970 שפופרת Essentia, גוון U (2X1 מ"ל)
900998 טיפים Essentia, גוון U (0.16X15 מ"ל)

גלו גם את G-Premio BOND

חומר הקישור (בונדינג) האוניברסלי של GC, ללא פשרות

012687 קיט G-Premio BOND 5 מ"ל
012694 בקבוק מילוי G-Premio BOND 5 מ"ל
012688 מארז 3 בקבוקים G-Premio BOND
009034 מנות יחידה G-Premio BOND, 50 יח' (0.1 מ"ל)



e s s e n t i a

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC ISRAEL
4 Koifman st.
Tel Aviv
Israel 68012
Tel. +972.3.79.79.610
Fax. +972.3.51.61.982
info.gcisrael@gc.dental
<http://www.gcisrael.com>

'GC'