

GC Essentia® Universal shade

Jedna boja za sve



Essentia HiFlo
Univerzalni svjetlosno
polimerizirajući kompozit
visoke tečnosti



Essentia LoFlo
Univerzalni svjetlosno
polimerizirajući kompozit
niske tečnosti



Essentia
Univerzalni svjetlosno
polimerizirajući kompozit
kompaktne konzistencije

- 900740 Essentia HiFlo štrcaljka, U (1 x 2 ml) EEP
- 900742 Essentia LoFlo štrcaljka, U (1 x 2 ml) EEP
- 900977 Essentia štrcaljka, U (1 x 2 ml) EEP
- 900998 Essentia Unitip ulošci, U (15 x 0.16 ml)

Također otkrijte G-Premio BOND

GC univerzalni bond bez kompromisa

- 012689 G-Premio BOND Kit (Komplet), 5 ml, EEP
- 012695 G-Premio BOND bočica, nadopuna, 5 ml, EEP
- 012690 G-Premio BOND 3-Bottle Pack (Pakiranje 3 bočice), EEP
- 009035 G-Premio BOND Unit Doses (pakiranje u jediničnim dozama), 50 komada (0,1 ml), EEP



GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Croatia
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel. +385.1.61.54.597
Fax. +385.1.61.54.597
info.croatia@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

GC

ZOLF HR 8 82.03/20



Jedna boja za sve



GC
Essentia®
Universal shade

Univerzalni kompozit



GC

GC Essentia® Universal shade

Jedna boja za sve

Materijalom **Essentia Universal shade** GC širom otvara vrata jednostavnijim rješenjima. Essentia Universal pokazuje izvrstan kameleonski efekt i **neprimjetno se stapa s okolnom strukturom zuba, bez obzira na boju kaviteta.**

Dostupan u **tri viskoziteta - dovoljno čvrsta za sve klase kaviteta** - Essentia Universal je ultimativno rješenje za restauracije u stražnjem području.

Zahvaljujući zaštićenom punilu i korištenju ultra finih čestica, **fizička svojstva materijala Essentia HiFlo & Essentia LoFlo čak su bolja** od svojstava materijala Essentia Universal (tip pasta), potvrđujući da se sve tri viskozosti mogu sigurno koristiti **za sve indikacije.**

Essentia Universal Shade (pasta) spajanje u zubima različitih boja...

	B1	
	A2	
	C4	



Essentia HiFlo je tekući kompozit s **visokim stupnjem ovlaživanja**, savršen za laku prilagodbu preparacijama i tečenje u uske kavitete. Nudi izvršna svojstva rukovanja, zajedno s visokom čvrstoćom i rendgenskom vidljivošću od više od 300%, što olakšava dijagnozu sekundarnog karijesa.




Essentia LoFlo je kompozit za uštrcavanje, **niske tečnosti**, optimalan kada je potreban tiksotropan materijal, npr. za cervikalne restauracije. Jamči minimalno trošenje, osiguravajući dugotrajne restauracije čak i na okluzijskoj površini.



Essentia je kompozit u pasti s pojednostavljenim konceptom sedam boja. Njegova univerzalna boja ima izvršni efekt spajanja zajedno s **kompaktnom konzistencijom** i predstavlja savršenu mono boju za restauracije u stražnjem području.

Svojna čvrstoća i trošenje između tri materijala kod tri viskozosti materijala Essentia Universal shade (Izvor: GCC Odjel za istraživanje i razvoj)



Preparacija malih kaviteta klase I



Ispun materijalom Essentia HiFlo Universal



Postoperativni izgled prikazuje izvrsno spajanje s prirodnim zubima



Za ovaj izazovan post endodontski slučaj, odabran je direktni pristup



Izrada ispunjena materijalom everX Posterior kao dentinskom osnovom te Essentia Universal kao vanjskom oblogom



Kontrola nakon šest mjeseci pokazuje dobru integraciju s okolnim dentalnim tkivima