



Egy szín  
minden megoldáshoz



GC Essentia<sup>®</sup>

Universal shade

Univerzális kompozit rezin



GC




# GC Essentia® Universal shade

## Egy szín minden megoldáshoz

Az **Essentia Universal** színnel, a GC kitarja a kapukat az egyszerűség felé. Az Essentia Universal kiváló kaméleon effektussal rendelkezik, és **átmenet nélkül beleolvad a környező foganyag színébe, a kavitás színétől függetlenül.**

**Három viszkozításban** érhető el – **mindhárom elég erős ahhoz, hogy bármely kavitás osztálynál használható legyen** – az Essentia Universal a legjobb megoldás a poszterior restaurációkhoz.


Essentia Universal Shade (paszta) különböző színárnyalatú fogaknál is beolvad a környezetbe...



A megfelelő töltőanyag előkezelési eljárásnak és a használt ultra-finom részecskeméretnek köszönhetően, az **Essentia HiFlo és Essentia LoFlo fizikai tulajdonságai jobbak** még az Essentia Universal pasztáénál is, ezzel azt igazolva, hogy mindhárom viszkozítás biztonsággal használható **bármely indikációra.**



Az Essentia Universal három különböző viszkozitásának kopása (3-body wear) és hajlításiilárdásága (Forrás: GCC R&D adat)



Kisebb I. osztályú kavitások preparációja



Restauráció Essentia HiFlo Universal használatával



Posztoperatív kép, amely a természetes fog színével való tökéletes illeszkedést mutatja



A lézió abráziója levegővel



Restauráció **Essentia LoFlo**  
**Universal** használatával



Post-operatív nézet a  
polírozást követően



Az **Essentia HiFlo** egy folyékony kompozit **magas nedvesítő képességgel**, így tökéletesen adaptálható a nagyobb preparációkba valamint higan folyik a kisméretű kavitásokban. Kiváló kezelési tulajdonságokkal, és nagyobb erősséggel bír, több mint 300 %-os radiopacitásával megkönnyíti a szekunder karieszek diagnosztizálását.



Az **Essentia LoFlo** egy injektálható, **sűrűn folyó** kompozit, optimális, amikor egy tixotropikus anyagra van szükségünk – például a cervikális helyreállításoknál. Minimális kopással, igazán hosszú távú helyreállítást biztosítva az okkluzális területen is.



Az **Essentia** egy leegyszerűsített, 7 színnel rendelkező, paszta kompozit, melynek az Universal színe a **tömöríthető állagával** együtt egy tökéletes színilleszkedésről tesz bizonyosságot: tökéletes az egyszínes poszterior helyreállításokhoz.



Ennél a post endo esetenél a direkt megközelítésre esett a választás



A dentin mag **everX Posterior**, a külső héj **Essentia Universal** anyaggal helyreállítva



6 hónappal későbbi visszahívás alkalmával már látható a környező fogszövetbe való kiváló integráció

# GC Essentia® Universal shade

## Egy szín minden megoldáshoz



### Essentia HiFlo

Univerzális, fényre keményedő,  
**hígan folyó** kompozit anyag



### Essentia LoFlo

Univerzális, fényre keményedő,  
**sűrűn folyó** kompozit anyag



### Essentia

Univerzális, fényre keményedő,  
**tömöríthető** kompozit anyag

900740 Essentia HiFlo fecskendő, U (1 x 2mL) EEP

900742 Essentia LoFlo fecskendő, U (1 x 2mL) EEP

900977 Essentia fecskendő, U (1 x 2mL) EEP

900998 Essentia Unitip, U (15 x 0.16mL)

## Fedezze fel a G-Premio BOND anyagot is a GC univerzális bondozási technikája kompromisszumok nélkül

012689 G-Premio BOND Kit 5mL EEP

012695 G-Premio BOND Bottle utántöltő 5mL EEP

012690 G-Premio BOND 3 flakonos kiszerelés EEP

009035 G-Premio BOND Unit Doses, 50 db (0.1mL) EEP



e s s e n t i a

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GCEEO Hungary  
Fazekas utca 29-31.  
1027 Budapest  
Tel. +36.1.224.04.00  
info.hungary@gc.dental  
www.gceurope.com

# GC