

# Essentia® Universal shade

Composito Universale

Unica massa  
per tutti i restauri



# Essentia® Universal shade di GC


## Unica massa per tutti i restauri

Essentia di GC segna un cambio di paradigma nell'odontoiatria conservativa introducendo un nuovo concetto basato solamente sull'uso di sette masse per i restauri posteriori. In questo modo si aprono le porte a un mondo in cui l'odontoiatria conservativa diventa più semplice.


Con **Essentia Universal Shade**, spalanca le porte alla semplificazione. Essentia Universal Shade è **la soluzione d'eccellenza per i restauri posteriori: una sola massa con un incredibile effetto mimetico, ora disponibile in tre diverse viscosità**. L'operatore può scegliere tra la versione in pasta, quella iniettabile e la versione a elevata scorrevolezza; **in funzione di ciò che è più utile in ciascun caso**. Dai restauri cervicali a quelli occlusali, tutte le versioni della massa Universal sono **sufficientemente resistenti** senza alcuna limitazione.

Grazie all'esclusivo trattamento dei filler e all'impiego di particelle ultra-sottili, **le proprietà fisiche di Essentia HiFlo ed Essentia LoFlo sono paragonabili a Essentia Universal**. Questo conferma che tutte e tre le viscosità possono essere usate tranquillamente **per tutte le indicazioni**.

La massa unica Essentia Universal (pasta) è in grado di mimetizzarsi su differenti masse



Resistenza alla flessione e usura su 3 corpi delle 3 viscosità di Essentia Universal Shade (Fonte: dati del reparto Ricerca e Sviluppo di GCC)



Preparazione di piccole cavità di Classe I



Restauro realizzato con **Essentia HiFlo Universal**



Immagine del post-operatorio da cui si evince un'ottima integrazione con i denti naturali




Preparazione delle cavità

Restauro con  
**Essentia LoFlo Universal**Immagine del post-operatorio  
dopo la lucidatura

**Essentia HiFlo** è un composito fluido ad **elevata umettabilità**, perfetto per un facile adattamento alle preparazioni e per scorrere nelle cavità strette. Offre ottime proprietà di maneggevolezza, resistenza eccellente ed elevata radiopacità superiore al 300% per rendere ancora più facile la diagnosi di carie secondarie.



**Essentia LoFlo** è un composito iniettabile a **bassa scorrevolezza**, ideale quando è necessario usare un materiale tissotropico (ad esempio per i restauri cervicali). Si caratterizza per il grado di usura minimale e dunque garantisce restauri duraturi anche sulle superfici occlusali.



**Essentia** è un composito in pasta basato su un concetto semplificato con solamente 7 masse. Universal si distingue per l'eccellente integrazione e la **consistenza compattabile**: perfetta per i restauri posteriori mono-massa.

Per questo difficile caso  
post-endodontico si è scelto  
un approccio direttoStratificazione con **everX Posterior**  
usato come nucleo di dentina  
e **Essentia Universal** usato  
come guscio esternoAl controllo a 6 mesi, si nota  
una buona integrazione con i tessuti  
dentali circostanti

## Essentia® Universal shade di GC

### Unica massa per tutti i restauri



#### Essentia HiFlo

Composito universale fotopolimerizzabile a **elevata scorrevolezza**



#### Essentia LoFlo

Composito universale fotopolimerizzabile a **bassa scorrevolezza**



#### Essentia

Composito universale fotopolimerizzabile con **consistenza compattabile**

10003383 Essentia HiFlo siringa, U (1 x 2mL)

10003385 Essentia LoFlo siringa, U (1 x 2mL)

10003524 Essentia siringa, U (1 x 2mL)

10003549 Essentia unitip, U (15 x 0.16mL)

## Scoprite anche G-Premio BOND

### L'adesivo universale di GC a compromessi zero

10001457 G-Premio BOND Kit 5mL

10001461 G-Premio BOND ricambio flacone da 5mL

10001458 G-Premio BOND confezione da 3 flaconi

10001242 G-Premio BOND 50 monodosi da 0,1 mL cad.



#### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark,  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven  
Tel. +32 16 74 10 00  
Fax. +32 16 40 48 32  
info.gce@gc.dental  
<https://www.gc.dental/europe>

#### GC ITALIA S.r.l.

Via Luigi Cadorna, 69  
20055 Vimodrone (MI) Italia  
Tel.: +39 02 98282068  
<https://www.gc.dental/europe/it-IT>