



Viena spalva tinkanti viskam

Universalus atspalvio

Essentia[®]
GC

Universalus dervinis kompozitas

GC



Since 1921
100 years of Quality in Dental

Universalaus atspalvio Essentia[®] iš GC



Viena spalva tinkanti viskam

GC kompanijos sukurtos ir pavyzdiniu atskaitos tašku restauruojamosios odontologijos srityje tapusios Essentia medžiagos dėka, pristatoma nauja estetinio plombavimo koncepcija vartojant tik septynis medžiagos atspalvius bei atveriamos durys į paprastesnių odontologinių procedūrų pasaulį.


Su **universalaus atspalvio Essentia** medžiaga, GC kompanija itin palengvina restauruojamųjų defektų atstatymą. Šis kompozitas - tai **puikus pasirinkimas šoninių dantų restauracijoms**: vienas atspalvis su nepakartojamu suderinamumo efektu, dabar pasiekiamas trijų klampumų formomis. **Atsižvelgiant į tai, kas naudingiausia kiekvienam atvejui** - rinkitės iš pastos, injekuojamos formos ar labai talaus kompozito. Šie universalaus atspalvio medžiagos variantai **tinkami visų klasių ertmių atstatymui** - nuo kaklelio iki kramtomo paviršiaus restauracijų.

Dėka patentuoto užpildo ir itin smulkių dalelių naudojimo, **fizinės Essentia HiFlo ir Essentia LoFlo medžiagų savybės yra netgi geresnės** nei Essentia Universal kompozito, o tai dar kartą įrodo, jog kiekviena iš trijų klampumo formų tinkama **visoms indikacijoms**.

Essentia Universal spalva (pastinėje konsistencijoje) Prisitaiko prie skirtingų spalvų dantų...



Universalaus atspalvio Essentia medžiagos tvirtumas ir nusidėvimas atsižvelgiant į kompozito klampumą (Šaltinis: GCC R ir D duomenys)



Mažos I klasės ertmės paruošimas



Restauravimas naudojant **Essentia HiFlo Universal**



Pooperacinis vaizdas, kuriame stebimas puikus medžiagos susiliejimas su natūraliais dantimis



Nekariozinių pažeidimų gydymas



Restauravimas su
Essentia LoFlo Universal




Pooperacinis vaizdas po poliravimo



Essentia HiFlo – tai skystas kompozitas, pasižymintis **geromis drėkinimo savybėmis**, puikiai prisitaikantis prie restauracijos paviršiaus ir pasiekiantis net siauriausias ertmeles. Paprastas naudojimas šia medžiaga, restauracijos tvirtumas bei daugiau nei 300% siekiantis rentgeno-kontrastiškumas, -visa tai palengvina antrinio karieso aptikimą.



Essentia LoFlo – švirkščiamas **mažo takumo** kompozitas, tinkamas, kuomet reikia tiksotropinės medžiagos – pavyzdžiui, kaklelinių defektų restauravimui. Ši medžiaga pasižymi minimaliu nusidėvėjimo laipsniu bei užtikrina ilgalaikę restauraciją net ir kramtomajame paviršiuje.



Essentia – supaprastintas 7 atspalvių pastos konsistencijos kompozitas. Universalios spalvos medžiagoje persipina puikus susiliejimo su aplinkiniais audiniais efektas ir lengvai **modeliuojama konsistencija**: viskas, ko reikia vienspalvėms šoninių dantų restauracijoms.



Tiesioginis danties vainiko atstatymas po endodontinio gydymo



Dentino pagrindas atkurtas naudojant **everX Posterior** medžiagą, paviršinis sluoksnis-
Essentia Universal



Pusės metų pakartotinio vizito metu matoma puiki spalvos integracija prie supančių danties audinių

Universalaus atspalvio Essentia iš GC

Viena spalva tinkanti viskam



Essentia HiFlo

Universalus didelio takumo
šviesa kietinamas kompozitas



Essentia LoFlo

Universalus mažo takumo
šviesa kietinamas kompozitas



Essentia

Universalus pastos konsistencijos
šviesa kietinamas kompozitas

900739 Essentia HiFlo švirkštas, U (1 x 2mL)

900741 Essentia LoFlo švirkštas, U (1 x 2mL)

900970 Essentia švirkštas, U (1 x 2mL)

900998 Essentia kapsulės, U (15 x 0.16mL)

Atraskite G-Premio BOND

GC's universali surišimo sistema be jokių kompromisų

012687 G-Premio BOND rinkinys 5ml

012694 G-Premio BOND buteliuko papildymas 5ml

012688 G-premio BOND 3-jų buteliukų pakuotė

009034 G-Premio BOND vienkartinės dozės,
50 vienetų (0.1ml)



e s s e n t a

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://europe.gc.dental>

GC Nordic AB

Atstovas Lietuvoje
Žilvinas Žičkus
Tel. +370.6524.9729
zilvinas.zickus@gc.dental
<https://europe.gc.dental/lt-LT>

GC