

Essentia® Universal shade од GC

1 боја, 3 силни можности за сите постериорни индикации



Essentia HiFlo

Универзален светло-полимеризирачки композит со **висока течност**



Essentia LoFlo

Универзален светло-полимеризирачки композит со **ниска течност**



Essentia

Универзален светло-полимеризирачки композит со **конзистенција на паста**

900740 Essentia HiFlo Шприц, U (1 x 2 ml) EEP

900742 Essentia LoFlo Шприц, U (1 x 2 ml) EEP

900977 Essentia Шприц, U (1 x 2 ml) EEP

900998 Essentia Унитипс, U (15 x 0.16 ml)

Откријте го G-Premio BOND

Универзален бонд на GC со нула компромиси

009031 G-Premio BOND Сет 5 ml EEP

009037 G-Premio BOND Шишенце поединечно пакување 5 ml EEP

009035 G-Premio BOND Поединечна доза, 50 парчиња (0.1 ml) EEP



e s s e n t i a

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GCEEO
Siget 19b
HR-10020 Zagreb
Tel. +385.1.46.78.474
Fax. +385.1.46.78.473
info@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

Овластен дистрибутер

за Македонија:
ДЕНТОМЕД-М
Ул. "Бојмија" бр. 2/2
Пошт. фак. 182
1000 Скопје
Тел./Факс: 02/24.62.739
Тел. 02/24.64.781
dentomed@t-home.mk

GC

ZOLF MK 8 82 09/17

Отворете ја вратата кон
едноставноста



Essentia®
Universal Shade

од GC

1 боја, 3 силни
можности за сите
постериорни индикации


GC

Essentia® Universal Shade од GC

1 боја, 3 силни можности за сите постериорни индикации

Essentia од GC претставува радикална промена во реставративната стоматологија, воведувајќи нов концепт во естетските реставрации со употреба само на седум бои, и на тој начин ја отвори вратата кон светот на едноставната реставративна стоматологија.

Со **Essentia Universal shade**, GC широко ја отвора вратата кон едноставноста. Essentia Universal shade претставува врвно решение за постериорни реставрации: една боја со прекрасен ефект на адаптација, сега достапна со три различни вискозности. Изберете помеѓу паста, инјектирчка или многу течна вискозност, во зависност од тоа што е потребно за секој поединечен случај. Од цервикални до оклузални реставрации, сите варијанти на Universal shade се доволно јаки за сите класи на кавитети, без ограничувања.



Благодарение на единствениот третман на полнежите и употребата на ултра-фини честички, физичките својства на Essentia HiFlo и Essentia LoFlo се дури и посилни од својствата на Essentia Universal, потврдувајќи дека сите три вискозности може да се користат за сите индикации.



Essentia HiFlo е течен композит со висок афинитет кон вода, совршен за лесна адаптација на препарациите и лесно истекнување во закривени кавитети. Нуди одлични можности за работа, заедно со супериорна јачина и висока рентгеноконтрастност од преку 300%, што ја олеснува дијагнозата на секундарниот кариес.

Essentia LoFlo е инјектирчки композит со ниска течност, оптимален за употреба кога е потребен тиксотропен материјал - на пример кај цервикални реставрации. Ветува минимално истрошување, обезбедувајќи долготрајност на реставрациите, дури и на оклузалната површина.

Essentia е композит во паста со едноставен концепт со 7 бои. Универзалната боја има одличен ефект на вклопување и заедно со конзистенцијата на паста е совршена за едно-бојни постериорни реставрации.

