

Essentia® Universal shade de la GC

O singură nuanță pentru toate indicațiile



Essentia HiFlo
Compozit universal
fotopolimerizabil
cu fluiditate ridicată



Essentia LoFlo
Compozit universal
fotopolimerizabil
cu fluiditate scăzută



Essentia
Compozit universal
fotopolimerizabil
cu consistență condensabilă

- 900740 Essentia HiFlo Seringă, U (1 x 2 ml) EEP
- 900742 Essentia LoFlo Seringă, U (1 x 2 ml) EEP
- 900977 Essentia Seringă, U (1 x 2 ml) EEP
- 900998 Essentia Unitipuri, U (15 x 0.16 ml)

Descoperiți de asemenea G-Premio BOND

Sistem de adeziune universal de la GC ce prezintă zero compromisuri

- 012689 G-Premio BOND Kit 5 ml EEP
- 012695 G-Premio BOND Rezervă flacon 5 ml EEP
- 012690 G-Premio BOND Set 3 flacoane EEP
- 009035 G-Premio BOND Unidoze, 50 bucăți (0.1 ml) EEP



e s s e n t i a

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Romania
Str. Carol Davila 21A,
etaj 2, ap.17, sector 5
RO - 050451 București
Tel: +40.31.425.75.27
info.romania@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

GC

ZOL/RO 8 82 03/20

O singură nuanță pentru toate indicațiile

Essentia® Universal shade de la GC

Compozit rășinic universal

GC

Essentia® Universal shade de la GC

O singură nuanță pentru toate indicațiile

Cu **nuanța Essentia Universal**, GC deschide larg poarta către simplificare. Essentia Universal prezintă un efect cameleonic excelent și **se armonizează perfect cu structura dentară adiacentă, indiferent de nuanța cavitații.**

Disponibil în **trei vâscozități** - toate trei având o **rezistență adecvată utilizării în cazul tuturor claselor de cavități** - Essentia Universal reprezintă soluția perfectă pentru restaurările posterioare.

Datorită unui tratament brevetat al umpluturii și a utilizării particulelor ultra-fine, **proprietățile fizice ale Essentia HiFlo & Essentia LoFlo sunt superioare** celor ale Essentia Universal (tip pastă), ceea ce confirmă faptul că toate produsele pot fi utilizate în siguranță în cazul **tuturor indicațiilor.**



Essentia HiFlo este un compozit fluid cu **capacitate ridicată de umectare**, perfect pentru adaptare facilă la preparații și fluiditate în cazul cavitațiilor înguste. Oferă proprietăți foarte bune de manipulare împreună cu o rezistență superioară și o radio-opacitate ridicată de peste 300% ce facilitează diagnosticarea cariilor secundare.




Essentia LoFlo este un compozit injectabil cu **fluiditate scăzută**, optim în cazul în care este necesar un material tixotrop - de exemplu în cazul restaurărilor cervicale.

Promite un grad minim de abraziune, asigurând o restaurare de lungă durată, chiar și pe suprafața ocluzală.



Essentia este un compozit tip pastă cu un concept simplificat de 7 nuanțe. Nuanța sa Universal prezintă un efect bun de armonizare precum și o **consistență condensabilă**: perfectă pentru restaurările posterioare monocromatice.

Rezistență la flexiune & testul triplu de abraziune a celor trei vâscozități Essentia Universal shade (Sursa: date GCC R&D)



Prepararea cavitațiilor de Clasa I de mici dimensiuni



Restaurare utilizând Essentia HiFlo Universal



Imagine post-operatorie ce arată o armonizare perfectă cu dinții naturali



Pentru acest caz post-endodontic dificil s-a optat pentru o abordare directă



Restaurare cu everX Posterior pentru nucleul dentinei și stratul exterior



Control după șase luni ce arată o integrare bună a nuanței cu țesuturile adiacente