

Essentia® Universal shade od GC

Jeden odtieň pre všetky indikácie



Essentia HiFlo

Univerzálny svetlom tuhnutí
kompozit s vysokou zatekavosťou



Essentia LoFlo

Univerzálny svetlom tuhnutí
kompozit s nízkou zatekavosťou



Essentia

Univerzálny svetlom tuhnutí
kompozit s tuhou konzistenciou

900740 Essentia HiFlo striekačka, U (1 x 2 ml) EEP

900742 Essentia LoFlo striekačka, U (1 x 2 ml) EEP

900977 Essentia striekačka, U (1 x 2 ml) EEP

900998 Essentia Unitips, U (15 x 0.16 ml)

Pozrite sa aj na produkt G-Premio BOND

Univerzálny bond od GC určený na bondovanie bez kompromisov

- 012689 G-Premio BOND Kit 5 ml EEP
- 012695 G-Premio BOND Náhradná náplň 5 ml EEP
- 012690 G-Premio BOND 3-fľaštičkové balenie EEP
- 009035 G-Premio BOND Unit Doses, 50 kusov (0,1 ml) EEP



e s s e n t i a

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Slovakia
Raková 1441
SK - 023 51 Raková / Čadca
Tel. +421.911.570.999
Fax. +421.414.000.264
info.slovakia@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

GC

ZOLF SK 8 82 03/20

Jeden odtieň pre všetky indikácie

Essentia® Universal shade od GC

Univerzálny svetlom
tuhnutí kompozit

GC

Essentia® Universal shade od GC


Jeden odtieň pre všetky indikácie

Prostredníctvom **Essentia Universal shade** otvára GC dvere dokorán jednoduchosti. Essentia Universal sa vyznačuje výnimočným chameleón efektom a **bez ohľadu na odtieň úplne bez problémov splyva s okolitou štruktúrou zuba.**


Je dostupná v **troch viskozitách - všetky sú dostatočne pevné pre použitie u kavit všetkých tried** - Essentia Universal je dokonalým riešením pre všetky výplne v postrannom úseku chrupu.

Vďaka patentovanej príprave častíc plniva a použitiu ultra jemných častíc sú **fyzikálne vlastnosti Essentia HiFlo a Essentia LoFlo dokonca lepšie** než u Essentia Universal (pastová konzistencia), čo umožňuje spoľahlivé použitie všetkých viskozít pre všetky indikácie.


Prispôbenie sa odtieňu Essentia Universal Shade (pasta) ku štruktúre zuba v rôznych farebných odtieňoch...




Pevnosť v ohybe a 3-body test proti opotrebovaniu medzi dvoma povrchmi s tromi viskozitami Essentia Universal shade (Zdroj: GCC R&D dáta)



Essentia HiFlo je zatekavý kompozit s **vysokou zmáčavosťou**, ideálny pre ľahkú adaptáciu na dno preparovaných kavit a výborné zatekanie do úzkych kavit. Ponúka skvelé vlastnosti vhodné na manipuláciu, ako aj vynikajúcu pevnosť a vysokú rádioopacitu nad 300 %, čo uľahčuje diagnostiku sekundárneho kazu.



Essentia LoFlo je injektabilný kompozit s **nízkou zatekavosťou**, optimálny v prípade, ak je potrebné použiť tixotropný materiál - napríklad pri krčkových výplniach. Sľubuje minimálne opotrebenie, zabezpečuje dlhotrvajúcu výplň dokonca aj na okluzálnom povrchu.



Essentia je pastový kompozit so zjednodušenou koncepciou siedmych odtieňov. Jeho Univerzálny odtieň má vynikajúci chameleón efekt, ako aj **tuhú konzistenciu**: je ideálny na jednodotieňové posteriórne výplne.



Preparácia malej kavity I. triedy



Aplikácia Essentia HiFlo Universal



Pooperačný stav ukazuje vynikajúcu farebnú adaptáciu s prirodzeným zubom



Pri tomto náročnom post-endodontickom prípade bol zvolený priamy prístup



Výplň s **everX Posterior** ako dentínové jadro a **Essentia Universal** pre pokrytie



Stav po šiestich mesiacoch vykazuje vynikajúcu farebnú integritu s okolitou zubnou štruktúrou