



### G-aenial Universal Injectable

Seringue 1ml (1.7g)    Unitip 15x0.16ml (0.27g)    Teintes

901471	10006910	XBW
901472	10006911	BW
901473	10006896	A1
901474	10006897	A2
901475	10006898	A3
901476	10006899	A3.5
901477	10006900	A4
901478	10006901	B1
901479	10006902	B2
901480	10006903	CV
901481	10006904	CVD
901482	10006905	AO1
901483	10006906	AO2
901484	10006907	AO3
901485	10006908	JE
901486	10006909	AE



### everX Flow seringue 2ml (3.7g)

012898 Bulk shade  
012899 Dentin shade



### EQUIA Forte HT

901574	Intro Pack, 20 capsules A2 + 20 unidoses EQUIA Forte Coat
901575	Intro Pack, 20 capsules A3 + 20 unidoses EQUIA Forte Coat
901576	Intro Pack, 20 capsules B2 + 20 unidoses EQUIA Forte Coat
901577	Promo Pack, 100 capsules A2 + 1 flacon d'EQUIA Forte Coat, 4ml
901578	Promo Pack, 2x50 capsules A2-A3 + 1 flacon d'EQUIA Forte Coat, 4ml
901579	Promo Pack, 100 capsules A3 + 1 flacon d'EQUIA Forte Coat, 4ml
901580	Promo Pack, 2x50 capsules A3-B2 + 1 flacon d'EQUIA Forte Coat, 4ml
901581	Clinic Pack, 200 capsules A2 + 1 flacon d'EQUIA Forte Coat, 4ml
901582	Clinic Pack, 200 capsules A3 + 1 flacon d'EQUIA Forte Coat, 4ml
901583	Clinic Pack, 200 capsules B2 + 1 flacon d'EQUIA Forte Coat, 4ml

### Produits associés



G-Premio BOND  
Adhésif universel



G2-BOND Universal  
Adhésif universel en 2 étapes



G-aenial A'CHORD  
Restauration directe universelle

EQUIA Forte, everX Flow et G-aenial sont des marques déposées de GC.

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
https://europe.gc.dental

**GC Europe NV**  
Benelux Sales Department  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tél. +32.16 74.18.60  
info.benelux@gc.dental  
https://europe.gc.dental/fr-BE

**GC AUSTRIA GmbH**  
Swiss Office  
Zürichstrasse 31  
CH-6004 Luzern  
Tél. +41.41.520.01.78  
Fax. +41.41.520.01.77  
info.switzerland@gc.dental  
https://europe.gc.dental/fr-CH

Z O L F R 2 115 06/22



everX Flow™  
Composite fluide fibro-renforcé pour substitut dentinaire



G-aenial® Universal Injectable  
Restauration haute résistance Composite



EQUIA Forte™ HT  
Alternative de restauration économique et à long terme



Tombez sous  
le charme de votre  
prochaine restauration  
GC



Since 1921  
100 years of Quality in Dental



## Chaque patient est différent... et pourtant identique.

Chaque fois qu'un patient prend place dans votre fauteuil, votre plan de traitement doit être adapté, individualisé et optimisé afin d'offrir la meilleure qualité, jour après jour. C'est un défi difficile à relever pour lequel nous souhaitons vous aider.

## Des solutions simplifiées et efficaces pour les restaurations postérieures

Les produits GC sont créés en pensant aux dentistes et aux patients. Cela signifie que nous nous engageons à fournir des produits efficaces et faciles à utiliser de qualité élevée pour chaque indication.

### La solution qui renforce

#### everX Flow

Composite fluide renforcé en fibres courtes



- ✦ Le remplacement dentinaire **qui renforce vos restaurations de l'intérieur**
- ✦ Fibres **anti-fissures**
- ✦ **Application facile en bloc** jusqu'à 5,5 mm
- ✦ **S'adapte parfaitement** aux parois de la cavité sans s'affaisser.



Photos du Dr J. Tapia Guadix, Espagne



Photos du Dr R. Novotny, Slovaquie

#### Idéal pour :

- ✦ Dents traitées en endo
- ✦ Larges cavités
- ✦ Reconstitution de faux moignon



### La solution injectable

#### G-ænial Universal Injectable

Composite de restauration haute résistance



- ✦ **Forme et contour** au fur et à mesure de l'injection
- ✦ Composite haute résistance pour restaurer **toute taille de cavité**
- ✦ Embout **long et flexible**
- ✦ **Polissabilité inégale**



Photos du Dr M. Kudelis, Lituanie



Photos du Dr M. Peumans, Belgique

#### Idéal pour :

- ✦ Technique cuspidé par cuspidé
- ✦ Moulage par injection
- ✦ Toutes indications de restaurations directes



### La solution facile et tolérante

#### EQUIA Forte HT

L'alternative économique à long terme



- ✦ **Longévité prouvée** grâce à sa couche protectrice
- ✦ **Biocompatible et tolérant** à l'humidité
- ✦ **Obturation en bloc** et auto-adhésive
- ✦ Renforcement intelligent avec **échange d'ions**



Photos du Dr A. Patel, Royaume-Uni



Photos du Dr P. Rouas, France

#### Idéal pour :

- ✦ Applications difficiles
- ✦ MIH
- ✦ Caries radiculaires
- ✦ Stamp Technique

