



Iemīlies savā  
nākamajā restaurācijas  
materiālā  
no GC



everX Flow™  
Ar stikla šķiedru armēts  
plūstošais kompozīts  
dentīna audu aizvietošanai



G-aenial® Universal Injectable  
Augstas izturības  
kompozīts



EQUIA Forte™ HT  
Rentabls restaurācijas  
materiāls ilgtermiņa  
restaurācijām

**GC**

## Katrs pacients ir unikāls... un tomēr līdzīgs.

Katru reizi, kad pacients apsēžas jūsu krēslā, ārstēšanas plānam jābūt pielāgotam tā, lai katram mūsu pacientam sniegtu augstāko kvalitāti. Tas nav viegls uzdevums, un mēs vēlamies Jums palīdzēt.

Ar  
stiprinošo  
efektu

### everX Flow

Ar īsām šķiedrām armēts plūstošais kompozīts



- ✦ Dentīna audu aizvietošanai, tas stiprina **restaurāciju no iekšpuses**
- ✦ Šķiedras **aptur plaisu veidošanos** un izplatību
- ✦ **To var izmantot biežā slānī** līdz pat 5.5 mm
- ✦ **Perfektī adaptējas** pie kavitātes sienām un nenopil

Injekcijas  
viskozitātes  
materiāls

### G-aenial Universal Injectable

Augstas izturības kompozīts restaurācijām



- ✦ **Formu un kontūru** var veidot **injekcijas laikā**
- ✦ Tik stiprs, ka var izmantot **jebkāda izmēra kavitātēs**
- ✦ **Garš un lokāms** uzgalis ļauj piekļūt visur
- ✦ **Izcili labi pulējas**

Bez  
piepūles

### EQUIA Forte HT

Rentabls restaurācijas materiāls ilgtermiņa restaurācijām



- ✦ **Pierādīta stikla hibrīda tehnoloģija** kopā ar speciālu aizsargpārklājumu
- ✦ **Biosaderīgs un pret mitrumu izturīgs materiāls**
- ✦ Var izmantot biežslāņa aplikācijā, pašadhezīvs, tādēļ ir **ātri un ērti izmantojams**
- ✦ Stiprina zoba audus pateicoties **jonu apmaiņai**

## Vienkārši un efektīvi risinājumi sānu zobu restaurācijām

GC materiāli ir radīti, domājot gan par zobārstiem, gan par pacientiem. Mēs piedāvājam risinājumus, kas ir ne vien efektīvi, bet arī viegli izmantojami un nodrošina kvalitatīvu risinājumu ikvienā indikācijā.



Attēla autors  
Dr. J. Tapia Guadix, Spānija



Attēla autors  
Dr. R. Novomy, Slovākija

### Ideāli piemērots izmantošanai:

- ✦ Endodontiski ārstētiem zobiem
- ✦ Plašās kavitātēs
- ✦ Stumbra atjaunošanai



Attēla autors  
Dr. M. Kudelis, Lietuva



Attēla autors  
Dr. M. Peumans, Beigija

### Ideāli piemērots izmantošanai:

- ✦ Cusp-by-cusp tehnikā
- ✦ Injekcijas modelēšanas tehnikā
- ✦ Visām tiešām sānu zobu restaurācijām



Attēla autors  
Dr. A. Patel, Lielbritānija



Attēla autors  
Dr. P. Rouas, Francija

### Ideāli piemērots izmantošanai:

- ✦ Sarežģītās situācijās
- ✦ MIH
- ✦ Sakņu kariesam
- ✦ Zīmoga tehnikā





### G-aenial Universal Injectable

Šjirce 1ml (1.7g)    Kapsula 15x0.16ml (0.27g)    Krāsas

901487	10006910	XBW
901488	10006911	BW
901489	10006896	A1
901490	10006897	A2
901491	10006898	A3
901492	10006899	A3.5
901493	10006900	A4
901494	10006901	B1
901495	10006902	B2
901496	10006903	CV
901497	10006904	CVD
901498	10006905	AO1
901499	10006906	AO2
901500	10006907	AO3
901501	10006908	JE
901502	10006909	AE



### everX Flow šjirce 2ml (3.7g)

012900    Bezkrāsains  
012901    Dentīna krāsa



### EQUIA Forte HT

901554	Intro Pack, 20 kapsulas A2 + 20 lakas kapsulas
901555	Intro Pack, 20 kapsulas A3 + 20 lakas kapsulas
901556	Intro Pack, 20 kapsulas B2 + 20 lakas kapsulas
901557	Promo Pack, 100 kapsulas A2 + 1 lakas pudelīte, 4ml
901558	Promo Pack, 2x50 kapsulas A2-A3 + 1 lakas pudelīte, 4ml
901559	Promo Pack, 100 kapsulas A3 + 1 lakas pudelīte, 4ml
901560	Promo Pack, 2x50 kapsulas A3-B2 + 1 lakas pudelīte, 4ml
901561	Clinic Pack, 200 kapsulas A2 + 1 lakas pudelīte, 4ml
901562	Clinic Pack, 200 kapsulas A3 + 1 lakas pudelīte, 4ml
901563	Clinic Pack, 200 kapsulas B2 + 1 lakas pudelīte, 4ml

### Saistītie produkti



**G-Premio BOND**  
Universālais adhezīvs



**G2-BOND Universal**  
Divsoļu universālais adhezīvs



**G-aenial A'CHORD**  
Universāls restaurācijas materiāls

Universāls restaurācijas materiāls  
EQUIA Forte, everX Flow un G-aenial ir GC tirdzniecības zīmes

GC EUROPE N.V.  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<https://europe.gc.dental>

GC Nordic AB  
Latvijas birojs  
Kurbada iela 3-3, Rīga  
Mob.tālr. +371.29.40.51.19  
ieva.jelisejeva@gc.dental  
<https://europe.gc.dental/lv-LV>



Since 1921  
100 years of Quality in Dental