



Pokochaj kolejne
materiały do odbudowy
z GC



everX Flow™
Wzmocniony włóknem płynny
kompozyt do odtwarzania zębiny



G-ænial® Universal Injectable
Wysokowytrzymały kompozyt
do odbudowy



EQUIA Forte™ HT
Ekonomiczna, zapewniająca
długotrwałą odbudowę alternatywa

GC

Każdy pacjent jest inny... a równocześnie taki sam.

Zawsze, gdy pacjent trafia na Twój fotel, Twój plan leczenia powinien być tak dostosowany i zoptymalizowany, aby po raz kolejny, każdemu z osobna zapewnić najwyższą jakość. To trudne zadanie, w którym z przyjemnością Ci pomożemy.

Ten
wzmacniający

everX Flow

Kompozyt płynny wzmocniony krótkimi włóknami



- ✦ Odbudowa zębiny, która **wzmacnia uzupełnienia od wewnątrz**
- ✦ Włókna zatrzymujące pęknięcia
- ✦ Łatwe nakładanie wypełnienia typu bulk do 5,5 mm
- ✦ **Idealnie dopasowuje się** do ścian ubytku bez efektu spływania

Ten
do wstrzykiwania

G-aenial Universal Injectable

Wysokowytrzymały kompozyt do odbudowy



- ✦ **Nadawanie kształtu i konturowanie** podczas wstrzykiwania
- ✦ Tak wytrzymały, że może być stosowany do **każdego rozmiaru ubytku**
- ✦ Długa, zginalna końcówka pozwala **dotrzeć do każdego miejsca**
- ✦ **Niezwykła polerowalność**

Ten
do łatwej
aplikacji

EQUIA Forte HT

Ekonomiczna, zapewniająca długotrwałą odbudowę alternatywa



- ✦ **Sprawdzona technologia hybrydy szklanej** w połączeniu z synergiczną powłoką ochronną
- ✦ **Biokompatybilność i odporność na wilgoć**
- ✦ Wypełnienie typu bulk i samoadhezja dla **szybkiej i łatwej aplikacji**
- ✦ Inteligentne wzmocnienie dzięki **wymianie jonowej**

Łatwe i skuteczne rozwiązania dla uzupełnień w odcinku bocznym

Produkty GC są tworzone z myślą o lekarzach i pacjentach. Oznacza to, że stawiamy sobie za cel dostarczanie skutecznych i łatwych w użyciu produktów najwyższej jakości dla każdego wskazania.



Dzięki uprzejmości
Dr. J. Tapia Gaudix, Hiszpania



Dzięki uprzejmości
Dr R. Novotny, Słowacja

Idealny w użyciu do:

- ✦ Zębów leczonych endodontycznie
- ✦ Rozległych ubytków
- ✦ Odbudowy zrębu korony



Dzięki uprzejmości
Dr M. Kudelis, Litwa



Dzięki uprzejmości
Dr M. Peumans, Belgia

Idealny w użyciu do:

- ✦ Techniki „cusp-by-cusp”
- ✦ Formowania metodą iniekcji
- ✦ Wszystkich odbudów zębów bocznych metodą bezpośrednią



Dzięki uprzejmości
Dr. A. Patel, Wielka Brytania



Dzięki uprzejmości
Dr P. Rouas, Francja

Idealny w użyciu do:

- ✦ Trudnych, wymagających przypadków
- ✦ MIH
- ✦ Próchnicy korzenia
- ✦ Techniki stempla okluzyjnego





G-ænial Universal Injectable

Strzykawka 1 ml (1.7 g) EEP Ampułka Unitip 15x0.16 ml (0.27 g) Odcień

901487	10006910	XBW
901488	10006911	BW
901489	10006896	A1
901490	10006897	A2
901491	10006898	A3
901492	10006899	A3.5
901493	10006900	A4
901494	10006901	B1
901495	10006902	B2
901496	10006903	CV
901497	10006904	CVD
901498	10006905	AO1
901499	10006906	AO2
901500	10006907	AO3
901501	10006908	JE
901502	10006909	AE



everX Flow Strzykawka 2 ml (3.7 g)

012900 Odcień Bulk EEP
012901 Odcień Dentin EEP



EQUIA Forte HT

901554	Zestaw Intro, 20 kapsułek A2 + 20 jednostkowych ampułek z lakierem EEP
901555	Zestaw Intro, 20 kapsułek A3 + 20 jednostkowych ampułek z lakierem EEP
901556	Zestaw Intro, 20 kapsułek B2 + 20 jednostkowych ampułek z lakierem EEP
901557	Zestaw Promo, 100 kapsułek A2 + 1 butelka lakieru, 4 ml EEP
901558	Zestaw Promo, 2x50 kapsułek A2-A3 + 1 butelka lakieru, 4 ml EEP
901559	Zestaw Promo, 100 kapsułek A3 + 1 butelka lakieru, 4 ml EEP
901560	Zestaw Promo, 2x50 kapsułek A3-B2 + 1 butelka lakieru, 4 ml EEP
901561	Zestaw Clinic, 200 kapsułek A2 + 1 butelka lakieru, 4 ml EEP
901562	Zestaw Clinic, 200 kapsułek A3 + 1 butelka lakieru, 4 ml EEP
901563	Zestaw Clinic, 200 kapsułek B2 + 1 butelka lakieru, 4 ml EEP

Produkty powiązane



G-Premio BOND
Uniwersalny środek wiążący



G2-BOND Universal
2-butelkowy uniwersalny
środek wiążący



G-ænial A'CHORD
Uniwersalny kompozyt do
uzupełnień bezpośrednich

EQUIA Forte, everX Flow i G-ænial są znakami towarowymi GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://europe.gc.dental

GC EUROPE N.V.
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel. +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.312.52.08
info.poland@gc.dental
https://europe.gc.dental/pl-PL



Since 1921
100 years of Quality in Dental