



40 Jahre fortwährende Qualitäts-Abformungen

EXA Advanced™
von GC
A-Silikon-Abformmaterial



EXA Advanced
Regular
Normal Set

138500



EXA Advanced
Regular
Fast Set

138100



EXA Advanced
Injection
Normal Set

138700



EXA Advanced
Injection
Fast Set

138300




Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Dr. David Gestakovski, Kroatien

Die Qualität der EXA-Marke

Stabilität und Elastizität in perfektem Gleichgewicht, für optimale Ergebnisse

Erhöhte Reißfestigkeit, zur exakten Reproduktion kleinster Details der Präparationsränder



Hydrophile Eigenschaften ermöglichen die Erfassung aller erforderlichen Details, für eine präzise Reproduktion

Hohe Elastizität sowie angenehmer Geruch und Geschmack, bieten mehr Komfort für Patient und Behandler

Hohes Rückstellvermögen der Abformung nach Entnahme aus dem Patientenmund

Ausgezeichnete Dimensionsstabilität des Materials, auch nach dem Transport oder mehrtägiger Lagerung

Verbesserte Reißfestigkeit*



**p<0.05

Verarbeitungs- und Abbindezeit

	Verarbeitungszeit bei 23°C	Mindestverweildauer im Mund
EXA Advanced Normal Set (Injection & Regular)	2'00"	4'00"
EXA Advanced Fast Set (Injection & Regular)	1'00"	1'30"

Anwendungsleitfaden

Technik	Injection	Regular
Zwei Phasen, zwei Materialien	Putty Injection Als Wash-Material mit EXAFAST oder EXAFAST Putty	Putty Regular Als Wash-Material mit EXAFAST oder EXAFAST Putty
Eine Phase, zwei Materialien	Putty Injection Als Wash-Material mit EXAFAST Putty	Putty Regular Als Wash-Material mit EXAFAST Putty
	Empfehlung	

*Im Vergleich zu EXAMIX und EXAFAST

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC Germany GmbH
 Seifgrundstraße 2
 D-61348 Bad Homburg
 Tel. +49.6172.99.596.0
 Fax. +49.6172.99.596.66
 info.germany@gc.dental
<https://europe.gc.dental/de-DE>

GC Austria GmbH
 Tallak 124
 A-8103 Gratwein-Strassengel
 Tel. +43.3124.54020
 Fax. +43.3124.54020.40
 info.austria@gc.dental
<https://europe.gc.dental/de-AT>

GC Austria GmbH
 Swiss Office
 Zürichstrasse 31
 CH-6004 Luzern
 Tel. +41.41.520.01.78
 Fax. +41.41.520.01.77
 info.switzerland@gc.dental
<https://europe.gc.dental/de-CH>



Since 1921
 100 years of Quality in Dental