

Najjednostavniji način uspješnog završetka protetskog rada

GC Fit Checker i Fit Checker Advanced Blue pružaju jednostavan i precizan način za ocjenu prijanjanja protetskih radova i pravovremeno prilagođavanje pri postavljanju - izbjegavaju se mogući budući troškovi i osigurava ugodnost za pacijenta.

Fit Checker™ Advanced	Prednost	Fit Checker™ Advanced Blue
VPES silikon	Inovativni silikonski materijal s unutrašnjom sposobnošću vlaženja, tečenja i otpornosti	VPES silikon
Bijeli	Dvije različite boje za zadovoljavanje svih kliničkih zahtjeva	Plavi
Vrijeme rada: 1 minuta Vrijeme stvrdnjavanja: 1 minuta u ustima	Dovoljno vrijeme rada i kratko vrijeme stvrdnjavanja u ustima	Vrijeme rada: 1 minuta Vrijeme stvrdnjavanja: 1 minuta u ustima
Ručno miješanje (tube) ili samomiješanje (patrone) (Automix)	Automix patrone omogućuju laki, čisti i brzi postupak	Patrone za samomiješanje



Pakovanja

GC Fit Checker™ Advanced / GC Fit Checker™ Advanced Blue	
004903	Fit Checker Advanced, 1-1 pakovanje (55 g + 50 g); bijele boje + retarder 3 g + pribor
004904	Fit Checker Advanced, patrone (2 x 62 g); bijele boje + nastavci za miješanje IIS (3) i IISS (3)
004905	Fit Checker Advanced Blue, patrone (2 x 56 g); plave boje + nastavci za miješanje IIS (3) i IISS (3)
800006	GC Cartridge Dispenser II (dozator za patrone)
890130	GC Mixing Tips II (nastavci za miješanje), 60 x SS (žuti)
800100	GC Mixing Tips II (nastavci za miješanje), 60 x S (rozi)

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Bosnia and Herzegovina
Carice Milice 11
BIH - 78000 Banja Luka
Tel. +387.51.47.07.36
Fax. +387.51.47.07.36
bosniaherzegovina@eoo.gceurope.com
http://www.eoo.gceurope.com



z O L F BA 3 67 06/13

GC

Fit Checker™ Advanced i Fit Checker™ Advanced Blue



Najjednostavniji
način za
uspješni
završetak
protetskog rada

za jednostavnu, laku i preciznu
provjeru prijanjanja
protetskog rada.

GC



Fit Checker™ Advanced Blue

Idealna gradacija plave boje za

- Provjeru prijanjanja svih vrsta protetskih radova, posebno akrilatnih, keramičkih i krunica i mostova s osnovom iz cirkonij-oksidne keramike.
- Registraciju zagriža i ocjenu okluzijskih dodira.



Uravnotežena tiksotropnost omogućava **netekuću konzistenciju**. Pod pritiskom Fit Checker Advanced Blue nudi **lako tečenje** i **izuzetno tanku debljinu nanošenja** za savršeno prijanjanje.



Neodgovarajuće prijanjanje lako se otkriva zahvaljujući **optimalnoj transparentnosti** i jedinstvenoj **gradaciji plave boje**.



Konačno, može se osigurati **savršeno prijanjanje indirektnih ispuna**, bez rubnih pukotina i velikih okluzijskih prilagođavanja nakon cementiranja.

1 Brzo stvrdnjavanje

Dovoljno vrijeme rada i brzo stvrdnjavanje (1 min u ustima) za brz i ugodan postupak.

2 Jasna i tačna vizualizacija

Savršena gradacija boje za direktnu vizualizaciju okluzijskih dodira i područja lošeg prijanjanja.



Fit Checker™ Advanced

Idealna gradacija bijeleg boje za

- Provjeru prijanjanja svih vrsta protetskih radova, posebno potpunih i djelomičnih proteza i krunica i mostova s metalnom osnovom.



Savršeno rješenje za provjeru prilagođavanja potpunih i djelomičnih proteza.



Fit Checker Advanced nudi idealnu konzistenciju i visoku sposobnost vlaženja za **lako tečenje** u bazu proteze i oralna tkiva. Fit Checker Advanced lako se **odstranjuje u jednom koraku**.



Neodgovarajuće prijanjanje može se naknadno popraviti podlaganjem. Nakon podlaganja, može se izvršiti završna provjera kako bi se osigurala **ugodnost za pacijenta**.

3 Bez neurednosti tokom prilagođavanja

Pri odstranjivanju mjesta pritiska na svrdlu nema ostataka stvrdnutog materijala.

4 Lako odstranjivanje

Silikonski sloj lako se odstranjuje i osigurava čisti i brzi postupak.

