



# Nejjednodušší cesta k úspěšnému dokončení vaší protetické práce

Fit Checker Advanced a Advanced Fit Checker Blue od GC poskytují jednoduchý a přesný způsob, jak zajistit přesné dosažení náhrady a provést včasnou úpravu během návštěvy pacienta - tím zamezit případným možným dodatečným nákladům a zajistit tak jeho pohodlí.

Fit Checker™ Advanced	Benefit	Fit Checker™ Advanced Blue
VPES Silicone	Inovační silikonový materiál s vnitřní smáčivostí, zatékavostí a odolností	VPES Silicone
Bílý	Dvě různé barvy splňují všechny klinické požadavky	Modrý
Pracovní čas: 1 min. Čas tuhnutí: 1 min. v ústech	Dostatečně dlouhý pracovní čas a krátká doba tuhnutí v ústech	Pracovní čas: 1 min. Čas tuhnutí: 1 min. v ústech
Ručně míchatelný (tuby) nebo automix (kartuše)	K dispozici automixové kartuše pro snadnou, čistou a rychlou přípravu	Automixové kartuše



## Balení

GC Fit Checker™ Advanced / GC Fit Checker™ Advanced Blue	
004903	Fit Checker Advanced, 1-1 balení (55 g + 50 g), bílý + retarder (3 g) + příslušenství
004904	Fit Checker Advanced, kartuše (2 x 62 g), bílý + míchací koncovky IIS (3) a IISS (3)
004905	Fit Checker Advanced Blue, kartuše (2 x 56 g), modrý + míchací koncovky IIS (3) a IISS (3)
800006	GC disperzer II na kartuše
890130	GC míchací koncovky II, 60 x SS (žluté)
800100	GC míchací koncovky II, 60 x S (růžové)

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B - 3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
http://www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GC EEO - Czech Republic  
V Olšínách 82  
CZ - 100 00 Prague 10  
Tel. +420.274.771.965  
Fax. +420.274.771.965  
czech@eoo.gceurope.com  
http://www.eoo.gceurope.com



z O LF CZ 3 67 06/13

# Fit Checker™ Advanced & Fit Checker™ Advanced Blue



Nejjednodušší  
cesta k  
úspěšnému  
dokončení  
protetických prací

Pro jednoduchou, snadnou  
a přesnou kontrolu dosažení  
protetických prací.

**GC**

**GC**



## Fit Checker™ Advanced Blue

### Ideální tónování modré barvy pro

- kontrolu přesnosti dosažení všech druhů protetických prací, především pryskyřičných, keramických a zirkonových korunek a můstků
- registraci skusu a kontrolu okluzálních kontaktů



Vyvážené tixotropní vlastnosti zajišťují **nezatékavou konzistenci**. Pod tlakem se stává Fit Checker Advanced Blue zatékavým a vytváří **extrémně tenkou vrstvu** pro kontrolu přesnosti dosažení.



Nepřesnosti se dají snadno odhalit díky **optimální průhlednosti a unikátnímu tónování modré barvy**.



Konečně je možné mít jistotu **přesného dosažení nepřímé náhrady** bez nedostatků v marginální oblasti a bez velkých úprav okluze po nacementování.

## 1 Rychlé tuhnutí

Dostatečně dlouhý pracovní čas a rychlé tuhnutí (1 min v ústech) pro rychlé a pohodlné použití.

## 2 Jasná a přesná vizualizace

Perfektní barevné tónování pro okamžitou vizualizaci okluzálních kontaktů a špatně dosedajících oblastí.



## Fit Checker™ Advanced

### Ideální tónování bílé barvy pro

- kontrolu přesnosti dosažení všech protetických prací, především pro totální náhrady a kovové korunky a můstky



**Perfektní řešení** pro kontrolu adaptace totálních a částečných náhrad.



Fit Checker Advanced nabízí ideální konzistenci a **vysokou smáčivost** pro snadné zatékání do bází zubních náhrad a tkání dutiny ústní. Fit Checker Advanced lze snadno **odstranit jen v jednom kroku**.



Nepřesnosti chrupu je možné korigovat použitím relineru. Po použití relineru je možné provést konečnou kontrolu k zajištění **pohodlí pacienta**.

## 3 Žádný nepořádek během úprav

Ztuhlý materiál neulpívá na sponách během vyjímání náhrady z úst.

## 4 Snadné odloupenutí

Silikonová blána se odloupne velmi čistě a rychle.

