

A protetikai munka sikeres véglegesítésének legegyszerűbb módja

A Fit Checker Advanced és Fit Checker Advanced Blue a GC-től egyszerű és precíz módja az illeszkedés kiértékelésének és a még időben megtett kiigazításoknak, annak érdekében, hogy elkerülhessük az esetleges további kiadásokat és növeljük a páciens kényelmét.

Fit Checker™ Advanced	Előnyök	Fit Checker™ Advanced Blue
VPES silikon	Innovatív szilikon anyag belülről fakadó nedvesíthetőséggel, folyékonyssággal és ellenállósággal	VPES silikon
Fehér	Két különböző szín a klinikai igények kielégítésére	Kék
Munkaidő: 1 perc Kötési idő: 1 perc szájbán	Elegendő munkaidő és rövid szájbán tartási idő	Munkaidő: 1 perc Kötési idő: 1 perc szájbán
Kézi keverés (tubus) vagy Automix kizserelés	Az Automix patronok a könnyű, tiszta és gyors munkát segítik	Automix patronok



Kiszerezések

GC Fit Checker™ Advanced / GC Fit Checker™ Advanced Blue	
004903	Fit Checker Advanced, 1-1 csomag (55 g + 50 g), White + retarder (3 g) + eszközök
004904	Fit Checker Advanced, patronok (2 x 62 g), White + keverőcsőrök IIS (3) és IISS (3)
004905	Fit Checker Advanced Blue, patronok (2 x 56 g), Blue + keverőcsőrök IIS (3) és IISS (3)
800006	GC Cartridge Dispenser II / adagolópisztoly
890130	GC Mixing Tips II keverőcsőrök, 60 x SS (Sárga)
800100	GC Mixing Tips II keverőcsőrök, 60 x S (Rózsaszín)

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Hungary
Fazekas u. 29-31.
H - 1027 Budapest
Tel. +36.1.224.04.00
Fax. +36.1.224.04.01
hungary@eeo.gceurope.com
http://www.eeo.gceurope.com



z O L F H U 3 67 06/13

GC

GC

Fit Checker™ Advanced & Fit Checker™ Advanced Blue

A protetikai
munka
sikeres véglegesítésének
legegyszerűbb
módja

Egyszerű, könnyű és
precíz ellenőrzés a protetikai munka
illeszkedésére.





Fit Checker™ Advanced Blue

Ideális kék szín, színfokozatokkal:

- Mindennemű protetikai munka illeszkedésének ellenőrzésére, főleg rezin-, kerámia-, és cirkon alapú koronákhoz és hidakhoz.
- Harapásregisztráció és okkluzális kontaktpontok ellenőrzésére.



Kiegyensúlyozott tixotrópiával elért **nem folyós konzisztencia**. Nyomás alatt a Fit Checker Advanced Blue **könnyen folyik** és **különösen vékony filmréteget** hoz létre, a tökéletes illeszkedésért.



Az illeszkedési problémák könnyen felismerhetők az **optimális transzparencia** és az egyedi **kék szín színfokozatainak** köszönhetően.



Végre lehetővé válik a **tökéletes illeszkedés** létrehozása **indirekt helyreállításoknál**, elkerülve a marginális széli réseket és komolyabb okkluzális beállítás szükségességét a beragasztás után.

1 Gyors kötés

Elegendő munkaidő és gyors kötés (1 perc a szájbán) a gyors és kényelmes munkáért.

2 Tiszta és precíz kép

A tökéletes színfokozatokkal az okkluzális kontaktpontok és a rosszul illeszkedő területek azonnal észlelhetővé válnak.



Fit Checker™ Advanced

Ideális fehér szín, színfokozatokkal:

- Mindennemű protetikai munkához, különösen teljes és részleges fogsorokhoz, fém-alapú koronákhoz és hidakhoz.



A **tökéletes megoldás** a teljes és részleges fogsor adaptációjának ellenőrzésére.



A Fit Checker Advanced ideális konzisztenciájának és magas nedvesíthetőségének köszönhetően **hígan befolyik** a fogsorok alapjába és a szájüreg szövetei közé. A Fit Checker Advanced **egy lépésben könnyen eltávolítható**.



A fogsor rossz illeszkedése alábélelő anyagokkal (reliner) korrigálható. Az alábélelés után a **páciens komfortérzetének** biztosítása érdekében újra ellenőrizhetjük az illeszkedést.

3 Tiszta munka az igazítás közben

A megkötött anyagot nem kapja fel a fűrő, miközben a felfekvési pontokat igazítjuk.

4 Könnyen eltávolítható

A szilikon hártya könnyen eltávolítható a tiszta és gyors munka érdekében.

