

GC Fuji

Első osztályú üvegonomerek a GC-től

Üvegonomerben gondolkodik?
Gondoljon a GC-re.



Üvegeionomerek a GC-től: az innováció és a minőség hosszú tradíciója

Az üvegeionomerek körülbelül fél évszázada léteznek, és fogorvosok ezreit segítik a világ minden táján, hogy minimál invazív megoldásokat nyújtsanak pácienseik számára. Amikor üvegeionomerről van szó, a GC komoly múltra tekint vissza abban a tekintetben, hogy a maga nemében mindig a legjobbat kínálta, amit az iparág és a fogászati közösség számos díjjal jutalmazott.

Az eredeti formulák számos fejlesztésen mentek keresztül és a kezelhetőség, az erő, a kopási mérték és az esztétika óriási mértékben javult a több éves tapasztalat, az elkötelezett kutatás és az ügyfél hangjának meghallgatása következtében.



GC Research Centre Itabashi, Japán

Felhasználó-barát, fog-barát

Az elmúlt években újból megélénkült az érdeklődés az üvegeionomer anyagok iránt. Az amalgám használatának csökkenésével ebben az évszázadban, a fogorvosok arra törekednek, hogy fogszínű anyagokat használjanak, minden eljárás során. Bár minden anyagnak megvannak a maga előnyei, az üvegeionomerek rendkívüli tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek tökéletesen kiegészítik a többi esztétikai helyreállító anyagot.



Nedvesség toleráns

'Megbocsájtó' anyag
Nincs szükség kofferdamra




Kémiai kötés

Nincs szükség savazásra
vagy ragasztásra
Hozzáköti még az
aprizmatikus zománchoz és
a szklerotikus dentinhez is



Minimál invazív

Használható a részleges
káriesz eltávolító
technikánál
Kiváló biokompatibilitás



Természetes ion raktár

Az ioncsere révén az
üvegeionomerek képesek
stimulálni a fogak
remineralizációját, és
megakadályozni azok
demineralizációját


Nélkülözhetetlen társ

Az **indikációk széles skálájával** az üvegeionomer helyreállító anyagok minden fogorvos fegyverzetének fontos részét képezik.

Magas káriesz rizikó



Kevésbé együttműködő páciens



Ideiglenes megoldás



Fuji IX GP FAST/EXTRA

Magas viszkozitású
üvegeionomer

A poszterior kavítások bizonyított arany sztenderdje



- ✓ Műgyanta mentes, tömöríthető, könnyű behelyezni és formázni
- ✓ Rövidebb munkaidőért használja a Fuji IX GP FAST anyagot
- ✓ a Fuji IX GP EXTRA magasabb transzlucenciát nyújt

”

A Fuji IX GP EXTRA az első számú, mindenre kiterjedő üvegeionomer helyreállító anyag, egyszerű használattal, a legjobb kémiai koronai lezárással és nagy szilárdsággal. Páratlan, klinikailag bizonyított, és a legsokoldalúbb üvegeionomer rendszer.

Dr A. Patel, Egyesült Királyság

”

Fuji II LC

Műgyantával megerősített
üvegeionomer

Az egyszerű fényre keményedő opció



- ✓ Kontrollált behelyezés, fényrel irányított kötéssel
- ✓ A poszterior régióban az anyag egy alappá csökkenthető egy későbbi kompozit helyreállításához

”

A Fuji II LC egy nagyon jó anyag, amikor az üregek izolálása kihívást jelent, például gyermekgyógyászati vagy geriátriai esetekben. A Fuji II LC optimálisan köt a dentinhez – még ha szklerotikus is az –, így jó választás V. osztályú helyreállításokhoz, különösen ha kopás okozta.

Dr M. Hoftvedt, Norvégia

”

Fuji TRIAGE

Alacsony viszkozitású
üvegeionomer

A folyékony védelem





- ✓ A legkézenfekvőbb megoldás MIH kezeléséhez
- ✓ Azonnali megkönnyebbülést nyújt, és 'fog vakolatként' működik
- ✓ Pink és fehér színben kapható

”

A GC Fuji TRIAGE felbecsülhetetlen értékű szolgálatot tesz az MIH által súlyosan érintett molárisok ideiglenes kezelésében. Kiválóan tapad, jó élettartamú, és a rózsaszín változat könnyen megkülönböztethető a zománcról, és a dentintől a nyomon követés és az egyszerű eltávolítás érdekében.

Dr R. Steffen, Svájc

”



	Fuji IX GP		Fuji IX GP FAST	Fuji IX GP EXTRA		Fuji II LC		Fuji TRIAGE	
									
Munka idő (perc/mp") 23°C-on	2'00"		1'15"	1'15"	2'00"	3'15"	3'45"	1'40"	
Kötési idő (perc/mp") 23°C-on	2'20"		2'00"	2'00"	2'20"	fénykezelés 20"		2'30"	
Finírozás elkezdésének ideje a keveréstől (perc/mp") 37°C-on	6'00"		3'00"	2'30"	6'00"	N/A		fénykezelés 4'00" önkötés 6'00"	
Készletek		P/F Intro 1-1 csomag A3 003264		50 kapszula, vegyes 003279	P/F Intro 1-1 Pack A2 005076	50 kapszula, vegyes 003244	P/F 3-2 csomag 900469	50 kapszula, Pink 003297	P/F, Pink 003295
		P/F, A2, A3, B3, 3-2 csomag 900444			P/F Intro 1-1 csomag A3 005077			50 kapszula, Fehér 003298	P/F, Fehér 003296
Utántöltő	50 kapszula utántöltő	15 g utántöltő	50 kapszula utántöltő	50 kapszula utántöltő	15 g utántöltő	50 kapszula utántöltő	15 g utántöltő		
A1			003288	003280	005086	003233	003252		
A2	003273	003265	003289	003281	005087	003234	003253		
A3	003274	003266	003290	003282	005088	003235	003254		
A3.5	003275	003267	003291	003283	005089	003236	003255		
A4						003237	003256		
B1				003284	005090				
B2	003276	003268	003292	003285	005091	003238	003257		
B3	003277	003269	003293	003286	005092	003239	003258		
B4						003240	003259		
C2						003241	003260		
C4	003278	003270	003294	003287	005093	003242	003261		
D2						003243	003262		
		folyadék (8g/6.4ml) 003271			folyadék (8g/6.4ml) 005073		folyadék (8g/6.8ml) 003263		



Többet szeretne tudni? Lépjen velünk kapcsolatba!

Kérjen találkozót valamelyik orvoslátogatónktól hogy megbeszéljék, milyen GIC megoldásokat kínál a GC, vagy kérjen egy próba terméket valamelyik csatornán a lenti elérhetőségeken



A GC Fuji a GC Corporation bejegyzett védjegye.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.
GCEEO Hungary
Fazekas u. 29-31.
H-1027 Budapest
Tel. +36.224.04.00
info.hungary@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/hu-HU>



Since 1921
100 years of Quality in Dental