

GC Fuji

Prvotriedne skloionoméry od GC

Premýšľate o skloionoméri?
Myslite na GC.



Since 1921
100 years of Quality in Dental



Skloionoméry od GC: dlhá tradícia inovácií a kvality

Skloionoméry existujú už asi pol storočia a pomáhajú tisíckam zubných lekárov na celom svete poskytovať minimálne invazívne riešenia pre svojich pacientov. Pokiaľ ide o skloionoméry, GC má za sebou solídne výsledky v tom, že vždy poskytovalo to najlepšie svojho druhu, ocenené mnohými cenami od priemyslu a dentálnych spoločností.

Pôvodné receptúry prešli mnohými vylepšeniami a manipulácia, pevnosť, miera opotrebovania a estetika sa výrazne zlepšili na základe rokov a rokov skúseností, odhodlaného výskumu a počúvania hlasu zákazníkov.



Výskumné centrum GC v Itabashi, Japonsko

Užívateľsky príjemné, šetrné k zubom

V posledných rokoch došlo k oživeniu záujmu o skloionomérmé materiály. S klesajúcim používaním amalgámu v tomto storočí zubári hľadali možnosť používať materiály vo farbe zubov pri všetkých zákrokoch. Zatiaľ čo každý materiál má svoje výhody, skloionoméry majú niektoré mimoriadne vlastnosti, ktoré dokonale dopĺňajú iné estetické výplňové materiály.



Odolné voči vlhkosti

„Tolerantný“ materiál
Nie je potrebný kofferdam




Chemická väzba

Nie je potrebné leptanie
ani bondovanie
Viaže sa dokonca aj na
aprismatickú sklovinu
a sklerotický dentín



Minimálne invazívne

Vhodné pre techniku
čiasťočného kazu
Vynikajúca
biokompatibilita



Prírodný zásobník iónov

Prostredníctvom iónovej
výmeny sú skloionoméry
schopné stimulovať
remineralizáciu zubov a
zabrániť demineralizácii
zubov


Nenahraditeľný partner

Vďaka širokému zoznamu indikácií sú GI výplne dôležitou súčasťou inventáru každého zubného lekára.

Vysoké riziko kazu



Menej spolupracujúcich pacientov



Dočasné riešenie



Fuji IX GP FAST/EXTRA

Vysoko viskózný skloionomér

Osvedčený zlatý štandard pre distálne kavity



- ✓ Bez živice, kondenzovateľný, ľahko sa aplikuje a konturuje
- ✓ Na kratší čas procedúry použite Fuji IX GP FAST
- ✓ Vyššiu translucenciu vykazuje Fuji IX GP EXTRA

Fuji II LC

Živicou modifikovaný skloionomér

Možnosť jednoduchého vytvrdzovania svetlom



- ✓ Kontrolované umiestnenie so svetelným tuhnutím
- ✓ Neskôr môže byť materiál zredukovaný na základňu pod kompozitnú výplň

Fuji TRIAGE

Skloionomér s nízkou viskozitou

Ochrana fisúr



- ✓ Riešenie prvej línie pre MIH
- ✓ Poskytuje okamžitú úľavu a pôsobí ako „náplast na zuby“
- ✓ Dostupný v ružovej a bielej farbe

”

Fuji IX GP EXTRA je dokonalý, všestranný, skloionomerný, výplňový materiál s jednoduchým postupom, najlepším chemickým koronálnym tesnením a vysokou pevnosťou. Je neporovnateľný, klinicky overený a zostáva najuniverzálnejším skloionomerným systémom.

Dr. A. Patel, Spojené kráľovstvo

”

”

Fuji II LC je veľmi dobrý materiál, keď je izolácia kavity náročná, napríklad v pediatrických alebo geriatrických prípadoch. Fuji II LC sa tiež optimálne viaže na dentín - aj keď je sklerotický - čo z neho robí dobrú voľbu pre výplne triedy V, najmä tie, ktoré sú spôsobené abráziou.

Dr. M. Hoftvedt, Nórsko



”

”

GC Fuji TRIAGE poskytuje neoceniteľnú pomoc pri provízornej liečbe molárov vážne postihnutých MIH. Vynikajúco príľne, má dobrú životnosť a ružová verzia sa dá ľahko odlišiť od skloiny a dentínu pre následné kontrolovanie a ľahké odstránenie.

Dr. R. Steffen, Švajčiarsko

”



	Fuji IX GP		Fuji IX GP FAST	Fuji IX GP EXTRA		Fuji II LC		Fuji TRIAGE	
Pracovný čas (min./sekundy) pri 23°C	2'00"		1'15"	1'15"	2'00"	3'15"	3'45"	1'40"	
Čistý čas tuhnutia (min./sekundy) pri 23°C	2'20"		2'00"	2'00"	2'20"	Polymerizácia 20"		2'30"	
Konečná úprava (min./sek.) 37°C	6'00"		3'00"	2'30"	6'00"	N/A		Zrýchlená polymerizácia 4'00" Samotuhnutie 6'00"	
Sety									
		P/L Intro 1-1 Pack A3 000153		50 kapslí, sortiment 002533	P/L Intro 1-1 Pack A2 005074	50 kapslí, sortiment 000137	P/L 3-2 Pack 900018	50 kapslí, Ružový 002495	P/L, Ružový 002490
		P/L, A2, A3, B3, 3-2 Pack 800002			P/L Intro 1-1 Pack A3 005075			50 kapslí, Biely 002496	P/L, Biely 002491
Refily	50 kapslí refill	15 g refill	50 kapslí refill	50 kapslí refill	15 g refill	50 kapslí refill	15 g refill		
A1			002022	002534	005078	000138	000195		
A2	000166	000158	000212	002535	005079	000139	000196		
A3	000167	000159	000213	002536	005080	000140	000197		
A3.5	000168	000160	000214	002537	005081	000141	000198		
A4						000142	000199		
B1				002538	005082				
B2	000169	000161	000215	002539	005083	000143	000200		
B3	000170	000162	000216	002540	005084	000144	000201		
B4						000145	000202		
C2						000146	000203		
C4	000171	000163	000217	002541	005085	000147	000204		
D2						000148	000205		
		Tekutina (8 g/6.4 ml) 000164			Tekutina (8 g/6.4 ml) 005072		Tekutina (8 g/6.8 ml) 000206		



Potrebujete vedieť viac? Ozvite sa!

Požiadajte o stretnutie s jedným z našich produktových špecialistov, aby ste prediskutovali riešenia skloionomérov od spoločnosti GC, alebo požiadajte o ukážku prostredníctvom jedného z kanálov uvedených nižšie.

GC Fuji je ochranná známka spoločnosti GC Corporation.



GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Slovakia
Raková 1441
SK - 023 51 Raková / Čadca
Tel. +421.911.570.999
Fax. +421.414.000.264
info.slovakia@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/sk-SK>