

FujiCEM Evolve од GC

Чекор напред



Почетна ситуација



Нанесување со автоматикс



Врзување на реставрацијата



Гумозна конзистенција се постигнува после само 3 секунди контактна полимеризација



Вишокот на материјал се отстранува лесно и одеднаш



Финален резултат

Благодарност до Prof. R. Sorrentino, Италија



FujiCEM Evolve GC шприц (9.2 g / 5.0 ml)	
012951	GC FujiCEM Evolve Почетен Сет: Шприц (1), Продолжетоци (15) EEP
012952	GC FujiCEM Evolve Три-пак за рачно мешање: Шприц (3), Сад за мешање (1) EEP
012953	GC FujiCEM Evolve Три-пак за автоматикс: Шприц (3), Продолжетоци (45) EEP
012954	GC Push and Click Продолжетоци (15)
012955	GC Push and Click Продолжетоци за Ендо (15)



За сите процедури на цементирање побарајте го делот "чекор по чекор" во **GC Водич за цементирање**

FujiCEM е заштитена трговска марка на GC.
Ketac CEM Plus Automix, Meron Plus QM и Riva Cem не се заштитени трговски марки на GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel. +385.1.46.78.474
Fax. +385.1.46.78.473
info.eeo@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

Овластен дистрибутер
за Македонија:
ДЕНТОМЕД-М
Ул. "Бојмија" бр. 2/2
Пошт. факс. 182
1000 Скопје
Тел./Факс: 02/24.62.739
Тел. 02/24.64.781
dentomed@t-home.mk

ZOLF MK02 110 - 12/19

Чекор напред

FujiCEM™ Evolve од GC

Иновативен стаклено-јономерен цемент модифициран со смола за доверливи изработки и пријатна удобност во работењето

FujiCEM Evolve од GC

Чекор напред

Глас-јономерите претставуваат наследство на GC, со докажан квалитет потврден со независни истражувања низ целиот свет. Направете чекор напред со избор на лесно нанесување, мала осетливост и висока толеранција на влага со FujiCEM Evolve.



Рачно мешање или автомикс




- Отворите се доволно раздвоени: Пастите не се контаминираат меѓусебе, можно е и рачно мешање

- "Push end Click" продолжеток за истиснување кој лесно се поставува
- Може да се истисне директно во реставрацијата или во коренскиот канал (со ендо-продолжеток)



Стаклен-јономер модифициран со смола на кој може да му верувате

- Помала осетливост во споредба со композитните цемента
- Нема потреба за пред-третман: апликација во еден чекор
- Долго време за работа, кратко време на врзување
- Толеранција на влага: нема потреба од кофердам
- Помал ризик од пост-оперативна сензитивност
- Одлично запечатување и адаптација на рабовите



Благодарност до Dr. J. Tarja Guadix, Шпанија


Оптимална густина

- Контролирано истиснување
- Мала дебелина на слојот и прецизна адаптација
- Можност за кратка светлосна полимеризација за полесно отстранување на вишокот на материјал




Благодарност до Dr. J Tarja Guadix, Шпанија

Доверлива адхезија во секакви околности



Извор: GC R&D Data, Japan, 2018. Податоците се достапни во досие.


Оптимизирана адхезија со цирконија



Извор: GC R&D Data, Japan, 2018. Податоците се достапни во досие.

Технологија на мономери со долги ланци

- Супер-долги мономерни ланци за цврстина и стабилност на цементот.



- Рентгеноконтрастен стаклен полнеж за одлична видливост на РТГ (> 250% Al)

Најразлични можности за секојдневната работа

FujiCEM Evolve нуди најразлични можности за вашата секојдневна работа, бидејќи може да се користи за многу индикации и не бара апсолутно отсуство на влага. Уште повеќе, неговата докажана сила на врзување за цирконија, го прави особено интересен за цементирање на целосно-керамички реставрации.

Индикации:

