



GC Fujirock® EP Classic
GC Fujirock® EP Premium
GC Base Stone

GC's
gipsfamilie

Esthetiek
begint hier

GC

Wat de GC-familie hardgipsen zo populair maakt in Europa, is hun superieure kwaliteit. De gipsen van GC worden gebruikt om allerhande prothetische werkstukken te vervaardigen en zijn specifiek ontworpen voor consistente en nauwkeurige modellen en stempelen die volledig voldoen aan de vereisten van moderne tandlaboratoria.

In navolging van de systematische aanpak van GC - "Eén bewezen gipsfamilie voor alle vereisten en toepassingen" - introduceren we drie gipsen die perfect kunnen worden gecombineerd om de basis voor uw esthetiek te creëren:



GC Fujirock® EP **Classic**, een werkelijk universeel gips

GC Fujirock® EP **Premium**, een verbeterd gips voor hoogwaardige technieken

GC Base Stone, een uitzonderlijk vloeibaar gips voor sokkels met minimale expansie

Elk gips is verkrijgbaar in een uitgebreid kleurengamma waarmee u kleurschakeringen kunt creëren die uw werk - én uw laboratorium - helemaal tot hun recht laten komen.

De gipsfamilie van GC ... de **basis** voor succes.





Drie gipsen, oneindig

GC Fujirock® EP Classic

GC Fujirock® EP Classic maakt zijn naam helemaal waar. Het is een van de meest populaire type 4 tandheelkundige gipsen ter wereld, een echte klassieker. Dit gips is ideaal voor alle soorten prothetische werkstukken, dankzij zijn uiterst nauwkeurige detailreproductie, uitstekende randhardheid en stabiliteit onder hoge druk. GC Fujirock® EP Classic is zeer vloeibaar, maar toch thixotroop voor optimale verwerkingseigenschappen en gemakkelijk gieten zonder luchtbelletjes.

Kies de kleur die het beste aansluit bij uw dagelijks werk:

- Goudbruin
- Topaasbeige



GC Base Stone

GC Base Stone is ideaal voor tandboogsokkels, te gebruiken samen met GC Fujirock® EP Classic of Premium van GC de ideale combinatie om snel en eenvoudig te gieten.

Kies uw eigen complementaire kleur:

- Terracottarood
- Koningsblauw



ig veel mogelijkheden



GC Fujirock® EP Premium

GC Fujirock® EP Premium is speciaal ontwikkeld voor hoogwaardige technologieën, zoals uitgebreide implantaatwerkstukken en complexe volkeramische toepassingen. Dankzij de verbeterde poedersamenstelling van GC Fujirock® EP Premium en de verfijnde kleuruitharding is dit speciale gips bij uitstek de perfecte keuze voor een groot aantal toepassingen.

Kies de kleur die het beste bij uw verfijnde werkstukken past:

- Pastelgeel
- IJswit
- Incabruin
- Titaniumgrijs



egenbeetmodellen en studiemodellen. Wanneer dit
um wordt gebruikt, vormt het dankzij de kwaliteitsnorm
dig superieure werkmodellen te creëren.



De kunst van esthetische restauraties



Fujirock® EP Classic & Premium

Fujirock® EP – Classic

- 890222 Goudbruin, verpakking van 5 kg
- 890226 Goudbruin, verpakking van 12 kg
- 890225 Topaasbeige, verpakking van 5 kg



GC Fujirock® EP Classic	
Goudbruin / Topaasbeige	
P/L-verhouding	20 ml/100 g
Handmatig mengen	15 sec.
Mengen onder vacuüm	45 sec.
Uithardingstijd	10-13 min.
Verwijdertijd	30-40 min.
Uithardingsexpansie (na 2 uur)	≤ 0.09 %
Druksterkte	≈ 53 Mpa

Fujirock® EP – Premium

- 890364 Pastelgeel, verpakking van 4 kg
- 890365 Pastelgeel, verpakking van 11 kg
- 890366 IJswit, verpakking van 4 kg
- 890367 Incabruin, verpakking van 4 kg
- 890368 Titaniumgrijs, verpakking van 4 kg



GC Fujirock® EP Premium	
Pastelgeel/ijswit/Incabruin/titaniumgrijs	
P/L-verhouding	20 ml/100 g
Handmatig mengen	15 sec.
Mengen onder vacuüm	45 sec.
Uithardingstijd	9-12 min.
Verwijdertijd	25-35 min.
Uithardingsexpansie (na 2 uur)	≤ 0.09 %
Druksterkte	≈ 60 Mpa

Base Stone

Base Stone

- 890228 Terracottarood, verpakking van 12 kg
- 890229 Koningsblauw, verpakking van 12 kg



Base Stone		
Terracottarood/koningsblauw		
	Flow	Thixo
P/L-verhouding	26 ml/100 g	21 ml/100 g
Handmatig mengen	15 sec.	15 sec.
Mengen onder vacuüm	45 sec.	45 sec.
Uithardingstijd	9 min.	7,5 min.
Verwijdertijd	30-40 min.	30-40 min.
Uithardingsexpansie (na 2 uur)	≤ 0.08 %	≤ 0.08 %
Druksterkte	≈ 45 Mpa	≈ 50 Mpa

Alle verpakkingen zijn voorzien van een kunststofdeksel en zijn daardoor eenvoudig te openen en te sluiten. Een hermetische afsluiting beschermt het product tegen vocht.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC EUROPE N.V.

Benelux Sales Department
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.18.60
info.benelux@gc.dental
<https://europe.gc.dental/nl-NL>

