

GC Fuji

Prvovrstni steklasti ionomeri iz GC

Razmišljate o steklastem ionomeru?
Izberite GC.



Since 1921
100 years of Quality in Dental



GC-jevi steklasti ionomeri: dolga tradicija inovacij in kakovosti

Steklasti ionomeri so v uporabi že pol stoletja. Na tisoče zobozdravnikov po vsem svetu jih s pridom uporabljajo pri zagotavljanju minimalno invazivnih rešitev za paciente. GC ima dolgo tradicijo izdelave najboljših steklastih ionomerov, za kar je prejel tudi številne nagrade dentalne industrije in stroke.

Izvirne formule smo že večkrat izboljšali, najbolj pa so se spremenili njihovo rokovanje, moč, stopnja obrabe in estetike. Vse nadgradnje temeljijo na dolгих letih izkušenj, predanem raziskovalnem delu in željah naših strank.



GC-jev raziskovalni center v Itabashiju na Japonskem

Uporabnikom in zobem prijazni

V zadnjih letih se je zanimanje za steklasto ionomerne materiale znova povečalo. Zaradi opuščanja amalgama v tem stoletju se zobozdravniki ozirajo za možnostmi uporabe materialov v barvi zob pri vseh postopkih. Vsak material ima svoje prednosti, vendar imajo steklasti ionomeri nekaj izjemnih lastnosti, ki sijajno dopolnjujejo druge estetske restavracijske materiale.



Odpornost na vlago

»Hvaležen« material
Ne zahteva gumijaste opne



Kemična adhezija

Ni potrebe po jedkanju ali adhezivu
Veže se celo na prizmatično sklenino in sklerozni dentin



Minimalno invaziven

Primeren za tehniko delne ekskavacije kariesa
Izvrstna biokompatibilnost



Naravni rezervar ionov

Preko izmenjave ionov lahko steklasti ionomeri stimulirajo remineralizacijo zob in preprečujejo demineralizacijo

Nepogrešljivi partner

Zaradi **obsežnega seznama indikacij** so steklasto ionomerni restavracijski materiali pomembno orodje vsakega zobozdravnika.

Visoko tveganje kariesa



Manj kooperativni pacienti



Začasne rešitve



Fuji IX GP FAST/EXTRA

Steklasti ionomer z visoko viskoznostjo

Dokazani zlati standard za posteriorne kavitete



- ✓ Brez smol, zgoščujoč, preprost za nanašanje in konturiranje
- ✓ Če imate manj časa, uporabite Fuji IX GP FAST
- ✓ Fuji IX GP EXTRA odlikuje večja translucenca

Fuji II LC

Smolnato modificirani steklasti ionomer

Preprosto presvetljevanje



- ✓ Nadzorovano umeščanje s svetlobno induciranim načinom
- ✓ Posteriorno lahko material reduciramo za podlago pod bodočo kompozitno restavracijo

Fuji TRIAGE

Steklasti ionomer z nizko viskoznostjo

Tekoča zaščita



- ✓ Prva izbira za zdravljenje molarno-incizivne hipomineralizacije
- ✓ Nudi takojšnje olajšanje in deluje kot »obliž za zobe«
- ✓ Na voljo v beli ali rožnati barvi

”

Fuji IX GP EXTRA je izjemen, celovit steklasto ionomerni restavracijski material, ki zagotavlja preprost postopek, najboljše kemijsko tesnenje na kronah in veliko moč. Noben drug ga ne preseže, je klinično preizkušen in ostaja najbolj vsestransko uporaben steklasto ionomerni sistem.

Dr. A. Patel, Združeno kraljestvo

”

”

Fuji II LC je odličen material, kadar imamo opravka s težavno izolacijo kavitete, na primer pri pediatričnih ali geriatričnih primerih. Fuji II LC se optimalno veže na dentin - četudi je sklerozen - zaradi česar je dobra izbira za restavracije razreda V, posebej če jih je povzročila abrazija.

Dr. M. Hoftvedt, Norveška



”

”

GC Fuji TRIAGE je odlična rešitev pri začasnem zdravljenju hudo demineraliziranih molarjev. Izvrstno se oprime, dolgo traja, rožnato različico pa zlahka razločimo od sklenine in dentina ter jo ob prihodnjih obiskih lažje odstranimo.

Dr. R. Steffen, Švica

”



	Fuji IX GP		Fuji IX GP FAST	Fuji IX GP EXTRA		Fuji II LC		Fuji TRIAGE	
Delovni čas (min"/sek") pri 23°C	2'00"		1'15"	1'15"	2'00"	3'15"	3'45"	1'40"	
Čas strjevanja (min"/sek") pri 23°C	2'20"		2'00"	2'00"	2'20"	Presvetljevanje 20"		2'30"	
Začetni čas končnega finiiranja (min"/sek") pri 37°C	6'00"		3'00"	2'30"	6'00"	N/A		Toplotna polimerizacija 4'00" Samostrejanje 6'00"	
Paketi		P/L Intro 1-1 Paket A3 000153		50 kapsul 002533	P/L Intro 1-1 Paket A2 005074	50 kapsul 000137	P/L 3-2 Pack 900018	50 kapsul, Pink 002495	P/L, Pink 002490
		P/L, A2, A3, B3, 3-2 Pack 800002			P/L Intro 1-1 Paket A3 005075			50 kapsul, White 002496	P/L, White 002491
Refil	50 kapsul refil	15 g refil	50 kapsul refil	50 kapsul refil	15 g refil	50 kapsul refil	15 g refil		
A1			002022	002534	005078	000138	000195		
A2	000166	000158	000212	002535	005079	000139	000196		
A3	000167	000159	000213	002536	005080	000140	000197		
A3.5	000168	000160	000214	002537	005081	000141	000198		
A4						000142	000199		
B1				002538	005082				
B2	000169	000161	000215	002539	005083	000143	000200		
B3	000170	000162	000216	002540	005084	000144	000201		
B4						000145	000202		
C2						000146	000203		
C4	000171	000163	000217	002541	005085	000147	000204		
D2						000148	000205		
		Tekočina (8 g/6.4 ml) 000164			Tekočina (8 g/6.4 ml) 005072		Tekočina (8 g/6.8 ml) 000206		



Bi radi vedeli več? Poiščite nas!

Pokličite strokovnjaka za naše izdelke, ki vam bo predstavil vse GC-jeve rešitve, ali nas kontaktirajte za več informacij.



GC Fuji je blagovna znamka korporacije GC.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Slovenia
Ulica Talcev 1a
SLO - 3310 Žalec
Tel. +386.3.710.32.70
Fax. +386.3.710.32.71
info.slovenia@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/sl-SI>