



Изкуството за
Създаване на Основа
за Перфектна Естетика

G-ænial® Flo X от GC

Предлагач **ВИСОКА**
рентгено-
контрастност при
намалена дебелина
на слоя, отлични
манипулативни
качества и оптимална
издръжливост...

...перфектният партньор
за всички Ваши дистални
възстановявания!

GC


G-ænial® Flo X от GC

Перфектният партньор за всички Ваши дистални възстановявания

GC представя G-ænial Flo X - неразделна част от семейството на възстановителните материали G-ænial. Защото ние вярваме, че възстановяванията заслужават най-добрата основа.

Оптимален вискозитет за нанасяне

G-ænial Flo X се **разтича лесно** в кавитета и подsigурява **отлична адаптация** към стените на кавитета



**Tetric EvoFlow не е търговска марка на GC.

Висока рентгеноконтрастност

G-ænial Flo X позволява лесна диагностика дори в дебелина на слоя само от 0.5 мм!



Рентгеноконтрастност на емайла: 190-210% AI

G-ænial Flo X възстановяване: 303% AI при 1 mm и 284% AI при 0,5 mm дебелина на слоя*

Dr A. Coryn, Белгия

8 цвята, включително 2 опакера

Разработени, за да **маскират преоцветяванията в дъното на кавитета**, тези опакери (AO2 и AO3) са перфектната основа за всички Ваши естетични изисквания.



Забележете, че трансlucentността се различава при 1 mm дебелина на слоя между Стандартен Цвет A2 и Вътрешен Цвет AO2

Удобно нанасяне

Тази **уникално ергономична шприца** е създадена с дълга и тънка канюла, достигаща дори до **най-дълбоките части на кавитета**.



G-ænial Flo X също така показва **най-добро съотношение между якост* и вискозитет** в неговата категория; това го превръща в материал за избор при **всички индикации за стандартни течни композити!**

* Източник: GCC R&D - Налични данни



Наличен е в **8 цвята**, перфектно пасващи на цветовете G-ænial Posterior и **с два вида накрайници**, които да отговорят на Вашите предпочитания!



G-ænial Flo X
Шприца 3,6 g (2 ml)
Dispensing Tips III Пластмасов (20 бр.)

	A1	900719	A4	900723	
	A2	900720	CV	900724	
	A3	900721	AO2	900725	
	A3.5	900722	AO3	900726	
	GC Dispensing Tips III Пластмасов (30 бр.)	004634	GC Dispensing Tips III Метален (30 бр.)	004635	