



Umjetnost stvaranja
temelja za savršenu
estetiku

GC
G-ænial® Flo X

Visoka rendgenska
vidljivost čak i kod
male debljine sloja,
izvrsne osobine rukovanja
i optimalna trajnost...

...savršeni partner
za sve posteriorne
restauracije!



GC


GC G-ænial® Flo X

Savršeni partner za sve posterioarne restauracije

GC predstavlja G-ænial Flo X - dio G-ænial grupe restorativnih materijala. Jer vjerujemo da vaši radovi zaslužuju bolje temelje.

Optimalna viskoznost za premaz

G-ænial Flo X **idealno teče** u kavitet i osigurava **izvrsno prilagodavanje** zidovima kaviteta



**Tetric EvoFlow nije GC zaštitni znak.

Visoka rendgenska vidljivost

G-ænial Flo X omogućava laku dijagnozu čak i kod debljine sloja od samo 0,5 mm!



Rendgenska vidljivost cakline:
190-210% AI

G-ænial Flo X restauracija:
303% AI kod debljine sloja od 1 mm i
284% AI kod debljine od 0,5 mm*

Dr A. Coryn, Belgija

8 boja uključujući 2 opakera

Razvijeni za **prekrivanje diskoloracija na dnu kaviteta**, opakeri (AO2 i AO3) savršeni su temelj za sve estetske zahtjeve.



Razlika u translucenciji pri debljini sloja od 1 mm između standardne boje (Standard Shade) A2 i unutrašnje boje (Inside Shade) AO2.

Jednostavno nanošenje

Jedinstveni **ergonomski oblik štrcaljke** s dugom i tankom mlaznicom omogućava doseg i **najdubljih kaviteta**



G-ænial Flo X također ima **najbolju usklađenost čvrstoće* i viskoznosti** u svojoj kategoriji; zbog toga je materijal izbora za **sve tradicionalne indikacije za tečni materijal!**

* Izvor: GCC Istraživanje i razvoj - podaci dostupni u arhivi



Raspoloživ u **8 boja** savršeno usklađenih s materijalom G-ænial Posterior te s **dvije vrste nastavaka** zavisno o potrebi!



G-ænial Flo X

Štrcaljka 3,6 g (2 ml)

Nastavci za doziranje III plastični (20 kom.)

	A1	900719	A4	900723	
	A2	900720	CV	900724	
	A3	900721	AO2	900725	
	A3.5	900722	AO3	900726	
	GC Nastavci za doziranje III plastični (30 kom.)	004634	GC Nastavci za doziranje III igličasti (30 kom.)	004635	

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Bosnia and Herzegovina
Carice Milice 11
BIH - 78000 Banja Luka
Tel. +387.51.47.07.36
Fax. +387.51.47.07.36
bosniaherzegovina@eoo.gceurope.com
http://www.eoo.gceurope.com

GC