



Umjetnost stvaranja
temelja za savršenu
estetiku

GC
G-ænial® Flo X

Visoka rendgenska
vidljivost čak i kod
male debljine sloja,
izvrsna svojstva rukovanja
i optimalna trajnost...

...savršeni partner
za sve posteriorne
restauracije!



GC


GC G-ænial® Flo X

Savršeni partner za sve posterioarne restauracije

GC predstavlja G-ænial Flo X - dio G-ænial skupine restaurativnih materijala. Jer vjerujemo da vaši radovi zaslužuju bolje temelje.

Optimalna viskoznost za premaz

G-ænial Flo X **idealno teče** u kavitet i osigurava **izvrsnu prilagodbu** stijenkama kaviteta



**Tetric EvoFlow nije GC zaštitni znak.

Visoka rendgenska vidljivost

G-ænial Flo X omogućuje laku dijagnozu čak i kod debljine sloja od samo 0,5 mm!



Rendgenska vidljivost cakline:
190-210% AI

G-ænial Flo X restauracija:
303% AI kod debljine sloja od 1 mm i
284% AI kod debljine od 0,5 mm*

Dr A. Coryn, Belgija

8 boja uključujući 2 opakera

Razvijeni za **prekrivanje diskoloracija na dnu kaviteta**, opakeri (AO2 i AO3) savršeni su temelj za sve estetske zahtjeve.



Razlika u translucenciji pri debljini sloja od 1 mm između standardne boje (Standard Shade) A2 i unutarnje boje (Inside Shade) AO2.

Jednostavno nanošenje

Jedinstveni **ergonomski oblik štrcaljke** s dugom i tankom mlaznicom omogućuje doseg i **najdubljih kaviteta**



G-ænial Flo X također ima **najbolju usklađenost čvrstoće* i viskoznosti** u svojoj kategoriji; zbog toga je materijal izbora za **sve tradicionalne indikacije za tekući materijal!**

* Izvor: GCC Istraživanje i razvoj - podaci dostupni u arhivi



Raspoloživ u **8 boja** savršeno usklađenih s materijalom G-ænial Posterior te s **dvije vrste nastavaka** zavisno o potrebi!



G-ænial Flo X

Štrcaljka 3,6 g (2 ml)
Nastavci za doziranje III plastični (20 kom.)

	A1	900719	A4	900723	
	A2	900720	CV	900724	
	A3	900721	AO2	900725	
	A3.5	900722	AO3	900726	
	GC Nastavci za doziranje III plastični (30 kom.)	004634	GC Nastavci za doziranje III igličasti (30 kom.)	004635	