



Уметност во
создавањето на
совршената естетика

G-ænial® Flo X од GC

Висока рентгено-
контрастност дури
и при **ТЕНКИ** слоеви,
извонредни **МОДЕЛАЦИСКИ**
особини и оптимална
долготрајност...

...совршен партнер за
сите ваши постериорни
рестаурации!

GC

G-ænial® Flo X од GC

Совршен партнер за сите ваши постериорни реставрации

GC го претставува G-ænial Flo X - како составен дел од G-ænial палетата на реставративни материјали. Бидејќи ние веруваме дека вашите реставрации ја заслужуваат најдобрата подлога.

Оптимална вискозност за подлагање

G-ænial Flo X **лесно тече** во кавитетот и обезбедува **одлично прилагодување** на ѕидовите од кавитетот.

G-ænial Flo X*

Tetric EvoFlow**



**Tetric EvoFlow не е заштитена трговска марка на GC.

Висока рентгено-контрастност

G-ænial Flo X овозможува лесна дијагностика, **дури и кога материјалот е нанесен во дебелина од само 0.5 мм!**





Рентгено-контрастност на емајлот: 190-210% AI

G-ænial Flo X реставрација: 303% AI во дебелина* од 1 мм и 284% AI во дебелина* од 0,5 мм

Dr A. Coryn, Белгија

8 бои вклучително и 2 opakни бои

Создадени да ги **маскираат дисколорациите од дното на кавитетот**, овие opakни бои (AO2 и AO3) се совршена база за сите ваши естетски барања.



Забележета ја разликата во транспарентноста помеѓу Стандардна боја A2 и Внатрешна боја AO2, при дебелина на слојот од 1 мм

Комфорно нанесување

Овој **уникатен ергономски дизајн на шприцот** со долг и тенок врв овозможува да се стигне **и до најдлабоките делови на кавитетот.**



G-ænial Flo X исто така покажува **најдобар баланс меѓу јачината* и вискозноста** во својата категорија; ова го прави материјал на избор за **сите класични индикации за течен композит!**

* Извор: GCC R&D - Податоците се достапни во фајлот

Достапен во **8 бои** кои совршено одговараат на боите на G-ænial Posterior, **и два типа на продолжетоци** за да одговара на вашите потреби!



G-ænial Flo X

Шприц, 3,6 g (2 ml)

Продолжетоци за истиснување III Пластични (20 парчиња)

	A1	900719	A4	900723	
	A2	900720	CV	900724	
	A3	900721	AO2	900725	
	A3.5	900722	AO3	900726	
	Продолжетоци за истиснување III Пластични (30 парчиња)	004634	Продолжетоци за истиснување III Игли (30 парчиња)	004635	