



Sztuka tworzenia
fundamentu perfekcyjnej
estetyki

G-æniał® Flo X z GC

Cechuje się **wysokim**
kontrastem w obrazie
rtg nawet przy **cienkiej**
warstwie, ma doskonałe
właściwości użytkowe
i optymalną **trwałość...**

...idealny partner do
wszystkich odbudów
w odcinku bocznym!



GC


G-ænial® Flo X z GC

Idealny partner do wszystkich odbudów w odcinku bocznym

GC przedstawia G-ænial Flo X – integralny element rodziny materiałów do wypełnień G-ænial. Wierzymy, że Twoje wypełnienia zasługują na najlepszym fundament.

Optymalna lepkość do podścielania

G-ænial Flo X **zapływa z łatwością** do ubytku i zapewnia **doskonałą adaptację** do jego ścian



**Tetric EvoFlow nie jest znakiem towarowym firmy GC.

Wysoki kontrast w obrazie rtg

G-ænial Flo X umożliwia łatwą diagnostykę **nawet przy warstwie grubości tylko 0,5 mm!**



Kontrast w rtg dla szkliva: 190-210% AI

Wypełnienie z G-ænial Flo X: 303% AI warstwa grubości 1 mm, 284% AI warstwa grubości 0,5 mm*

Dr A.Coryn, Belgia

8 odcieni w tym 2 opakerowe

Opracowane do **maskowania przebarwień na dnie ubytku**, nieprzeziernie odcienie (AO2 i AO3) są idealnym fundamentem dla wszystkich wymagań estetycznych



Zwróć uwagę na różnicę w przezierności warstwy o grubości 1 mm pomiędzy odcieniem standardowym A2 i odcieniem wewnętrznym AO2

Komfortowa aplikacja

Unikatowy **ergonomiczny kształt strzykawki** z długą i cienką końcówką umożliwia dotarcie **nawet do najgłębszych partii ubytku**



G-ænial Flo X wykazuje również **najlepszą równowagę pomiędzy wytrzymałością* i lepkością** w swojej kategorii; to sprawia, że jest materiałem z wyboru w przypadku wszystkich **tradycyjnych wskazań do zastosowania płynnych kompozytów!**

* Źródło: GCC R&D - Dane dostępne na życzenie



Dostępny w **8 odcieniach** idealnie dopasowanych do G-ænial Posterior oraz z **dwoma rodzajami końcówek** w zależności od preferencji!



G-ænial Flo X

Strzykawka 3,6 g (2 ml)
Końcówki dozujące III plastikowe (20 sztuk)

	A1	900719	A4	900723	
	A2	900720	CV	900724	
	A3	900721	AO2	900725	
	A3.5	900722	AO3	900726	
	GC końcówki dozujące III plastikowe (30 szt.)	004634	GC końcówki dozujące III metalowe (30 szt.)	004635	