



Arta de a Crea
Fundatia unei
Estetici Perfecte

G-ænial® Flo X

de la GC

Cu radioopacitate
ridicată chiar și în cazul
unui strat subțire,
proprietăți de manipulare
excelente & durabilitate
optimă...

...partenerul perfect
pentru toate restaurările
dumneavoastră
posteroare!



GC


G-ænial® Flo X de la GC

Partenerul perfect pentru toate restaurările dumneavoastră posterioare

GC prezintă G-ænial Flo X - o parte integrantă a gamei G-ænial de materiale de restaurare. Deoarece considerăm că restaurările dumneavoastră merită cea mai bună fundație.

Vâscozitate optimă pentru lining

G-ænial Flo X **curge ușor** în cavitate și asigură o **adaptare excelentă** la pereții cavității



**Tetric EvoFlow nu este marcă înregistrată GC.

Radiopacitate ridicată

G-ænial Flo X permite un diagnostic simplu **chiar și în cazul unui strat de doar 0.5 mm!**



Radiopacitatea smalțului:
190-210% AI

Restaurare cu G-ænial Flo X:
303% AI la 1 mm și
284% AI la 0,5 mm grosime*

Dr A. Coryn, Belgia

8 nuanțe care includ 2 nuanțe de opac

Concepute pentru a **masca decolorările fundului de cavitate**, aceste nuanțe de opac (AO2 și AO3) reprezintă fundația perfectă pentru toate cerințele dumneavoastră estetice



Observați diferențele de transparență la 1 mm grosime între Nuanța Standard A2 și Nuanța Interioară AO2

Aplicare confortabilă

Design-ul ergonomic unic al seringii cu vârful lung & subțire oferă posibilitatea de a pătrunde **chiar și în cele mai adânci cavități**



G-ænial Flo X prezintă **deasemenea cel mai bun echilibru între rezistență* și vâscozitate** din categoria sa; acest lucru îl face materialul preferat pentru **toate indicațiile tradiționale** în care este necesar un material fluid!

* Sursa: GCC R&D - Date la cerere

Disponibil în **8 nuanțe** care se potrivesc perfect cu cele ale compozitului G-ænial Posterior, și **două tipuri de vârfuri** în funcție de preferințele dumneavoastră!



G-ænial Flo X
Seringă 3,6 g (2 ml)
Dispensing Tips III Plastic (20 buc)

| | | | | | |
|--|---|--------|------------------------------------|--------|--|
| | A1 | 900719 | A4 | 900723 | |
| | A2 | 900720 | CV | 900724 | |
| | A3 | 900721 | AO2 | 900725 | |
| | A3.5 | 900722 | AO3 | 900726 | |
| | GC Dispensing Tips III Plastic (30 buc) | 004634 | GC Dispensing Tips III Ac (30 buc) | 004635 | |

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Romania
Str. Gen. N. Dona, nr.22-24,
sc.1, et.1, ap.13, sect.1
RO - 010782 București
Tel. +40.21.313.41.53
Fax. +40.21.313.41.53
romania@eoo.gceurope.com
http://www.eoo.gceurope.com

GC