



Umetnost ustvarjanja
temeljev popolne
estetike

GC
G-ænial® Flo X

Združuje dobro
rentgensko vidnost
tudi pri
tanki plasti,
odlične lastnosti rokovanja
in optimalno vzdržljivost...

...odličen partner za
vse vaše posterioorne
restavracije!



GC

GC G-ænial® Flo X

Popoln partner za vse vaše posterione restavracije

GC predstavlja G-ænial Flo X - sestavni del G-ænial spektra materialov za obnove.
Ker verjamemo, da vaše obnove zaslužijo najboljše temelje.

Optimalna viskoznost za podlaganje

G-ænial Flo X **enostavno steče** v kaviteto in zagotavlja **popolno prileganje** stenam kavitete



**Tetric EvoFlow ni blagovna znamka GC.

Visoka radiopačnost

G-ænial Flo X omogoča enostavno diagnostiko **tudi pri debelini le 0.5 mm!**



Radiopačnost sklenine:
190-210% AI

G-ænial Flo X obnove:
303% AI pri 1 mm in
284% AI pri 0,5 mm debeli
plastí*

Dr A. Coryn, Belgija

8 odtenkov, vključujoč 2 opačna

Ker sta razviti za **maskiranje zabarvanj dna kavitete**, sta opačni (AO2 and AO3) popolna temelja za vaše estetske zahteve



Bodite pozorni na razliko v translucenci med 1 mm debelo plastjo Standard Shade A2 in Inside Shade AO2

Udoben nanos

Ta edinstvena **ergonomsko oblikovana brizga** z dolgim & tankim nastavkom omogoča dostop **tudi do najglobljih predelov kavitete**



G-ænial Flo X prav tako kaže **najboljše razmerje med trdnostjo* in viskoznostjo** v svoji kategoriji; to pomeni, da je material izbora za **vse klasične namene** uporabe tekočih kompozitov!

* Vir: GCC R&D - Podatki na zahtevo



Na voljo v **8 odtenkih**, ki se popolnoma prilegajo odtenkom G-ænial Posterior, in z **dvema vrstama nastavkov**, da bi ustrezalo vašim željam!



G-ænial Flo X
Brizga 3,6 g (2 ml)
Nanašalni nastavki III plastični
(20 kos)

	A1	900719	A4	900723	
	A2	900720	CV	900724	
	A3	900721	AO2	900725	
	A3.5	900722	AO3	900726	
	Nanašalni nastavki III plastični (30 kos)	004634	GC Nanašalni nastavki III kovinski (30 kos)	004635	