



Umetnost stvaranja
temelja za savršenu
estetiku

GC
G-ænial® Flo X

Visoka rentgenska
vidljivost čak i kod
male debljine sloja,
izvrsna svojstva primene
i optimalna trajnost...

...savršeni partner
za sve bočne
ispune!



GC


GC G-ænial® Flo X

Savršeni partner za sve bočne ispune

GC predstavlja G-ænial Flo X - deo G-ænial grupe restaurativnih materijala. Jer verujemo da vaši radovi zaslužuju bolje temelje.

Optimalna viskoznost za premaz

G-ænial Flo X **idealno teče** u kavitet i osigurava **izvrsno prilagođavanje** zidovima kaviteta



**Tetric EvoFlow nije GC-jev zaštitni znak.

Visoka rentgenska vidljivost

G-ænial Flo X omogućava lako dijagnostikovanje čak i kod debljine sloja od samo 0,5 mm!



Rentgenska vidljivost gleda: 190-210% AI

G-ænial Flo X rad: 303% AI kod debljine sloja od 1 mm i 284% AI kod debljine od 0,5 mm*

Dr A. Coryn, Belgija

8 boja uključujući 2 opakera

Razvijeni za **prekrivanje diskoloracija na dnu kaviteta**, opakera (AO2 i AO3) savršeni su kao podloga za sve estetske zahteve.



Razlika u translucenciji pri debljini sloja od 1 mm između standardne boje (Standard Shade) A2 i unutrašnje boje (Inside Shade) AO2.

Jednostavno nanošenje

Jedinstven **ergonomski oblik tube** sa dugom i tankom mlaznicom omogućava pristup i najdubljim kavitetima



G-ænial Flo X takođe ima **najbolju usklađenost čvrstoće*** i **viskoznosti** u svojoj kategoriji; zbog toga je materijal izbora za **sve klasične indikacije za tečni materijal!**

* Izvor: GCC Istraživanje i razvoj - podaci dostupni u arhivi



Dostupan u **8 boja** savršeno usklađenih sa materijalom G-ænial Posterior te sa **dve vrste nastavaka** u zavisnosti od potrebe!



G-ænial Flo X

Tuba 3,6 g (2 ml)
Nastavci za doziranje III plastični (20 pcs)

	A1	900719	A4	900723	
	A2	900720	CV	900724	
	A3	900721	AO2	900725	
	A3.5	900722	AO3	900726	
	GC Nastavci za doziranje III plastični (30 kom.)	004634	GC Nastavci za doziranje III igličasti (30 kom.)	004635	