



### G-aenial Universal Injectable

Süstal 1ml (1.7g)	Kapsel 15x0.16ml (0.27g)	Toon
901487	10006910	XBW
901488	10006911	BW
901489	10006896	A1
901490	10006897	A2
901491	10006898	A3
901492	10006899	A3.5
901493	10006900	A4
901494	10006901	B1
901495	10006902	B2
901496	10006903	CV
901497	10006904	CVD
901498	10006905	AO1
901499	10006906	AO2
901500	10006907	AO3
901501	10006908	JE
901502	10006909	AE



### everX Flow Syringe 2ml (3.7g)

012900	Bulk shade
012901	Dentin shade



### EQUIA Forte HT

901554	Intro Pack, 20 capsules A2 + 20 unitdoses of coat
901555	Intro Pack, 20 capsules A3 + 20 unitdoses of coat
901556	Intro Pack, 20 capsules B2 + 20 unitdoses of coat
901557	Promo Pack, 100 capsules A2 + 1 bottle of coat, 4ml
901558	Promo Pack, 2x50 capsules A2-A3 + 1 bottle of coat, 4ml
901559	Promo Pack, 100 capsules A3 + 1 bottle of coat, 4ml
901560	Promo Pack, 2x50 capsules A3-B2 + 1 bottle of coat, 4ml
901561	Clinic Pack, 200 capsules A2 + 1 bottle of coat, 4ml
901562	Clinic Pack, 200 capsules A3 + 1 bottle of coat, 4ml
901563	Clinic Pack, 200 capsules B2 + 1 bottle of coat, 4ml

### Seotud tooted



G-Premio BOND  
Universaalne adhesiiv



G2-BOND Universal  
Kahekomponentne universaalne adhesiiv



G-aenial A'CHORD  
Universaalne komposiit

EQUIA Forte, everX Flow ja G-aenial on GC kaubamärgid.

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
https://europe.gc.dental

**GC Nordic AB esindaja Eestis**  
Mob. +372.520.87.18  
Christine.Kuusmaa@gc.dental  
https://europe.gc.dental/et-EE

Z O L F E T 2 115 06/22



everX Flow™  
Fiibriga tugevdatud voolav komposiit dentiini asenduseks



G-aenial® Universal Injectable  
Kõrge tugevusega komposiit täidismatriljal



EQUIA Forte™ HT  
Kasumlik, alternatiivne täidismaterjal pikaajalisteks täidisteks



Leidke endale järgmine lemmik GC täidismaterjalide hulgast



Since 1921  
100 years of Quality in Dental



Iga patsient on erinev... ja samas nii sarnane.

Selleks, et tagada ravi kõrgeim kvaliteet, tuleb Teil kohandada ja optimeerida raviplaani vastavalt patsiendile. Sooviksime omalt poolt Teid aidata selle keerulise ülesande lahendamisel.

Lihtsustatud ja tõhusad lahendused tagahammaste restauratsioonideks

GC tooted on loodud hambaarste ja patsiente silmas pidades. See tähendab, et oleme pühendunud sellele, et pakkuda tõhusaid ja lihtsalt kasutatavaid kõrgeima kvaliteediga tooteid iga näidustuse jaoks.

Tugevdamiseks

### everX Flow

Lühikese fiibriga tugevdatud voolav komposiit dentiini asenduseks



- ✦ Komposiit dentiini asenduseks, mis **tugevdab restauratsiooni seestpoolt**
- ✦ Sisaldab fiibrit **mõrade peatamiseks**
- ✦ Lihtne **Bulk-fill** tehnika kuni 5.5 mm valgustamise sügavusega
- ✦ **Suurepärase kohandumisega** kaviteedi seintele laiali valgumata



Autor  
Dr. J. Tapia Guadix, Hispaania



Autor  
Dr. R. Novotny, Slovakkia

Sobib ideaalselt:

- ✦ Endo-ravitud hammastesse
- ✦ Suurtesse kaviteetidesse
- ✦ Hambakõndi ülesehituseks



### G-ænial Universal Injectable

Kõrge tugevusega komposiit



- ✦ Aplitseerimise ajal on koheselt modelleeritav
- ✦ Nii tugev, et seda võib kasutada **igas kaviteedi suurus**
- ✦ Pikk painutatav aplitseerimisotsik **ulatub igale poole**
- ✦ **Suurepärane poleeritavus**



Autor  
Dr. M. Kudelis, Leedu



Autor  
Dr. M. Peumans, Belgia

Sobib ideaalselt:

- ✦ Hambakõprude ülesehitamiseks
- ✦ *Injection moulding* tehnikaks
- ✦ Tagahammaste otsesteks ülesehitusteks



### EQUIA Forte HT

Kasumlik, alternatiivne täidismaterjal pikaajalisteks täidisteks



- ✦ **Tõestatud klaashübridteh-noloogia** koos spetsiaalse tugevdava pinnakattega
- ✦ **Biosobiv ja niiskust taluv materjal**
- ✦ **Bulk-fill** ja isesidustuv materjal **kiireks ja lihtsaks kasutamiseks**
- ✦ Nutikas materjal **ioonivahetusega**



Autor  
Dr. A. Patel, UK



Autor  
Dr. P. Rouas, Prantsusmaa

Sobib ideaalselt:

- ✦ Keeruliste juhtumite puhul
- ✦ MIH
- ✦ Hambajuure kaariese raviks
- ✦ Stamp tehnikaks



Igat tüüpi restauratsioonide jaoks

Lihtne ja mugav